



- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
- HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
- RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
- CS POKYNY K POUŽITÍ
- SL NAVODILA ZA UPORABO
- PL INSTRUKCJA UŻYCIA



Home Skinovations Ltd. behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen vorzunehmen, um die Leistungsfähigkeit, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit zu verbessern. Die von Home Skinovations Ltd. bereitgestellten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als genau und verlässlich. Dennoch übernimmt Home Skinovations Ltd. keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch unter einem Patent oder irgendwelchen Patentrechten von Home Skinovations Ltd. eine Lizenz eingeräumt. Dieses Dokument darf zu keinem Teil in welcher Form auch immer weder elektronisch noch mechanisch für irgendeinen Zweck ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Home Skinovations Ltd. vervielfältigt oder übermittelt werden. Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Home Skinovations Ltd. besitzt Patente und laufende Patentanmeldungen, Schutzmarken, Urheberrechte oder andere geistige Eigentumsrechte, die den Gegenstand dieses Dokuments betreffen. Die Bereitstellung dieses Dokuments beinhaltet keine Gewährung irgendwelcher Lizenzrechte an diesen Patenten, Schutzmarken, Urheberrechten oder anderen geistigen Eigentumsrechten, sofern dies nicht ausdrücklich schriftlich mit Home Skinovations Ltd. vereinbart wurde.

Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Home Skinovations Ltd., Tavor Gebäude, Shaar Yokneam Postfach 533, Yokneam 2069206, ISRAEL [www.silkn.com](http://www.silkn.com), [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## Inhaltsverzeichnis

1. Vor Behandlungsbeginn .....	2
1.1 Beschreibung des Silk'n Infinity™ Elektrogerätes .....	2
1.2. Verpackungsinhalt .....	3
2. Der Verwendungszweck von Silk'n Infinity™ .....	4
3. Sicherheit mit Silk'n Infinity™ .....	5
4. Gegenanzeigen .....	6
5. In folgenden Fällen sollten Sie Silk'n Infinity™ nicht verwenden .....	11
6. In folgenden Fällen sollten Sie auf die Nutzung des Silk'n Infinity™ verzichten .....	12
7. Mögliche Nebenwirkungen bei der Verwendung von Silk'n Infinity™ .....	13
8. Langfristige Enthaarung mit Silk'n Infinity™ .....	15
9. Erste Schritte .....	16
9.1. Was Sie von einer Behandlung mit Silk'n Infinity™ erwarten können .....	21
9.2. Nach der Behandlung mit Silk'n Infinity™ .....	22
10. Die Instandhaltung des Silk'n Infinity™ .....	22
10.1. Die Reinigung des Silk'n Infinity™ .....	22
11. Verbindung Ihres Silk'n Infinity™ mit Bluetooth .....	23
12. Fehlerbehebung .....	24
12.1. "Mein Silk'n Infinity™ schaltet nicht ein" .....	24
12.2. "Wenn ich den PULSSCHALTER betätige, wird kein galvanischer Impuls ausgelöst" .....	24
12.3. "Wenn ich den PULSSCHALTER drücke, wird kein Lichtimpuls ausgelöst" .....	24
13. Kundendienst .....	26
14. Spezifikationen .....	27
15. Kennzeichnung .....	171

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der ersten Verwendung von Silk'n Infinity™ genau durch.

Schenken Sie den Abschnitten über die Vorgehensweise während und nach der Verwendung des Gerätes sowie über die Inbetriebnahme bitte besondere Aufmerksamkeit. Wir empfehlen Ihnen, sich jedes Mal, wenn Sie Silk'n Infinity™ verwenden, erneut mit dem Benutzerhandbuch vertraut zu machen.

Silk'n Infinity™ ist ein leistungsstarkes Elektrogerät. Es sollte daher unter besonderer Beachtung der Sicherheit verwendet werden.


Bitte lesen Sie alle Warnhinweise und Sicherheitsvorkehrungen vor dem Gebrauch vollständig durch und halten Sie diese während des Verwendung von Silk'n Infinity™ genau ein.

## 1. Vor Behandlungsbeginn

**Silk'n Infinity™ ist ein auf Lichtimpulsen basierendes Elektrogerät für die dauerhafte Enthaarung, das speziell für den Hausgebrauch entwickelt wurde.**

### **1.1 Beschreibung des Silk'n Infinity™ Elektrogerätes**

Das Silk'n Infinity™ ENTHAARUNGSGERÄT verfügt über eine BEHANDLUNGSFLÄCHE und einen PULSAUSLÖSER. Es ist zudem mit zwei Elektroden ausgerüstet, die BASELEKTRODE und die BERÜHRUNGSELEKTRODE, um einen galvanischen Behandlungskreis zu schaffen und zu nutzen.



- ① Pulsauslöser
- ② Basiselektrode
- ③ Berührungselektrode
- ④ Hautfarbensensor
- ⑤ Behandlungsfläche

- ⑥ Einschalttaste
- ⑦ Energiestufenanzeige
- ⑧ Bereit-/ Hauttyp-Warnanzeige
- ⑨ Bluetooth-Indikatoranzeige

## 1.2 Verpackungsinhalt

Beim Öffnen der Verpackung von Silk'n Infinity™ finden Sie die folgenden Teile vor:

- Silk'n Infinity™-Enthaarungsgerät
- Adapter
- Dieses Benutzerhandbuch
- Garantiekarte
- Kosmetiktasche

## 2. Der Verwendungszweck von Silk'n Infinity™

Silk'n Infinity™ ist für die Entfernung ungewollter Körperbehaarung vorgesehen. Silk'n Infinity™ ist außerdem für die langfristige oder dauerhafte Haarverringering entwickelt worden. Unter einer dauerhaften Verringerung des Haarwachstums ist die langfristige stabile Verringerung der Anzahl Haare zu verstehen, die nach einer Behandlungsreihe wieder nachwachsen.

Silk'n Infinity™ ist für die Entfernung unerwünschter Haare vorgesehen. Silk'n Infinity™ ist außerdem für die langfristige oder dauerhafte Haarverringering entwickelt worden. Unter einer dauerhaften Verringerung des Haarwachstums ist die langfristige stabile Verringerung der Anzahl Haare zu verstehen, die nach einer Behandlungsreihe wieder nachwachsen.

Silk'n Infinity™ kann für die Entfernung unerwünschter Körperbehaarung verwendet werden.

Ideale Körperstellen für die Verwendung von Silk'n Infinity™ sind unter anderem Achselhöhlen, Bikinizone, Arme, Beine, Gesicht, Rücken, Schultern und Brust.

## 3. Sicherheit mit Silk'n Infinity™

**Mit Silk'n Infinity™ steht die Sicherheit an erster Stelle.**

### **Die HPL™-Technologie bei Silk'n Infinity™ - Höchste Sicherheit bei niedrigerer Energie**

Die Home Pulsed Light™-Technologie gewährleistet eine langfristige Haarentfernung mit einem Bruchteil der Energiestärke, die bei anderen, lichtbasierten Enthaarungsgeräten eingesetzt wird. Die geringe Energiestärke, die bei Silk'n Infinity™ zum Einsatz kommt, verringert die Gefahr von Verletzungen oder Komplikationen und trägt somit zu Ihrer Sicherheit bei.

### **Silk'n Infinity™ schützt Ihre Haut**

Die Lichtimpuls-Haarentfernung ist für dunklere Hauttypen nicht geeignet. Silk'n Infinity™ verfügt über einen eingebauten HAUTFARBENSENSOR, der die Hautpigmentierung der zu behandelnden Oberfläche misst und nur bei einer geeigneten Hautpigmentierung eine Behandlung ermöglicht. Diese einzigartige Sicherheitsvorrichtung gewährleistet, dass die Haut nur dort behandelt wird, wo die Haut nicht zu dunkel oder zu stark gebräunt ist.

Die 3 cm<sup>2</sup> große BEHANDLUNGSFLÄCHE, durch die die Lichtimpulse abgegeben werden, ist zudem in das Gerät eingelassen. Da auf diese Weise ein direkter Kontakt zwischen der BEHANDLUNGSFLÄCHE des Silk'n Infinity™ und Ihrer Haut vermieden wird, ist Ihre Haut geschützt.

### **Silk'n Infinity™ schützt Ihre Augen**


Silk'n Infinity™ ist mit einer integrierten Sicherheitsfunktion zum Schutz der Augen ausgerüstet. Das Gerät ist so konzipiert, dass kein Lichtimpuls ausgesendet wird, wenn die BEHANDLUNGSFLÄCHE in die Luft zeigt. Durch diese Sicherheitsfunktion ist eine Behandlung nur möglich, wenn die BEHANDLUNGSFLÄCHE vollständig auf der Haut aufliegt.

## 4. Gegenanzeigen

### Wichtige Sicherheitsinformationen - Bitte vor dem Gebrauch unbedingt lesen!

Silk'n Infinity™ ist nicht für jeden geeignet. Bitte lesen die Informationen im nachfolgenden Abschnitt vor der Nutzung aufmerksam durch und halten Sie die Hinweise ein. Für weitere Informationen und für eine persönliche Beratung besuchen Sie unsere Webseite [www.silkn.com](http://www.silkn.com) oder [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

Die Enthaarung mithilfe von Laserstrahlen oder intensivem Pulslicht kann bei einigen Personen ein verstärktes Haarwachstum zur Folge haben. Auf der Grundlage der gegenwärtig vorliegenden Daten sind insbesondere Frauen aus dem Mittelmeerraum, dem Mittleren Osten und Südasien betroffen, die im Gesicht und im Nacken behandelt wurden.

Warnung	Mögliche Wirkungen	Sicherheitshinweise
<p><b>Verwenden Sie Silk'n Infinity™ nicht auf gebräunter Haut.</b></p> <p>Die Behandlung ist nicht sicher!</p>  <p><b>Siehe die Haar- und Hautfarbentabelle auf der Verpackung</b></p>	<p>Die Behandlung einer gebräunten Haut mit Silk'n Infinity™ kann unerwünschte Wirkungen wie Rötungen und Hautreizungen zur Folge haben.</p>	<p>Silk'n Infinity™ ist mit einem einzigartigen HAUTFARBENSENSOR ausgerüstet, der in das Gerät integriert ist, um die Pigmentierung der zu behandelnden Haut zu Beginn jeder Sitzung und während der Behandlung zu messen. Der HAUTFARBENSENSOR gewährleistet, dass die Pulse nur bei einem geeigneten Hauttyp abgegeben werden.</p>



Warnung	Mögliche Wirkungen	Sicherheitshinweise
<p>Verwenden Sie die Energiestufen 2-5 des Silk'n Infinity™ nicht auf gebräunter Haut oder direkt nach einem Sonnenbad (Sonnenbänke eingeschlossen). Setzen Sie die behandelten Hautflächen nicht der Sonne aus.</p>	<p>Die Behandlung mit den Energiestufen 2-5 des Silk'n Infinity™ vor und nach dem Sonnenbad kann unerwünschte Auswirkungen wie beispielsweise Rötungen und Hautreizungen zur Folge haben. Gebräunte Haut enthält insbesondere nach einem Sonnenbad hohe Mengen des Pigments Melanin. Dies gilt für alle Hauttypen und Hautfarben einschließlich derer, die nicht schnell bräunen. Durch die hohen Mengen an Melanin ist die Haut bei auf Lichtimpulsen basierenden Enthaarungsmethoden einem erhöhten Risiko für Nebenwirkungen ausgesetzt.</p>	<p>Wenn Sie eine höhere Energiestufe als die niedrigste Stufe verwenden, sollten Sie mindestens 4 Wochen vor und 2 Wochen nach der Behandlung mit Silk'n Infinity™ ein Sonnenbad vermeiden!</p> <p>Ein Sonnenbad bedeutet die ungeschützte, konstante Aussetzung an direktes Sonnenlicht für die Dauer von mindestens 15 Minuten oder die ungeschützte Aussetzung an diffuses Sonnenlicht für mehr als eine Stunde. Um die behandelte Haut vor Sonnenlicht zu schützen, sollte für die Dauer von zwei Wochen nach jeder Enthaarung eine Sonnencreme mit einem Lichtschutzfaktor von mindestens 30 verwendet werden. Die niedrigste Energiestufe (1) des Silk'n Infinity™ ist speziell dafür entwickelt worden, um auch nach einem Sonnenbad eine unbedenkliche Anwendung zu ermöglichen. Sie können Silk'n Infinity™ daher auch nach einem Sonnenbad weiterhin anwenden, jedoch nur auf der niedrigsten Energiestufe.</p>

Warnung	Mögliche Wirkungen	Sicherheitshinweise
<p>Verwenden Sie Silk'n Infinity™ niemals an den oder in der Nähe der Augen.</p>	<p>Obwohl Silk'n Infinity™ für die Behandlung von Haaren im Gesicht verwendet werden kann, muss im Gesicht mit äußerster Vorsicht vorgegangen werden, um die Augen zu schützen.</p>	<p>Silk'n Infinity™ ist mit einer integrierten Sicherheitsfunktion zum Schutz der Augen ausgerüstet. Das Gerät ist so konzipiert, dass kein Lichtimpuls ausgesendet wird, wenn die BEHANDLUNGSFLÄCHE in die Luft zeigt. Durch den PULSAUSLÖSER ist eine Behandlung nur dann möglich, wenn die BEHANDLUNGSFLÄCHE vollständig auf dem Gewebe der Haut aufliegt.</p>
<p>Tätowierungen oder permanentes Make-up, dunkelbraune oder schwarze Flecken (wie große Sommersprossen, Muttermale, Leberflecken oder Warzen) dürfen nicht behandelt werden. Wichtiger Hinweis: Brustwarzen, der Genitalbereich und die Lippen dürfen zwar behandelt werden, jedoch AUSSCHLIESSLICH auf der ENERGIESTUFE I!</p>	<p>Die Behandlung einer dunklen oder stärker pigmentierten Haut mit Silk'n Infinity™ kann unerwünschte Auswirkungen wie Brandwunden, Blasen oder Veränderungen der Hautfarbe zur Folge haben (Hyper- oder Hypopigmentierung).</p>	<p>Decken Sie dunkle Bereiche mit einem nicht lichtabsorbierenden Material wie einem weißen Tuch oder weißem, medizinischen Klebeband ab.</p>

<b>Warnung</b>	<b>Mögliche Wirkungen</b>	<b>Sicherheitshinweise</b>
<b>Aktive Hautausschläge, Schuppenflechte, Verletzungen, offene Wunden oder Infektionen (Fieberbläschen) sowie durch Systemerkrankungen oder Stoffwechselstörungen verursachte Hautkrankheiten (zum Beispiel Diabetes) dürfen nicht behandelt werden.</b>	Auf Lichtimpulsen basierende Behandlungen können an empfindlichen Stellen unerwünschte Auswirkungen zur Folge haben.	Warten Sie, bis die betroffene Stelle verheilt ist, bevor Sie Silk'n Infinity™ verwenden.
<b>Die Behandlung von Bereichen, die in der Vergangenheit von Herpes betroffen waren.</b>	Auf Lichtimpulsen basierende Behandlungen können an empfindlichen Stellen unerwünschte Auswirkungen zur Folge haben.	Ziehen Sie für eine vorbeugende Behandlung vor der Verwendung von Silk'n Infinity™ Ihren Arzt zu Rate.
<b>Verwenden Sie Silk'n Infinity™ nicht, wenn Sie schwanger sind oder stillen.</b>	Hormonveränderungen während der Schwangerschaft können die Sensibilität der Haut und das Risiko von Nebenwirkungen erhöhen.	
<b>Bereiche, in denen das Haar später wieder nachwachsen soll, dürfen nicht behandelt werden.</b>	Die Ergebnisse sind dauerhaft.	

<b>Warnung</b>	<b>Mögliche Wirkungen</b>	<b>Sicherheitshinweise</b>
<p><b>Halten Sie Silk'n Infinity™ vom Wasser fern! Legen oder stellen Sie Silk'n Infinity™ nicht an einem Ort ab, an dem das Gerät herunterfallen oder in eine Badewanne, ein Waschbecken oder ein anderes Gefäß mit Wasser fallen oder gestoßen werden kann.</b></p>	<p>Dies kann einen schweren Stromschlag zur Folge haben.</p>	<p>Verwenden Sie Silk'n Infinity™ nicht während des Badens oder wenn das Gerät feucht oder nass werden kann. Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät ins Wasser gefallen ist.</p>
<p><b>Versuchen Sie nicht, das Silk'n Infinity™ Elektrogerät zu öffnen oder zu reparieren.</b></p>	<p>Wenn Sie das Silk'n Infinity™ Elektrogerät öffnen, können Sie mit gefährlichen elektrischen Bauteilen und Lichtenergieimpulsen in Berührung kommen, die schwere körperliche Schäden und/ oder eine bleibende Verletzung der Augen zur Folge haben können. Außerdem kann das Gerät beschädigt werden. Sie verlieren zudem Ihren Garantieanspruch.</p>	<p>Wenden Sie sich bitte an den Silk'n® Kundendienst, sollte Ihr Gerät defekt oder beschädigt sein, sodass eine Reparatur erforderlich ist.</p>

## 5. In folgenden Fällen sollten Sie Silk'n Infinity™ nicht verwenden:

Das Gerät sollte auf keinen Fall mit anderen Steckern, Anschlüssen oder Zubehörteilen verwendet werden, als den mit Ihrem Gerät mitgelieferten Teilen.	Anschlüsse und Zubehörteile, die nicht mit dem Gerät mitgeliefert wurden, werden von Home Skinovations Ltd. nicht empfohlen.	Stellen Sie die Anwendung umgehend ein und wenden Sie sich an den Silk'n®-Kundendienst.
Das Netzkabel oder der Netzstecker ist beschädigt.	Netzkabel von heißen Oberflächen fernhalten.	Stellen Sie die Anwendung umgehend ein und wenden Sie sich an den Silk'n®-Kundendienst.
Während der Verwendung ist Rauch zu sehen oder zu riechen.		Stellen Sie die Anwendung umgehend ein und wenden Sie sich an den Silk'n®-Kundendienst.
Das Gerät funktioniert nicht einwandfrei oder ist möglicherweise beschädigt.		Stellen Sie die Anwendung umgehend ein und wenden Sie sich an den Silk'n®-Kundendienst.
Der HAUTFARBENSENSOR weist Risse auf oder ist beschädigt.		Stellen Sie die Anwendung umgehend ein und wenden Sie sich an den Silk'n®-Kundendienst.
Das Gehäuse weist Risse auf oder fällt auseinander.		Stellen Sie die Anwendung umgehend ein und wenden Sie sich an den Silk'n®-Kundendienst.

## 6. In folgenden Fällen sollten Sie auf die Nutzung des Silk'n Infinity™ verzichten:

Bei einer Vorgeschichte mit Bildung von Narbengeschwüren.	Ziehen Sie vor der Verwendung des Silk'n Infinity™ Ihren Arzt zu Rate.
Wenn Sie an Epilepsie leiden.	
Wenn Sie an einer Krankheit leiden, die im Zusammenhang mit Lichtempfindlichkeit steht, wie beispielsweise polymorphe Lichtdermatose, Nesselsucht, Lupus usw.	
Wenn in der Vergangenheit von Hautkrebs die Rede war oder auf Körperstellen mit potenziell bösartigen Hauttumoren.	
Wenn Sie in den vergangenen 3 Monaten eine Strahlentherapie oder Chemotherapie erhalten haben.	
Wenn von einer anderen Situation die Rede ist, die nach Ansicht Ihres Arztes eine Behandlung unsicher erscheinen lässt.	
Wenn Ihre Haut in den vergangenen 6 Monaten mit einem ärztlich verordneten Medikament behandelt wurde.	

## 7. Mögliche Nebenwirkungen bei der Verwendung von Silk'n Infinity™

Wenn Silk'n Infinity™ in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwendet wird, sind durch das Gerät bedingte Nebenwirkungen und Komplikationen ungewöhnlich. Dennoch ist jede kosmetische Behandlungsmethode, einschließlich jener, die für die Verwendung zu Hause entwickelt wurden, mit einem gewissen Risiko verbunden. Es ist daher wichtig, dass Sie die Risiken und Komplikationen, die bei Enthaarungsgeräten mit Pulslicht für den Hausgebrauch auftreten können, begreifen und bei der Anwendung berücksichtigen.

Nebenwirkungen	Risikograd
<p><b>Leichtes Stechen auf der Haut –</b> Obwohl die zu Hause durchgeführte Enthaarung mit Pulslicht im Allgemeinen gut vertragen wird, empfinden die meisten Benutzer während der Verwendung ein leichtes Unbehagen, das gewöhnlich als leicht stechendes Gefühl auf den behandelten Hautstellen beschrieben wird. Dieses stechende Gefühl hält in der Regel während der Anwendung selbst oder für einige Minuten danach an. Alles, was über dieses leichte Unbehagen hinausgeht, ist nicht normal und bedeutet, dass Sie entweder die Anwendung von Silk'n Infinity™ einstellen sollten, da Sie die Enthaarung nicht vertragen, oder die Einstellung der Energiestufe zu hoch ist.</p>	Gering
<p><b>Rötung der Haut –</b> Ihre Haut kann direkt nach der Verwendung von Silk'n Infinity™ beziehungsweise innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden nach der Anwendung Rötungen aufweisen. Die Rötung geht in der Regel innerhalb von 24 Stunden wieder zurück. Sollte die Rötung nach 2 bis 3 Tagen nicht zurückgegangen sein, suchen Sie Ihren Arzt auf.</p>	Gering

Nebenwirkungen	Risikograd
<p><b>Erhöhte Hautempfindlichkeit –</b> Die Haut der behandelten Flächen ist empfindlicher. Die Haut ist trockener und bildet Schuppen.</p>	Gering
<p><b>Pigmentänderungen –</b> Silk'n Infinity™ zerstört den Haarschaft, insbesondere die pigmentierten Zellen im Haarfollikel und den Haarfollikel selbst. Dennoch besteht für die umgebende Haut das Risiko einer vorübergehenden Hyperpigmentierung (verstärkte Pigmentierung oder braune Verfärbung) oder der Hypopigmentierung (Blasswerden). Das Risiko einer Veränderung der Hautpigmentierung ist bei Personen mit einer dunklen Hautfarbe höher. Normalerweise ist eine Verfärbung und Pigmentveränderung der Haut nur von kurzer Dauer. Eine dauerhafte Hyper- oder Hypopigmentierung tritt nur selten auf.</p>	Selten
<p><b>Übermäßige Rötung und Schwellung –</b> In seltenen Fällen kommt es zu einer übermäßigen Rötung und Schwellung der Haut. An empfindlichen Körperstellen ist das Risiko höher. Die Rötung und Schwellung sollte innerhalb von 2 bis 7 Tagen wieder abklingen und durch wiederholtes Auftragen von Eis behandelt werden. Eine sanfte Reinigung ist möglich. Sonnenlicht sollte hingegen vermieden werden .</p>	Selten



## 8. Langfristige Enthaarung: die Silk'n Infinity™-Methode

Ein typischer Haarwuchszyklus kann 18-24 Monate dauern. Während dieses Zeitraums können mehrere Behandlungen mit Silk'n Infinity™ erforderlich sein, um eine dauerhafte Enthaarung zu erlangen. Die Wirksamkeit der Enthaarung ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, je nach Körperfläche, Haarfarbe und der Verwendungsart von Silk'n Infinity™.

Der typische Silk'n Infinity™-Behandlungsplan für die Enthaarung während eines vollständigen Haarwuchszyklus sieht wie folgt aus:

Behandlungen 1-4 – in zweiwöchigen Abständen

Behandlungen 5-7 – in vierwöchigen Abständen

Ab der 8. Behandlung – nach Bedarf, bis das gewünschte Ergebnis erzielt wurde.

### Zu erwartende Behandlungsergebnisse bei der Enthaarung

Hauttyp nach Fitzpatrick	Haarfarbe	Lichtstärke [J/cm <sup>2</sup> ]	Anatomischer Körperbereich <sup>2</sup>	Durchschnittliche Zahl der Behandlungen I	Effektivität (% Haarrückgang/ erneutes Wachstum) I
I-IV	Hellbraun bis braun	3-4,5	Ober- oder Unterbeine	10-12 Sitzungen, etwa alle vier Wochen	60% Haarrückgang
			Arme		50% Haarrückgang
			Bikinizone		60% Haarrückgang
			Unterarme		55% Haarrückgang
I-IV	Braun bis schwarz	3-4,5	Ober- oder Unterbeine	8-10 Sitzungen, etwa alle vier Wochen	70% Haarrückgang
			Arme		60% Haarrückgang
			Bikinizone		70% Haarrückgang
			Unterarme		65% Haarrückgang

1. Das individuelle Ergebnis hängt vom jeweiligen Haartyp sowie den biologischen Faktoren ab, die das Wachstumsmuster des Haares beeinflussen können. Bei einigen Personen ist im Vergleich zum Durchschnitt eine schnellere oder auch langsamere Reaktion auf die Behandlungen möglich.
2. Nach nur ein oder zwei Behandlungen ist noch keine dauerhafte Enthaarung zu erwarten. Die Dauer der Ruhephasen der einzelnen Haarfollikel hängt außerdem von der jeweiligen Körperstelle ab.

## 9. Erste Schritte

1. Nehmen Sie das Silk'n Infinity™ ENTHAARUNGSGERÄT und die dazugehörigen Geräteteile aus der Verpackung.
2. Stecken Sie das ADAPTERKABEL in die entsprechende Buchse des Silk'n Infinity™ ENTHAARUNGSGERÄTES .
3. Schließen Sie den Adapter an die Netzspannung an. Sämtliche Leuchten auf der Kontrollanzeige leuchten wiederholt im Kreis auf.

Ihr Silk'n Infinity™ ist jetzt betriebsbereit.

### Hinweise für die sichere und richtige Behandlung mit Silk'n Infinity™!

**Wählen Sie Behandlungsbereiche aus, die nicht kurz zuvor der Sonne ausgesetzt waren.**

4. Die Haut im Behandlungsbereich sollte rasiert, sauber, trocken und frei von jeglichen Pudern, Antiperspirantien und Deodorant sein. Die Haare dürfen nicht mit Wachs entfernt, ausgerupft oder gezupft sein. Die Rasur ist eine wichtige Voraussetzung, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen! Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie den Bereich 3 Tage vor der Behandlung rasieren oder die Haare eine Länge von 1-2 mm (3/32 Inch) aufweisen.
5. Betätigen Sie die EINSCHALTASTE. Das Gerät schaltet sich ein. Die ANZEIGENLEUCHE für Energiestufe I leuchtet auf und das Gebläse ertönt.
6. Etwa 1 Sekunde nach dem Betätigen der EINSCHALTASTE leuchtet die BEREIT/HAUTTYP-WARNANZEIGE (gelb) auf. Das Gerät ist nun betriebsbereit. Sie können den

ersten Impuls auf der niedrigsten Energiestufe auslösen.

Beginnen Sie immer auf der niedrigsten Energiestufe 1. Wenn Sie auf einer höheren Energiestufe beginnen, wird dadurch auch das Risiko von Nebenwirkungen gesteigert.

7. Wenn dies Ihre erste Behandlung ist, wählen Sie zunächst die Energiestufe aus, bei der Sie sich am wohlsten fühlen. Silk'n Infinity™ bietet 5 Energiestufen von 1 (niedrigste Stufe) bis 5 (höchste Stufe). Zur Auswahl der passenden Energiestufe für Ihre Behandlung testen Sie jeden Behandlungsbereich einzeln:

Legen Sie die **BEHANDLUNGSFLÄCHE** auf die Haut und drücken Sie die **Auslösetaste**, um einen Impuls abzugeben. Achten Sie darauf, dass Ihre Hände die **BASISELEKTRODE** gleichzeitig mit dem **PULSAUSLÖSER** betätigen (siehe Abbildung).

Wenn Sie die **BASISELEKTRODE** nicht mit der Hand berühren, entsteht kein galvanischer Behandlungskreis.

Wenn Sie keine Beschwerden feststellen, können Sie die **EINSCHALTASTE** erneut betätigen. Hierdurch wird die Energiestufe erhöht. Geben Sie an einer anderen Stelle einen Impuls auf der Energiestufe 2 ab.

Setzen Sie diesen Test mit höheren Energiestufen fort, bis die die höchste Energiestufe erreichen, auf der Sie die Behandlung noch als angenehm erfahren. Wenn innerhalb einer Stunde nach der Behandlung keine Beschwerden auftreten, können Sie die gesamte Behandlung auf dieser Energiestufe fortsetzen.

Wiederholen Sie diesen Test für alle Körperbereiche, die Sie behandeln möchten.



8. Um eine Energiestufe einzustellen, betätigen Sie wiederholt die **EINSCHALTASTE**, um die Energiestufe von 1 auf 5 zu erhöhen und von 5 wieder direkt auf 1 zu verringern, bis die gewünschte Energiestufe erreicht ist. Die **ENERGIESTUFENLEUCHTEN** geben die Energiestufeneinstellung an. Für weitere Einzelheiten siehe den Abschnitt "Energiestufe" unten.

## Energiestufe

Die Energiestufe bestimmt die Intensität des auf Ihre Haut abgegebenen Silk'n Infinity™ Lichtimpulses. Mit einer höheren Energiestufe sind auch die Ergebnisse bei der Enthaarung besser. Zugleich steigt jedoch auch das Risiko möglicher Nebenwirkungen und Komplikationen.

Silk'n Infinity™ bietet 5 Energiestufen von 1 (niedrigste Stufe) bis 5 (höchste Stufe). Das Gerät verfügt über 5 Anzeigeleuchten, die die jeweilige Energiestufe angeben.

Beim Einschalten von Silk'n Infinity™ wird automatisch immer die niedrigste Energiestufe eingestellt. Daher leuchtet nur eine ANZEIGENLEUCHE für die Energiestufe auf.

Um die Energiestufe einzustellen, betätigen Sie wiederholt die EINSCHALTASTE, um die Energiestufe von 1 auf 5 zu erhöhen und von 5 direkt wieder auf 1 zu verringern.

9. Legen Sie die BEHANDLUNGSFLÄCHE auf die Haut. Die Haut sollte dabei glatt und faltenlos sein. Sobald die BEHANDLUNGSFLÄCHE vollständig auf der Haut aufliegt, beginnt die BEREIT-/ HAUTTYP-WARNANZEIGE langsam zu blinken. Achten Sie darauf, dass Sie dabei die BERÜHRUNGSELEKTRODE auf der Unterseite des Gerätes berühren, um zu gewährleisten, dass das galvanische System einen Behandlungskreis aufbauen und aktivieren kann.
10. Betätigen Sie den PULSAUSLÖSER. Das Gerät bestimmt zunächst Ihre Hautfarbe. Ist die Hautfarbe hell genug für eine sichere Anwendung, aktiviert das Gerät den galvanischen Behandlungskreis. Sie verspüren unter Umständen ein leichtes Kribbeln. Das ist völlig normal: Die galvanische Behandlung sorgt dafür, dass die Poren erweitert werden, um eine verbesserte Wirkung der Behandlung zu gewährleisten. Direkt danach gibt das Gerät einen Lichtimpuls auf Ihre Haut ab. Die BEREIT-/ HAUTTYP-WARNANZEIGE wird wieder ausgeschaltet. Sie werden einen Lichtblitz sehen und gleichzeitig ein leises Poppen hören. Das ist ein ganz normales Geräusch. Sie können zudem ein leichtes Wärmegefühl und Kribbeln verspüren. Silk'n Infinity™ wird für den nächsten Lichtimpuls direkt wieder aufgeladen. Nach einigen Sekunden leuchtet die BEREIT-/ HAUTTYP-WARNANZEIGE wieder auf. Sobald das Gerät erneut auf die Haut aufgelegt wird, beginnt die Anzeige wieder langsam zu blinken.

11. Heben Sie die BEHANDLUNGSFLÄCHE von der behandelten Hautfläche ab.
12. Wählen Sie eine Anwendungsmethode für Ihre Sitzungen aus. Der Silk'n Infinity™ ermöglicht zwei Behandlungsmethoden: "Pulsieren" oder "Gleiten" (für weitere Einzelheiten siehe den Abschnitt zu den Behandlungsmethoden unten).
  - A. Bei der PULSIERENDEN Methode befolgen Sie die Schritte 9-11 oben an einer neuen Stelle auf der Haut, bis der gesamte Bereich vollständig behandelt ist.
  - B. Bei der GLEITENDEN Methode drücken Sie während der gesamten Behandlung kontinuierlich auf den PULSAUSLÖSER, wobei Sie das Gerät sanft über die zu behandelnde Hautpartie führen.



Wenn Ihre Haut Blasen bildet oder verbrennt,  
**BEENDEN SIE DIE ANWENDUNG UMGEHEND!**

## Behandlungsmethoden

### PULSIEREN

Die PULSIERENDE Methode ist für höhere Energiestufen am besten geeignet, da sie eine bessere Kontrolle der zu behandelnden Hautfläche ermöglicht.

Bei der pulsierenden Methode sollten die Impulse des Silk'n Infinity™ in Reihen abgegeben werden. Am besten ist es, immer auf einer Seite einer Reihe zu beginnen und sich Schritt für Schritt bis zum anderen Ende der Reihe vorzuarbeiten. Auf diese Weise wird verhindert, dass ein bestimmter Bereich mehrfach behandelt wird oder sich Hautbereiche überlappen.

Bei der pulsierenden Methode hinterlässt die BEHANDLUNGSFLÄCHE des Silk'n Infinity™ durch die Konzeption des Gerätes vorübergehend eine Druckstelle auf der bereits behandelten Hautfläche. Bei jeder erneuten Ausrichtung der BEHANDLUNGSFLÄCHE können die Druckstellen dazu dienen, das Gerät genau auszurichten, um Lücken und Überschneidungen zu vermeiden.

## GLEITEN

Die GLEIT-Methode ist für die Behandlung auf einer niedrigen Energiestufe am besten geeignet und ermöglicht ein schnelles und effizientes Vorgehen. Drücken Sie bei der Gleit-Methode während der Behandlung kontinuierlich auf den PULSAUSLÖSER, während Sie das Gerät langsam über den zu behandelnden Hautbereich führen. Das Gerät sollte dabei direkt auf der Haut aufliegen. Bewegen Sie das Gerät sanft über die zu behandelnde Hautfläche. Bei niedrigen Energiestufen benötigt das Gerät nur 1-1,5 Sekunden, um sich zwischen den einzelnen Lichtimpulsen wieder aufzuladen. Es wird also eine kontinuierliche Abfolge von Blitzen abgegeben.



Achten Sie darauf, dass sich die Lichtimpulse nicht überschneiden!



Behandeln Sie dieselbe Hautfläche nicht mehr als einmal pro Sitzung!  
Wird eine bestimmte Hautfläche während einer Sitzung mehrmals behandelt, kann dadurch das Risiko von Nebenwirkungen gesteigert werden.



Wenn Ihre Haut Blasen bildet oder verbrennt,  
**BEENDEN SIE DIE ANWENDUNG UMGEHEND!**

## DER HAUTFARBENSENSOR

Die auf Lichtimpulsen basierende Enthaarung kann bei dunkleren Hauttypen zu Nebenwirkungen wie Verbrennungen, Blasen oder zu einer Änderung der Hautfarbe führen (Hyper- oder Hypopigmentierung).

Um Nebenwirkungen wie diese zu vermeiden, ist Silk'n Infinity™ mit einem einzigartigen HAUTFARBENSENSOR ausgerüstet, um die Pigmentierung der zu behandelnden Haut zu Beginn jeder einzelnen Sitzung und in zwischenzeitlich während der Behandlung zu messen. Zeigt der HAUTFARBENSENSOR an, dass die Haut für eine Behandlung mit Silk'n Infinity™ zu dunkel ist, stoppt das Gerät automatisch mit der Abgabe von Lichtimpulsen.

Wenn das Gerät keinen Lichtimpuls abgibt und die BEREIT-/ HAUTTYP-WARNANZEIGE in schnellem Wechsel aufblinkt, ist dies ein Hinweis darauf, dass Ihr vom HAUTFARBENSENSOR gemessener Hautton für eine sichere Anwendung zu dunkel ist. Versuchen Sie, das Gerät auf einem anderen Körperteil anzuwenden oder wenden Sie sich an den Silk'n®-Kundendienst.

### **9.1. Was Sie von einer Behandlung mit Silk'n Infinity™ erwarten können**

Für viele Menschen, die Silk'n Infinity™ anwenden, kann es die erste Erfahrung mit einem lichtbasierten Gerät sein, das für den Hausgebrauch entwickelt wurde. Silk'n Infinity™ ist einfach in der Anwendung. Die Sitzungen dauern nicht lange. Während einer Behandlung mit Silk'n Infinity™ sind folgende Wahrnehmungen normal:

- **Ventilatorgeräusch** – Der in den Silk'n Infinity™ eingebaute Kühlventilator gibt ein Rauschen ab, ähnlich wie ein Haarföhn.
- **Ploppen bei jedem Lichtimpuls** – Wird ein HPL™-Lichtimpuls aktiviert, ist gleichzeitig mit dem Lichtblitz ein leises Ploppen zu hören. Das ist normal.
- **Wärmegefühl und ein leichtes Kribbeln** – Bei jedem galvanischen Impuls und bei jedem Lichtimpuls ist eine leichte Wärmeentwicklung und ein sanftes Kribbeln zu spüren, das von der galvanischen Energie und der Lichtenergie ausgeht. Das ist normal.
- **Eine leicht gerötete oder rosa Farbe der Haut** – Während und direkt nach der Behandlung mit Silk'n Infinity™ ist manchmal eine leichte, rosafarbene Verfärbung der Haut zu erkennen. Das ist nicht ungewöhnlich. Normalerweise ist die Verfärbung um die Haare herum am deutlichsten sichtbar.

Sollten Sie hingegen eine vollständige Rötung der Haut, Blasenbildung oder Verbrennungen feststellen, beenden Sie die Anwendung von Silk'n Infinity™ umgehend.

## 9.2. Nach der Behandlung mit Silk'n Infinity™

1. Nachdem die Behandlung beendet ist, schalten Sie Silk'n Infinity™ aus, indem Sie mehrere Sekunden auf die EINSCHALTTASTE drücken. Merken Sie sich die zuletzt eingeschaltete Energiestufe, da diese beim Wiedereinschalten des Silk'n Infinity™ nicht automatisch wieder eingestellt wird.
2. Ziehen Sie das ADAPTERKABEL aus der Steckdose heraus.
3. Nach jeder Sitzung wird empfohlen, das Silk'n Infinity™ Gerät zu reinigen, insbesondere die BEHANDLUNGSFLÄCHE (siehe: "Die Reinigung des Silk'n Infinity™").
4. Nach dem Reinigen wird empfohlen, das Silk'n Infinity™ Gerät in der Originalverpackung aufzubewahren und das Gerät von Wasser fernzuhalten.



### Hautpflege nach der Enthaarung

Nach der Behandlung empfiehlt es sich, eine Bodylotion auf die behandelte Haut aufzutragen, um eine schnelle Regenerierung der Haut zu ermöglichen. Verwenden Sie dazu die mitgelieferte Bodylotion oder eine Lotion Ihrer Wahl. Setzen Sie die mit den Energiestufen 2-5 behandelte Haut nicht der Sonne aus. Achten Sie darauf, die behandelte Haut während des gesamten Behandlungszeitraums sowie für mindestens 2 Wochen nach der letzten Behandlung mit Silk'n Infinity™ mit Sonnencreme (minimal Faktor 30) zu schützen.

## 10. Die Instandhaltung des Silk'n Infinity™

### 10.1. Die Reinigung des Silk'n Infinity™

Nach jeder Sitzung wird empfohlen, das Silk'n Infinity™ Gerät zu reinigen, insbesondere die BEHANDLUNGSFLÄCHE.

1. Ziehen Sie Silk'n Infinity™ vor der Reinigung aus der Steckdose heraus.



2. Verwenden Sie ein trockenes, sauberes Tuch und ein speziell für Elektrogeräte geeignetes Reinigungsmittel, um die Oberfläche des Silk'n Infinity™ und insbesondere die BEHANDLUNGSFLÄCHE vorsichtig abzuwischen.

Tauchen Sie Silk'n Infinity™ oder einzelne Teile des Gerätes niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein!

## 11. Verbindung Ihres Silk'n Infinity™ mit Bluetooth

### 11.1 Herunterladen und Verbindung mit der Silk'n Hair Removal App

Die "Silk'n Free Hair Removal" Applikation unterstützt Sie bei jedem Schritt mit Ihrem Silk'n-Enthaarungsgerät, erstellt einen persönlichen Behandlungsplan für Sie, unterstützt Sie bei der Wahl einer sicheren und informierten Entscheidung und gewährleistet eine Betreuung während des gesamten Behandlungsablaufs, um das beste Ergebnis zu erzielen.

Als Besitzer eines Silk'n Infinity™ Gerätes können Sie außerdem von den erweiterten Bluetooth-Verbindungseigenschaften profitieren!

Dazu brauchen Sie nur die Applikation herunterzuladen und die üblichen Schritte zur Anmeldung und zum Bluetooth-Pairing zu befolgen.

Das kostenlose Download und die "Silk'n Hair Removal App" finden Sie hier (bitte scannen):



## 12. Fehlerbehebung

### 12.1. “Mein Silk'n Infinity™ schaltet nicht ein”

- Vergewissern Sie sich, dass der ADAPTER ordnungsgemäß mit dem Silk'n Infinity™-Gerät verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der ADAPTER mit einer Wandsteckdose verbunden ist.

### 12.2 Wenn ich den PULSSCHALTER drücke, wird kein galvanischer Impuls ausgelöst

- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Hand beim Betätigen des PULSSCHALTERS gleichzeitig die BASISELEKTRODE berührt. Der galvanische Behandlungskreis erfordert einen geschlossenen galvanischen Kreis, der nur dann entsteht, wenn Auslöser und Elektrode gleichzeitig gedrückt werden. Nur so ist eine effektive Behandlung Ihrer Haut möglich.

### 12.3. “Wenn ich den PULSSCHALTER betätige, wird kein Lichtimpuls ausgelöst”

- Stellen Sie sicher, dass die gelbe BEREIT-/ HAUTTYP-WARNANZEIGE langsam blinkt, um einen ausreichenden Kontakt mit der Haut zu gewährleisten. Dazu muss die BEHANDLUNGSFLÄCHE gleichmäßig und fest gegen die Haut gedrückt werden. Zu Ihrer Sicherheit wird der PULSAUSLÖSER nur dann ausgelöst, wenn die BEHANDLUNGSFLÄCHE fest auf die Haut gedrückt wird.

Überprüfen Sie die BEREIT-/ HAUTTYP-WARNANZEIGE. Blinkt die Anzeige in schnellem Wechsel auf, ist dies ein Hinweis darauf, dass der vom HAUTFARBENSENSOR gemessene Hutton für eine sichere Behandlung zu dunkel ist. Versuchen Sie, das Gerät auf einem anderen Körperteil anzuwenden oder wenden Sie sich an den Silk'n®-Kundendienst.

- Wenn die gelbe Warnanzeige zusammen mit anderen Warnanzeigen dauerhaft aufleuchtet, liegt ein Systemfehler vor.

Trennen Sie das Gerät von der Netzspannung und schließen Sie es danach erneut an. Ist das Problem damit nicht behoben, wenden Sie sich bitte an ein Silk'n® Kundendienstzentrum in Ihrer Nähe.

- Überprüfen Sie, ob sämtliche Leuchten der Reihe nach aufleuchten. Ist dies der Fall, trennen Sie das Gerät von der Netzspannung. Die Lebensdauer des Gerätes ist abgelaufen. Das Gerät muss sachgemäß entsorgt werden. Zur sicheren und effizienten Entsorgung geben Sie Ihr Altgerät bitte an der nächstgelegenen Sammelstelle für elektronische Altgeräte ab.



Versuchen Sie nicht, Ihr Silk'n Infinity™ Elektrogerät zu öffnen oder zu reparieren. Nur von Silk'n® zugelassene Reparaturwerkstätten sind befugt, Reparaturen durchzuführen.

Wenn Sie das Silk'n Infinity™ Elektrogerät öffnen, können Sie mit gefährlichen elektrischen Bauteilen und Lichtenergieimpulsen in Berührung kommen, die schwere körperliche Schäden und/oder eine bleibende Verletzung der Augen zur Folge haben können.

Bei dem Versuch, das Silk'n Infinity™ Gerät zu öffnen, könnte das Gerät beschädigt werden. Außerdem erlischt dadurch jeglicher Garantieanspruch.

Wenden Sie sich bitte an den Silk'n® Kundendienst, sollte Ihr Gerät defekt oder beschädigt sein, sodass eine Reparatur erforderlich ist.

## 13. Kundendienst

Für weitere Informationen über die Produkte von Silk'n® besuchen Sie bitte Ihre regionale Silk'n® Webseite: **www.silkn.eu oder www.silkn.com**.

Ist das Gerät beschädigt, defekt, reparaturbedürftig oder benötigen Sie in einer anderen Weise unsere Unterstützung, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Silk'n® Kundendienstzentrum:

Für Kunden in den USA und Kanada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, [contact@silkn.com](mailto:contact@silkn.com)

Land	Kundendienstnummer	E-Mail
France	0891-655557	<a href="mailto:serviceconsommateurfr@silkn.eu">serviceconsommateurfr@silkn.eu</a>
Belgique	0900-25006	<a href="mailto:serviceconsommateurbe@silkn.eu">serviceconsommateurbe@silkn.eu</a>
Nederland	0900-2502217	<a href="mailto:klantenservicentl@silkn.eu">klantenservicentl@silkn.eu</a>
Espagne	807088200	<a href="mailto:servicioalcliente@silkn.eu">servicioalcliente@silkn.eu</a>
UK	0906-2130009	<a href="mailto:customercareuk@silkn.eu">customercareuk@silkn.eu</a>
Ireland	1800901512	<a href="mailto:CustomercareIE@silkn.eu">CustomercareIE@silkn.eu</a>
Portugal		<a href="mailto:CustomercarePT@silkn.eu">CustomercarePT@silkn.eu</a>
Skandinavien		<a href="mailto:CustomercareSC@silkn.eu">CustomercareSC@silkn.eu</a>
Türkiye		<a href="mailto:info@silkn.com.tr">info@silkn.com.tr</a>

## 14. Spezifikationen

Galvanischer	70-400 Mikroampere ( $\mu\text{A}$ )	
Auflagepunkt Abmessungen	0,9 cm x 3 cm [2,7 cm <sup>2</sup> ]	
Technologie	Home Pulsed Light™	
Maximale Energiehöhe	Max 5J/cm <sup>2</sup>	
Wellenlänge	475-1200 nm	
Ladezeit/ Stromquelle	Dauerbetrieb	
Elektrische Eigenschaften	100-240 VAC, 2A	
Bedienung und Sicherheit	Der Hautfarbensensor gewährleistet eine sicher Anwendung auf allen für die Behandlung geeigneten Hauttypen	
Größe der Verpackung	180x180x100 cm	
Gewicht des Gerätes	200 g	
Temperatur	Betrieb	10°C bis 35°C
	Lagerung	-40 bis +70°C
Relative Feuchtigkeit	Betrieb	30 bis 75% rF
	Lagerung	10 bis 90% rF
Atmosphärischer Druck	Betrieb	700 bis 1060 hPa
	Lagerung	500 bis 1060 hPa
Adapter	KSAPV361200300D5	
Nenn	100-240V; 50-60Hz; 0,9A	
leistung	12Vdc; 3A	

Home Skinovations Ltd. си запазва правото да прави промени в своите продукти или спецификации с цел подобряване на експлоатационните характеристики, надеждността или технологичността. Предоставената от Home Skinovations Ltd. информация се смята за точна и надеждна към момента на нейното публикуване. Home Skinovations Ltd. обаче не поема никаква отговорност за начина на нейното използване. Не се предоставят никакви лицензи поради нейно значение или по друг начин при никакви патенти или патентни права на Home Skinovations Ltd.

Нито една част от този документ не може да бъде възпроизведена или предавана под каквато и да била форма или с каквито и да било средства, електронни или механични, за каквито и да било цели, без изричното писмено разрешение на Home Skinovations Ltd. Данните са предмет на промяна без уведомление.

Home Skinovations Ltd. има патенти и висящи заявки за патенти, търговски марки, авторски права или други права на интелектуална собственост, покриващи предмета на този документ. Предоставянето на този документ не Ви дава право на никакъв лиценз върху тези патенти, търговски марки, авторски права или други права на интелектуална собственост, освен ако това не е изрично посочено в някое писмено споразумение от Home Skinovations Ltd.

Спецификациите са предмет на промяна без предупреждение.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAEL [www.silkn.com](http://www.silkn.com), [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## Съдържание

<b>1. Преди да започнете</b> .....	<b>29</b>
1.1 Описание на уреда Silk'n Infinity™ .....	29
1.2 Съдържание на опаковката .....	30
<b>2. Употреба по предназначение на Silk'n Infinity™</b> .....	<b>31</b>
<b>3. Безопасност със Silk'n Infinity</b> .....	<b>32</b>
<b>4. Противопоказания</b> .....	<b>33</b>
<b>5. Не използвайте Silk'n Infinity™, ако:</b> .....	<b>38</b>
<b>6. Избягвайте да използвате Silk'n Infinity™, ако някое от следните неща се отнася за Вас</b> .....	<b>39</b>
<b>7. Възможни нежелани реакции при използването на Silk'n Infinity™</b> .....	<b>40</b>
<b>8. Дълготрайно отстраняване на космите със Silk'n Infinity™</b> .....	<b>42</b>
<b>9. Започнете</b> .....	<b>43</b>
9.1. Какво да очаквате, когато третирате окосмяването със Silk'n Infinity™? .....	48
9.2. След третиране на окосмяването със Silk'n Infinity™ .....	49
<b>10. Поддържане на Silk'n Infinity™</b> .....	<b>50</b>
10.1. Почистване на Silk'n Infinity™ .....	50
<b>11. Връзка на Silk'n Infinity™ с Bluetooth</b> .....	<b>50</b>
<b>12. Отстраняване на неизправности</b> .....	<b>51</b>
12.1. „Моят Silk'n Infinity™ не тръгва.“ .....	51
12.2. „Няма излъчване на галваничен импулс, когато натисна СПУСЪКА НА ИМПУЛСИТЕ.“ .....	51
12.3. „Няма излъчване на светлинни импулси, когато натисна СПУСЪКА НА ИМПУЛСИТЕ.“ .....	51
<b>13. Обслужване на клиенти</b> .....	<b>52</b>
<b>14. Характеристики</b> .....	<b>53</b>
<b>15. Етикетирание</b> .....	<b>171</b>

Преди да използвате Silk'n Infinity™ за първи път, моля, прочетете всички инструкции в това ръководство за потребителя.

Обърнете особено внимание на разделите, описващи процедурите на използване на уреда, начина на функциониране на уреда и процедурите, които следва да се извършат след неговата употреба.

Препоръчваме Ви да прочитате отново това ръководство на потребителя преди всяко използване на Silk'n Infinity™.

Silk'n Infinity™ е мощен електрически уред. Като такъв, той трябва да се използва с особено внимание по отношение на безопасността.

Преди всяка употреба, моля, прочетете всички предупреждения и предпазни мерки за безопасност и ги следвайте стриктно, докато използвате Silk'n Infinity™.

## 1. Преди да започнете


**Silk'n Infinity™ е базирано на светлина устройство за трайно намаляване на космите, предназначено за домашна употреба.**

### 1.1 Описание на уреда Silk'n Infinity™

УРЕДЪТ ЗА ОБЕЗКОСМЯВАНЕ Silk'n Infinity™ съдържа ТРЕТИРАЩА ПОВЪРХНОСТ и СПУСЪК НА ИМПУЛСИТЕ. Той също така съдържа двойка електроди, БАЗОВ и АКТИВЕН, за създаване и използване на циркулация за галванично третиране.



- ① Спусък на импулсите
- ② Базов електрод
- ③ Активен електрод
- ④ Сензор за цвета на кожата
- ⑤ Третираща повърхност



- ⑥ Централен бутон
- ⑦ Индикатори на енергийните нива
- ⑧ Индикатор за готовност/предупреждение за оттенъка на кожата
- ⑨ Индикатор за Bluetooth

## 1.2. Съдържание на опаковката

При отварянето на опаковката на Silk'n Infinity™ ще видите следните части:

- Уред за обезкосмяване Silk'n Infinity™
- Адаптер
- Това ръководство на потребителя
- Гаранционна карта
- Чантичка за козметика



## 2. Употреба по предназначение на Silk'n Infinity™

Уредът Silk'n Infinity™ е предназначен за премахване на нежелано окосмяване. Третирането със Silk'n Infinity™ също така трябва да доведе до дълготрайно или трайно намаляване на окосмяването. Трайното намаляване на окосмяването се определя като продължително устойчиво намаляване на броя на космите, растящи отново след проведен курс на третиране.

Уредът Silk'n Infinity™ е предназначен за премахване на нежелано окосмяване. Третирането със Silk'n Infinity™ също така трябва да доведе до дълготрайно или трайно намаляване на окосмяването. Трайното намаляване на окосмяването се определя като продължително устойчиво намаляване на броя на космите, растящи отново след проведен курс на третиране.

Silk'n Infinity™ може да се използва за премахване на нежелано окосмяване по тялото. Частите на тялото, които са изключително подходящи за третиране със Silk'n Infinity™, включват подмишниците, линията на бикините, ръцете, краката, лицето, гърба, раменете и гърдите.

## 3. Безопасност със Silk'n Infinity

При Silk'n Infinity™ безопасността е на първо място.

**HPL™ технологията в Silk'n Infinity™ – изключителна безопасност при по-ниско енергийно ниво**

Технологията Home Pulsed Light™ с използване на интензивна пулсираща светлина е в състояние да постигне дълготрайни резултати в обезкосмяването с част от енергията, използвана в други уреди за обезкосмяване базирани на светлина. Ниското ниво на енергия, използвана в Silk'n Infinity™, редуцира неговия потенциал за причиняване на вреда или усложнения и допринася за цялостната Ви безопасност.

**Silk'n Infinity™ защитава Вашата кожа**

Базираното на светлина обезкосмяване не е подходящо за загоряла кожа. Silk'n Infinity™ се предлага с вграден СЕНЗОР ЗА ЦВЕТА НА КОЖАТА, който е предназначен да отчита цвета на повърхността на прилагане и да задейства енергийни нива, отговарящи на цвета на кожата.

Освен това, ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ от 3 cm<sup>2</sup>, през която се излъчват светлинни импулси, е разположена във вдлъбнатина. По този начин Silk'n Infinity™ предпазва Вашата кожа, като не допуска директен контакт между ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ и кожата.


**Silk'n Infinity™ защитава Вашите очи**

Silk'n Infinity™ има вградена обезопасяваща функция за защита на очите. Той е проектиран така, че да не се излъчва светлинен импулс, когато ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ гледа към въздуха. Обезопасяващата функция позволява третирането да става само когато ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ е в контакт с кожата.

## 4. Противопоказания

**Важна информация за безопасността! Да се прочете преди употреба!**

Silk'n Infinity™ не е предназначен за всички. Моля, прочетете и помислете върху информацията в следващия раздел преди употреба. За допълнителна информация и персонализирани съвети можете да посетите също и [www.silkn.com](http://www.silkn.com) или [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu). Обезкосмяването с лазери или източници на интензивна импулсна светлина може да предизвика повишено окосмяване при някои индивиди. Въз основа на наличните до този момент данни, най-рисковите групи по отношение на този вид реакция са жени, произхождащи от Средиземноморския регион, Близкия Изток и Южна Африка, с обработвани области по лицето и шията.

Предупреждение	Възможни резултати	Съвет за безопасност
<p><b>Не използвайте Silk'n Infinity™ върху загоряла кожа.</b></p> <p>Това не е безопасно!</p>  <p><b>Вижте таблицата за цвета на косъма и кожата върху опаковката.</b></p>	<p>Третирането на загоряла кожа със Silk'n Infinity™ може да предизвика неблагоприятни ефекти като зачервяване и дискомфорт на кожата.</p>	<p>Уредът Silk'n Infinity™ съдържа уникален СЕНЗОР ЗА ЦВЕТА НА КОЖАТА, който отчита оттенъка на обработваната кожа в началото на всяко третиране и по време на самото третиране. СЕНЗОРЪТ ЗА ЦВЕТА НА КОЖАТА позволява да се излъчват импулси само при подходящи оттенъци на кожата.</p>

Предупреждение	Възможни резултати	Съвет за безопасност
<p><b>Не използвайте енергийни нива от 2 до 6 на Silk'n Infinity™ върху загоряла кожа или след скорошно излагане на слънце (включително и след използване на уреди за добиване на изкуствен тен). Не излагайте третираните области на слънце.</b></p>	<p>Третирането при енергийни нива от 2 до 6 на Silk'n Infinity™ преди или след излагане на слънце може да предизвика неблагоприятни ефекти като зачервяване и дискомфорт на кожата. Загорялата кожа, особено след излагане на слънце, съдържа големи количества от пигмента меланин.</p> <p>Това се отнася за всички видове кожа и цветове, включително и тези, които не изглежда че почерняват бързо.</p> <p>Наличието на големи количества меланин излага кожата на по-голям риск, когато се използва метод за обезкосмяване, базиран на светлина.</p>	<p>При използване на което и да било енергийно ниво, по-високо от най-ниското, трябва да се избягва излагане на слънце в продължение на 4 седмици преди и 2 седмици след третиране на кожата със Silk'n Infinity™!</p> <p>Излагането на слънце означава незащитено излагане на пряка слънчева светлина за повече от 15 минути без прекъсване или незащитено излагане на дифузна слънчева светлина за повече от 1 час без прекъсване. За да защитите наскоро третираната кожа от излагане на слънчева светлина, не забравяйте да я мажете щателно със слънцезащитно средство с фактор SPF 30 или повече в продължение на 2 седмици след всяко обезкосмяване.</p> <p>Най-ниското енергийно ниво на Silk'n Infinity™ (1) е специално предназначено за безопасна употреба дори и след излагане на слънце.</p> <p>След излагане на слънце можете да продължите да използвате Silk'n Infinity™, но само при най-ниското енергийно ниво.</p>

Предупреждение	Възможни резултати	Съвет за безопасност
<p><b>Никога не използвайте Silk'n Infinity™ около или близо до очите.</b></p>	<p>Въпреки че Silk'n Infinity™ може да се използва за третиране на косми по лицето, това трябва да се прави с повишено внимание, за да се избегне контакта с очите.</p>	<p>Silk'n Infinity™ има вградена обезопасяваща функция за защита на очите. Той е проектиран така, че да не се излъчва светлинен импулс, когато ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ гледа към въздуха. СПУСЪКЪТ НА ИМПУЛСИТЕ позволява третирането да става само когато ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ е в контакт с тъканта.</p>
<p><b>Не третирайте татуировки или перманентен грим, тъмнокафяви или черни петна (като например големи лунички, белези от раждане, бенки или брадавици). Моля, обърнете внимание: зърната, гениталиите или устните могат да се третират, но тъй като са естествено по-тъмни на цвят, ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ЕНЕРГИЙНО НИВО 1!</b></p>	<p>Обработването със Silk'n Infinity™ на която и да било област, която е с тъмен цвят или с по-голямо количество пигмент, може да произведе неблагоприятни ефекти като например изгаряния, мехури и промени в цвета на кожата (хипер- или хипопигментация).</p>	<p>Покрийте по-тъмната област с материал, който няма да абсорбира светлината, като бял плат или бяла медицинска лепенка.</p>

<b>Предупреждение</b>	<b>Възможни резултати</b>	<b>Съвет за безопасност</b>
<p><b>Не третирайте места с активна екзема, псориазис, лезии, открити рани или инфекции (херпес), необичайни състояния на кожата, причинени от системни или метаболитни заболявания (като например диабет).</b></p>	<p>Базираната на светлина обработка може предизвика нежелани реакции върху вече чувствителни зони.</p>	<p>Изчакайте засегнатата област да оздравее, преди да използвате Silk'n Infinity™.</p>
<p><b>Област на третиране с анамнеза за херпеси.</b></p>	<p>Базираната на светлина обработка може предизвика нежелани реакции върху вече чувствителни зони.</p>	<p>Консултирайте се с Вашия лекар, за да получите превантивно лечение, преди да използвате Silk'n Infinity™.</p>
<p><b>Не използвайте Silk'n Infinity™, ако сте бременна или кърмите.</b></p>	<p>Хормоналните промени по време на бременността могат да повишат чувствителността на кожата и риска от неблагоприятни ефекти.</p>	
<p><b>Не използвайте върху области, в които по-нататък може да поискате да имате косми.</b></p>	<p>Резултатите са трайни.</p>	

<b>Предупреждение</b>	<b>Възможни резултати</b>	<b>Съвет за безопасност</b>
<p><b>Пазете Silk'n Infinity™ далеч от вода! Не поставяйте и не съхранявайте Silk'n Infinity™ на място, където може да падне, да се бутне или да се озове във вана, мивка или друг съд, съдържащ вода.</b></p>	<p>Това може да предизвика сериозен токов удар.</p>	<p>Не използвайте Silk'n Infinity™ по време на къпане или ако се навлажни или намокри. Незабавно извадете щепсела от контакта, ако уредът е паднал във вода.</p>
<p><b>Не се опитвайте да отворите или да поправите сами Вашия уред Silk'n Infinity™.</b></p>	<p>Отварянето на Silk'n Infinity™ може да Ви изложи на въздействието на опасни електрически компоненти и на пулсираща светлинна енергия, всяко от които може да причини тежка телесна повреда и/или трайно увреждане на очите. То също така може да повреди уреда Ви и да анулира гаранцията.</p>	<p>Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Silk'n®, ако уредът Ви е счупен или повреден и се нуждае от ремонт.</p>

## 5. Не използвайте Silk'n Infinity™, ако:

<b>Уредът се използва с щепсели, приставки или принадлежности, различни от тези, доставени с Вашия Infinity.</b>	Приставките или принадлежностите не са препоръчани от Home Skinovations Ltd.	Преустановете използването на уреда незабавно и се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Silk'n®.
<b>Кабелът или щепселът е повреден.</b>	Дръжте кабела на захранването далеч от нагорещени повърхности.	Преустановете използването на уреда незабавно и се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Silk'n®.
<b>Виждате или усещате миризма на дим по време на употреба.</b>		Преустановете използването на уреда незабавно и се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Silk'n®.
<b>Уредът не работи правилно или изглежда, че е повреден.</b>		Преустановете използването на уреда незабавно и се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Silk'n®.
<b>СЕНЗОРЪТ ЗА ЦВЕТА НА КОЖАТА е пукнат или счупен.</b>		Преустановете използването на уреда незабавно и се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Silk'n®.
<b>Външната обвивка е пукната или се разпада.</b>		Преустановете използването на уреда незабавно и се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Silk'n®.



## 6. Избягвайте да използвате Silk'n Infinity™ при наличие на някои от следните състояния:

Ако страдате от епилепсия.	Консултирайте се с Вашия лекар, преди да използвате Silk'n Infinity™.
Ако имате заболяване, свързано с фоточувствителност, като порфирия, полиморфна светлинна ерупция, слънчева уртикария, лупус и др.	
Ако имате история на рак на кожата или области с потенциални злокачествени заболявания на кожата.	
Ако сте преминали лъчетерапия или химиотерапия през последните 3 месеца.	
Ако имате някакво друго заболяване, което според Вашия лекар би подложило на риск безопасността Ви при третирането Ви с уреда.	
Ако кожата Ви е била третирана с предписано от лекар лекарство през последните 6 месеца.	
Bőrét az elmúlt 6 hónapban orvos által felírt gyógyszerrel kezelték.	

## 7. Възможни нежелани реакции при използването на Silk'n Infinity™

Когато се използва в съответствие с инструкциите, страничните ефекти и усложненията, свързани с използването на Silk'n™ Infinity, са рядкост. Всяка козметична процедура, обаче, включително и тези, предназначени за домашна употреба, съдържат известна степен на риск. Поради това е важно да разберете и да приемете рисковете и усложненията, които могат да възникнат при системи за обезкосмяване с пулсираща светлина, предназначени за домашна употреба.

Нежелана реакция	Степен на риска
<p><b>Незначителен дискомфорт на кожата –</b> Въпреки че обезкосмяването с пулсираща светлина у дома се понася като цяло много добре, повечето потребители все пак чувстват по време на употреба известен лек дискомфорт, който обикновено се описва като леко щипане на третираните области на кожата. Щипането обикновено трае по време на самото приложение или няколко минути след това. Всичко извън този лек дискомфорт е ненормално и означава, че или не трябва да продължите да използвате Silk'n Infinity™, защото не сте в състояние да понесате отстраняването на косми по този начин, или че настройката на енергийното ниво е твърде висока.</p>	Незначително
<p><b>зачервяване на кожата –</b> Кожата Ви може да се зачерви веднага след използване на Silk'n Infinity™ или в рамките на 24 часа след използване на Silk'n Infinity™. Зачервяването обикновено отзвучава в рамките на 24 часа. Вижте се с Вашия лекар, ако зачервяването не изчезне в рамките на 2 до 3 дни.</p>	Незначително

<b>Нежелана реакция</b>	<b>Степен на риска</b>
<p><b>повишена чувствителност на кожата –</b>  Кожата в третирания участък е по-чувствителна, което означава, че може да изпитате сухота или лющене на кожата.</p>	Незначително
<p><b>промени в пигментацията –</b>  Silk'n Infinity™ има за цел третирането на косъма и по-специално пигментираните клетки на космения фоликул и самия космен фоликул. И все пак, съществува риск от временна хиперпигментация (увеличаване на количеството пигмент или обезцветяване до кафяво) или хипопигментация (избелване) на околната кожа. Този риск от промени в пигментацията на кожата е по-висок за хората с по-тъмен цвят на кожата. Обикновено обезцветяването или промените в пигментацията на кожата са временни; рядко се наблюдават постоянна хиперпигментация или хипопигментация.</p>	Рядко
<p><b>прекомерно зачервяване и подуване –</b>  В редки случаи третираната кожа може да стане много червена и подута. Това се случва по-често в чувствителните области на тялото. Зачервяването и подуването трябва да отшумят в рамките на 2 до 7 дни и трябва да бъдат третирани с често прилагане на лед. Местата могат да бъдат почиствани внимателно, но трябва да избягвате излагане на слънчева светлина.</p>	Рядко

## 8. Дълготрайно обезкосмяване със Silk'n Infinity™

Обичайният пълен цикъл на растеж на космите може да продължи между 18 и 24 месеца. През това време може да се наложи да третираме космите многократно със Silk'n Infinity™, за да постигнете трайно обезкосмяване.

Ефективността на обезкосмяването е различна за всеки човек и зависи от повърхността на тялото, цвета на космите и начина на използване на Silk'n Infinity™.

Типична схема на обезкосмяване със Silk'n Infinity™ за един пълен цикъл на растеж на космите:  
Третирания 1-4 – планирайте през две седмици.

Третирания 5-7 – планирайте през четири седмици.

Третирания 8+ – третирайте според необходимостта до постигане на желаните резултати.

### Очаквани резултати от третирането на космите с цел отстраняване

Тип кожа по скалата на Фичпатрик	Цвят на косъма	Слаб флуенс [J/cm <sup>2</sup> ]	Област на тялото <sup>2</sup>	Среден брой на третиранията <sup>1</sup>	Ефективност (% на обезкосмяването/повторния растеж) <sup>1</sup>
I-IV	Светлокафяв до кафяв	3-4.5	Долна или горна част на краката	Третирания 10-12, припл. през четири седмици.	60% намаляване на окосмяването
			Ръце		50% намаляване на окосмяването
			Линията на бикините		60% намаляване на окосмяването
			Подмишници		55% намаляване на окосмяването

Тип кожа по скалата на Фицпатрик	Цвят на косъма	Слаб флуенс [J/cm <sup>2</sup> ]	Област на тялото <sup>2</sup>	Среден брой на третиранията <sup>1</sup>	Ефективност (% на обезкосмяването/повторния растеж) <sup>1</sup>
I-IV	Кафяв до черен	3-4.5	Долна или горна част на краката	Третирания 8-10, припл. през четири седмици.	70% намаляване на окосмяването
			Ръце		60% намаляване на окосмяването
			Линията на бикините		70% намаляване на окосмяването
			Подмишници		65% намаляване на окосмяването

1. Индивидуалната реакция зависи от типа на космите, както и от биологични фактори, които могат да повлияят на моделите на растеж на космите. Някои потребители могат да реагират по-бързо или по-бавно на средния брой процедури.
2. Не може да се очаква трайно отстраняване на космите от една или дори две сесии на третиране. Продължителността на периода на почивка за космените фоликули също зависи от областта на тялото.

## 9. Започнете!

1. Извадете УРЕДА ЗА ОБЕЗКОСМЯВАНЕ и другите компоненти на Silk'n Infinity™ от кутията.
  2. Включете кабела на АДАПТЕРА в буксата за включване на адаптер на УРЕДА ЗА ОБЕЗКОСМЯВАНЕ Silk'n Infinity™.
  3. Включете АДАПТЕРА в електрически контакт. Всички индикатори на КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ ще се включват и изключват многократно в кръг.
- Вашият Silk'n Infinity™ сега е готов за работа.

## Третирането със Silk'n Infinity трябва да се прави по безопасен и правилен начин!

### Изберете да третирайте области, които не са били излагани скоро на слънце.

4. Кожата на областите за третиране трябва да се обръсне, почисти, подсуши и освободи от всякакви пудри, антиперспиранти или дезодоранти. Не намазвайте с восък, не скубете и не издърпвайте космите. Начинът на бръснене оказва влияние върху желаните от Вас резултати! Най-добрите резултати се постигат, когато последното бръснене е не по-скоро от 3 дни преди третирането или когато дължината на космите е 1-2 mm – 3/32 инча.
5. Натиснете ЦЕНТРАЛНИЯ БУТОН. Уредът ще се включи, ИНДИКАТОРЪТ (светещ в зелено) на енергийно ниво 1 ще светне и ще започне да се чува звук от вентилатор.
6. Приблизително 1 секунда след натискането на ЦЕНТРАЛНИЯ БУТОН ще светне ИНДИКАТОРЪТ ЗА ГОТОВНОСТ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ОТТЕНЪКА НА КОЖАТА (светещ в жълто). Уредът вече е готов и Вие можете да активирате първия импулс на най-ниското енергийно ниво.  
Винаги започвайте с енергийно ниво 1. Започването с по-високо ниво увеличава риска от нежелани реакции веднага.
7. Ако това е първият Ви път на третиране, изберете енергийно ниво, при което се чувствате най-комфортно. Silk'n Infinity™ предлага 5 енергийни нива: от 1 (най-ниското) до 5 (най-високото). За да изберете подходящото енергийно ниво за първото си третиране, направете проба на всяка област на третиране поотделно:

Поставете ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ върху кожата и натиснете спусъка, за да подадете един импулс. Ръката Ви трябва да докосва БАЗОВИЯ ЕЛЕКТРОД едновременно със СПУСЪКА НА ИМПУЛСИТЕ (вижте картинката).

Ако ръката Ви не контактува с БАЗОВИЯ ЕЛЕКТРОД, няма да се получи циркулация за галванично третиране.

Ако не изпитвате ненормален дискомфорт, натиснете отново ЦЕНТРАЛНИЯ БУТОН. Това ще повиши енергийното ниво. Пуснете един импулс на различно място на енергийно ниво 2.

Продължете да тествате при по-високи енергийни нива, докато не достигнете най-високото ниво, при което се чувствате комфортно. Ако в рамките на един час не изпитате нежелани ефекти, можете да започнете пълната си сесия на третиране при това енергийно ниво.

Повторете този тест за всяка част от тялото, която възнамерявате да третирате.



8. За да зададете енергийното ниво, натиснете няколко пъти ЦЕНТРАЛНИЯ БУТОН, за да повишите енергийното ниво от 1 до 5 и да отидете директно от 5 обратно на 1, докато не получите желаното енергийно ниво. ИНДИКАТОРИТЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ НИВА ще индикират настройката на енергийното ниво. За повече подробности вижте описанието на енергийните нива по-долу.

### Енергийно ниво

Енергийното ниво определя интензитета на светлинния импулс, който Silk'n Infinity™ излъчва към Вашата кожа. С повишаване на енергийното ниво се повишават и резултатите от обезкосмяването, както и рискът от възможни нежелани реакции и усложнения. Silk'n Infinity™ предлага 5 енергийни нива: от 1 (най-ниското) до 5 (най-високото), индикирани от 5 индикатори на енергийните нива. При всяко включване на Silk'n Infinity™ енергийното му ниво автоматично ще се установява на най-ниската си стойност. Ще свети само един ИНДИКАТОР НА ЕНЕРГИЙНО НИВО.

За да зададете енергийното ниво, натиснете няколко пъти ЦЕНТРАЛНИЯ БУТОН, за да повишите енергийното ниво от 1 до 5 и да отидете директно от 5 обратно на 1.

9. Поставете ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ върху кожата, след като сте опънали кожата равномерно и гладко. Веднага щом ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ се прилепи плътно към кожата, ИНДИКАТОРЪТ ЗА ГОТОВНОСТ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ОТТЕНЪКА НА КОЖАТА ще започне бавно да мига. Проверете дали докосвате АКТИВНИЯ ЕЛЕКТРОД, намиращ се на долната страна на уреда, за да може галваничната система да създаде затворена верига и да се активира.
10. Натиснете СПУСЪКА НА ИМПУЛСИТЕ. Първоначално уредът ще определи цвета на Вашата кожа. Ако цветът на кожата е достатъчно светъл за безопасно прилагане, уредът ще активира галваничната циркулация. Може да почувствате леко мравучкане. Това е напълно нормално: галваничното третиране в този момент действа, за да разшири Вашите пори и да подобри ефекта от прилагането на процедурата. Веднага след това уредът ще излъчи светлинен импулс към Вашата кожа и ИНДИКАТОРЪТ ЗА ГОТОВНОСТ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ОТТЕНЪКА НА КОЖАТА ще престане да свети. Ще видите ярка светлина и едновременно с това ще чуете фино пукане, което е нормалният звук, който уредът издава. Ще почувствате леко загаряване и мравучкане. Silk'n Infinity™ ще се презареди веднага за следващия импулс. След няколко секунди ИНДИКАТОРЪТ ЗА ГОТОВНОСТ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ОТТЕНЪКА НА КОЖАТА ще се включи отново и ще започне да бавно мига, когато натиснете уреда отново към кожата.
11. Отстранете ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ от третирания участък на кожата.
12. Избор на метод за прилагане за Вашата сесия на третиране. Silk'n Infinity™ може да се прилага по два начина: С „Пулсиране“ и „Плъзгане“ (за повече подробности вижте методите на прилагане в описанието по-долу).
- А. При „ПУЛСИРАНЕ“ следвайте стъпки 9 до 11 многократно на друг участък, докато не обработите цялата област.
- Б. При „ПЛЪЗГАНЕ“ натискайте продължително СПУСЪКА НА ИМПУЛСИТЕ и плъзгайте уреда плавно върху третираната област.



**Ако върху кожата Ви се появят мехури или изгаряния,  
ПРЕУСТАНОВЕТЕ УПОТРЕБАТА НЕЗАБАВНО!**



## Методи на прилагане

**ПУЛСИРАНЕ** - ПУЛСИРАНЕТО е най-добрият метод на работа при по-високи енергийни нива, тъй като позволява по-добър контрол на покриване на кожата.

При прилагане на метода на пулсиране, импулсите на Silk'n Infinity™ трябва да се доставят на участъци от редове, като се започне от единия край на всеки ред и се напредва последователно към другия край. Това ще Ви помогне да избегнете третирането на една и съща област повече от веднъж или припокриване на области от кожата.

При пулсиране, ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ на Silk'n Infinity™ е направена така, че да създава временни леки сенки на границата на третираната област. При всяко репозициониране на ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ използвайте тези следи от натиск като водачи в правилното позициониране на следващия импулс и избягвайте както пропускане, така и припокриване на импулсите.

**ПЛЪЗГАНЕ** - ПЛЪЗГАНЕТО е най-добрият начин на работа за ниските енергийни нива и за постигане на по-бързо и по-ефективно третиране.

При третиране чрез плъзгане дръжте СПУСЪКА НА ИМПУЛСИТЕ надолу постоянно и прилагайте бавни, плъзгащи движения, като същевременно поддържате контакт с кожата. Движете плавно уреда по областта на третиране. При по-ниските енергийни нива уредът се нуждае само от 1-1.5 секунди време между импулсите, за да презареди, което осигурява непрекъсната последователност от излъчвания.



**Опитайте се да не допускате припокриване на импулсите!**



**Не третирайте една и съща област на кожата повече от веднъж по време на една сесия на обезкосмяване! Третирането на една и съща област на кожата повече от веднъж на сесия увеличава вероятността от нежелани ефекти.**



**Ако върху кожата Ви се появят мехури или изгаряния, ПРЕУСТАНОВЕТЕ УПОТРЕБАТА НЕЗАБАВНО!**

## СЕНЗОР ЗА ЦВЕТА НА КОЖАТА

Отстраняването на косми от загоряла кожа може да произведе неблагоприятни ефекти като например изгаряния, мехури и промени в цвета на кожата (хипер- или хипопигментация).

За да се предотврати подобна неправилна употреба, Silk'n Infinity™ съдържа уникален СЕНЗОР ЗА ЦВЕТА НА КОЖАТА, който отчита оттенъка на обработваната кожа в началото на всяко третиране и от време на време в течение на самото третиране. Ако СЕНЗОРЪТ ЗА ЦВЕТА НА КОЖАТА открие оттенък на кожата, който е прекалено тъмен за обработване със Silk'n Infinity™, уредът автоматично ще престане да излъчва импулси.

Ако не виждате светлинен импулс и ИНДИКАТОРЪТ ЗА ГОТОВНОСТ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ОТТЕНЪКА НА КОЖАТА мига бързо, това е индикация, че оттенъкът на кожата Ви, отчетен от СЕНЗОРА ЗА ЦВЕТА НА КОЖАТА, е прекалено тъмен за безопасно третиране. Опитайте се да използвате уреда на различна част на тялото или се свържете с отдела за поддръжка на клиенти на Silk'n®.

### 9.1. Какво да очаквате, когато третирате окосмяването със Silk'n Infinity™?

За много хора използването на Silk'n Infinity™ може да е първият им опит с базирано на светлина устройство, предназначено за домашна употреба. Silk'n Infinity™ е лесен за ползване и сесиите за обезкосмяване минават бързо. При третиране със Silk'n Infinity™ нормално е да изпитвате и да усещате:

- **Шум от вентилатор:** Вентилаторът за охлаждане на Silk'n Infinity™ издава шум, подобен на този на сешоар.
- **Звук на пукане при всеки импулс:** При активиране на импулс от HPL™ светлина нормално е да се чуе фино пукане едновременно с излъчването на светлина.
- **Усещане на загряване и мравучкане:** По време на всяка галванична и импулсна последователност нормално е да изпитвате леко загряване и мравучкане поради действието на галваничната и светлинната енергия.

- **Известно леко зачервяване или порозовяване:** По време и непосредствено след сесията на третиране със Silk'n Infinity™ не е необичайно да наблюдавате известно много леко порозовяване на кожата. Обикновено това е най-забележимо около самите косми.

Но ако забележите пълно зачервяване на кожата, образуване на мехури или изгаряния, незабавно спрете да използвате Silk'n Infinity™.

## 9.2. След третиране на окосмяването със Silk'n Infinity™

1. Когато приключите третирането, изключете Silk'n Infinity™, като натиснете продължително ЦЕНТРАЛНИЯ БУТОН. Добре е да запомните последната настройка на енергийно ниво, която сте използвали, тъй като тя няма да се зареди автоматично при следващото включване на Silk'n Infinity™.
2. Извадете кабела на АДАПТЕРА от електрическия контакт.
3. След всяка сесия на обезкосмяване Вашият уред Silk'n Infinity™ трябва да се почисти, особено ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ (Вижте: „Почистване на Silk'n Infinity™“)
4. След почистването на уреда, препоръчително е да съхранявате Вашия Silk'n Infinity™ в оригиналната му утия и да го държите далеч от вода.



### Грижа за кожата след третиране за обезкосмяване

**Препоръчително е след всяко третиране да мажете третираната област с лосион за тяло, за да помогне на кожата да се възстанови по-бързо от третирането. Можете да използвате включения лосион за тяло или Ваш собствен.**

**Не излагайте на слънце области на кожата, третирани при енергийни нива 2-5. Бъдете внимателни и пазете кожата, като прилагате слънцезащитно средство с фактор SPF 30 или повече през целия период на обезкосмяване и най-малко 2 седмици след последното третиране със Silk'n Infinity™.**

## 10. Поддържане на Silk'n Infinity™

### 10.1. Почистване на Silk'n Infinity™

След всяка сесия на обезкосмяване Вашият уред Silk'n Infinity™ трябва да се почисти, особено ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ.

1. Извадете щепсела на Silk'n Infinity™ от контакта преди почистване.
2. Използвайте суха, чиста кърпа и почистващ препарат, специално формулиран за електронно оборудване, като избърсвате внимателно повърхността на Silk'n Infinity™, и особено ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ.

Никога не потапяйте Silk'n Infinity™ или някоя от частите на уреда във вода или други течности!

## 11. Свързване на Silk'n Infinity™ с Bluetooth

### Свалете и се свържете със Silk'n Hair removal app.

Приложението "Silk'n free Hair Removal" поддържа всяка Ваша стъпка при боравене с устройствата за обезкосмяване на Silk'n, създава Ваш персонализиран план на третиране, помага Ви да направите най-безопасния и най-информиран избор и се грижи да следвате целия курс на третиране с цел постигане на най-добри резултати.

Като притежател на Silk'n Infinity™ Вие можете да се насладите и на нашите разширени функции на Bluetooth свързаност в приложението!

Просто изтеглете приложението и следвайте неговата регистрация и стъпките за сдвояване с Bluetooth.

За безплатно сваляне на Silk'n hair removal app, вижте:



## 12. Отстраняване на неизправности

### 12.1. „Моят Silk'n Infinity™ не тръгва.“

- Проверете дали АДАПТЕРЪТ е свързан правилно към уреда Silk'n Infinity™.
- Проверете дали АДАПТЕРЪТ е включен в електрически контакт на стената.

### 12.2. „Няма активиране на галваничен импулс, когато натисна СПУСЪКА НА ИМПУЛСИТЕ.“

- Вижте дали ръката Ви докосва БАЗОВИЯ ЕЛЕКТРОД, когато натискате СПУСЪКА НА ИМПУЛСИТЕ. Циркулацията за галванично третиране изисква затваряне на галваничната верига чрез едновременно натискане на спусъка и електрода по едно и също време, за да може кожата Ви да се третира ефективно.

### 12.3. „Няма излъчване на светлинни импулси, когато натисна СПУСЪКА НА ИМПУЛСИТЕ.“

- Проверете дали жълтият ИНДИКАТОР ЗА ГОТОВНОСТ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ОТТЕНЪКА НА КОЖАТА мига бавно, за да осигурите добър контакт с кожата и равно и стабилно притискане на кожата от ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ. С цел безопасност, СПУСЪКЪТ НА ИМПУЛСИТЕ ще активира импулс само ако ТРЕТИРАЩАТА ПОВЪРХНОСТ е притисната здраво към кожата.  
Проверете ИНДИКАТОРА ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ОТТЕНЪКА НА КОЖАТА. Ако мига бързо, това е индикация, че отненът на кожата Ви, отчетен от СЕНЗОРА ЗА ЦВЕТА НА КОЖАТА, е прекалено тъмен за безопасно третиране. Опитайте се да използвате уреда на различна част на тялото или се свържете с отдела за поддръжка на клиенти на Silk'n®.
- Ако жълтата светлина свети постоянно, заедно с произволен брой светлинни индикатори, това говори за наличие на грешка в системата. Изключете щепсела на уреда от контакта и го включете отново. Ако тези проблеми продължават да съществуват, свържете се с местния център за обслужване на клиенти на Silk'n®.
- Проверете дали всички индикатори мигат заедно в кръг. Ако е така, изключете уреда от източника на захранване. Уредът е достигнал края на своя жизнен цикъл. Уредът трябва да се депонира по подходящия ред. Предайте старото оборудване до най-близкия пункт за събиране на електронни отпадъци с цел безопасно и ефективно обезвреждане.



Не се опитвайте да отворите или да поправите сами Вашия уред Silk'n Infinity™. Само оторизирани центрове за ремонт на Silk'n® имат право да извършват ремонти.

Отварянето на Silk'n Infinity™ може да Ви изложи на въздействието на опасни електрически компоненти и на пулсираща светлинна енергия, всяко от които може да причини тежка телесна повреда и/или трайно увреждане на очите. Опитът да отворите Silk'n Infinity™ също може да повреди уреда и да анулира Вашата гаранция. Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Silk'n®, ако уредът Ви е счупен или повреден и се нуждае от ремонт.

## 13. Обслужване на клиенти

За повече информация относно продуктите на Silk'n®, моля, посетете уебсайта на Вашия местен Silk'n®, **[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu)** или **[www.silkn.com](http://www.silkn.com)**.

Ако Вашият уред е счупен, повреден или има нужда от ремонт, или ако имате друга нужда от помощ като потребител, моля, свържете се с местния център за обслужване на клиенти на Silk'n:

За клиенти от САЩ и Канада: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, [contact@silkn.com](mailto:contact@silkn.com)

Страна	Номер на сервиза	Имейл
Франция	0891-655557	<a href="mailto:serviceconsommateurfr@silkn.eu">serviceconsommateurfr@silkn.eu</a>
Белгия	0900-25006	<a href="mailto:serviceconsommateurbe@silkn.eu">serviceconsommateurbe@silkn.eu</a>
Холандия	0900-2502217	<a href="mailto:klantenservicenl@silkn.eu">klantenservicenl@silkn.eu</a>
Испания	807088200	<a href="mailto:servicioalcliente@silkn.eu">servicioalcliente@silkn.eu</a>
Великобритания	0906-2130009	<a href="mailto:customercaireuk@silkn.eu">customercaireuk@silkn.eu</a>
Ирландия	1800901512	<a href="mailto:CustomercareIE@silkn.eu">CustomercareIE@silkn.eu</a>
Португалия		<a href="mailto:CustomercarePT@silkn.eu">CustomercarePT@silkn.eu</a>
Скандинавия		<a href="mailto:CustomercareSC@silkn.eu">CustomercareSC@silkn.eu</a>
Турция		<a href="mailto:info@silkn.com.tr">info@silkn.com.tr</a>

## 14. Характеристики

Галваничен елемент		70-400 микроампера ( $\mu\text{A}$ )
Размер на участъка		0.9 cm x 3 cm [2.7 cm <sup>2</sup> ]
Технология		Пулсираща светлина за употреба у дома™
Максимално енергийно ниво		Макс. 5J/cm <sup>2</sup>
Дължина на вълната		475-1200 nm
Време за зареждане/Източник на захранване		Непрекъснато действие
Изисквания към електрическата част		100-240 VAC, 2A
Работа и безопасност		Сензорът за цвета на кожата осигурява безпроблемна употреба само при подходящи типове кожа.
Размер на опаковката		180 x 180 x 100 cm
Тегло на системата		200 gr
температура	Експлоатационни характеристики	10°C до 35°C
	Съхранение	-40 до +70°C
Относителна влажност	Експлоатационни характеристики	30 до 75% rH
	Съхранение	10 до 90% rH
Атмосферно налягане	Експлоатационни характеристики	700 до 1060 hPa
	Съхранение	500 до 1060 hPa
Адаптер		KSAPV361200300D5
Номинална мощност		100-240 V; 50-60 Hz; 0.9 A
		12 Vdc; 3 A

A Home Skinovations Ltd. fenntartja a jogot, hogy termékei teljesítményének vagy megbízhatóságának növelése, illetve az egyszerűbb gyártás érdekében módosítsa a terméket vagy annak műszaki jellemzőit. Ismereteink szerint a Home Skinovations Ltd. által közölt adatok a közzététel időpontjában pontosak és megbízhatóak. A Home Skinovations Ltd. azonban nem vállal felelősséget az adatok használatáért. A használatlaltal, illetve más módon a Home Skinovations Ltd. semmilyen licencengedélyt nem ad a szabadalmak vagy a szabadalmi jogok vonatkozásában.

Jelen dokumentum egyetlen része sem reprodukálható, illetve semmilyen formában és semmilyen úton, sem elektronikusan, sem mechanikusan, semmilyen célból nem továbbítható a Home Skinovations Ltd. egyértelmű, írásos engedélye nélkül. Az adatok értesítés nélkül változhatnak. A Home Skinovations Ltd. szabadalmakkal és függőben lévő szabadalmi alkalmazásokkal, védjegyekkel, szerzői jogokkal vagy más szellemi tulajdonjogokkal rendelkezik a jelen dokumentum tárgyára vonatkozóan. Az, hogy jelen dokumentum birtokába jut, nem ruházza fel semmiféle licencengedélyezelre a szabadalmakra, védjegyekre, szerzői jogokra vagy más szellemi tulajdonjogokra vonatkozóan azon engedélyek kivételével, amelyekre a Home Skinovations Ltd. valamilyen írott szerződésben egyértelműen kitér.

A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, IZRAEL [www.silkn.com](http://www.silkn.com), [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## Tartalom

<b>1. Használat előtti tudnivalók</b>	<b>55</b>
1.1 A Silk'n Infinity™ készülék ismertetése	55
1.2. A doboz tartalma	56
<b>2. A Silk'n Infinity™ javasolt használata</b>	<b>56</b>
<b>3. A Silk'n Infinity™ készülékkel kapcsolatos biztonsági tudnivalók</b>	<b>57</b>
<b>4. Ellenjavallatok</b>	<b>58</b>
<b>5. Ne használja a Silk'n Infinity™ készüléket, ha:</b>	<b>63</b>
<b>6. Kerülje a Silk'n Infinity™ készülék használatát, ha az alábbiak bármelyike igaz önre</b>	<b>64</b>
<b>7. A Silk'n Infinity™ készülék használatának lehetséges mellékhatásai</b>	<b>64</b>
<b>8. Hosszú távú szőrtelenítés Silk'n Infinity™ módra</b>	<b>66</b>
<b>9. Lássunk hozzá!</b>	<b>67</b>
9.1. Mire számítson a Silk'n Infinity™ készülékkel való kezelés során?	71
9.2. A Silk'n Infinity™ készülék használata után	72
<b>10. A Silk'n Infinity™ készülék karbantartása</b>	<b>73</b>
10.1. A Silk'n Infinity™ készülék tisztítása	73
<b>11. A Silk'n Infinity™ készülék csatlakoztatása Bluetooth-hoz</b>	<b>73</b>
<b>12. Hibaelhárítás</b>	<b>74</b>
12.1. „A Silk'n Infinity™ készülékem nem kapcsol be.”	74
12.2. „Nem jön létre galvanikus impulzus, amikor bekapcsolom az IMPULZUSKAPCSOLÓT”	74
12.3. „Nem jön létre fényimpulzus, amikor bekapcsolom az IMPULZUSKAPCSOLÓT”	74
<b>13. Ügyfélszolgálat</b>	<b>75</b>
<b>14. Műszaki adatok</b>	<b>76</b>
<b>15. Címkek</b>	<b>171</b>



Kérjük, hogy a Silk'n Infinity™ készülék első használata előtt olvassa el teljes egészében ezt a használati útmutatót. Fordítson kiemelt figyelmet az eszköz használatával, működésével és a használat utáni eljárásokkal kapcsolatos részekre. Javasoljuk, hogy a Silk'n Infinity™ minden használata előtt lapozza át ezt az útmutatót. A Silk'n Infinity™ egy erős elektronikus készülék. Használata során éppen ezért nagyon kell figyelni a biztonságra. Kérjük, hogy használat előtt olvasson el minden figyelmeztetést és biztonsági óvintézkedést, és ezeket szigorúan tartsa be a Silk'n Infinity™ használata során



## 1. Használat előtti tudnivalók

**A Silk'n Infinity™ a szőrzet végleges csökkentésére szolgáló, fény-alapon működő, otthoni használatra tervezett készülék.**

### 1.1 A Silk'n Infinity™ készülék ismertetése

A Silk'n Infinity™ SZŐRTELENÍTŐ KÉSZÜLÉKEN egy KEZELŐFELÜLET és egy IMPULZUSKAPCSOLÓ található. Emellett tartalmaz egy elektróda-párt is (TALP és CSÚCS), amely a galvanikus kezelőáramkör létrehozására és használatára szolgál.

- ① Impulzus-kapcsoló
- ② Talpelektroda
- ③ Csúcselektroda
- ④ Bőrszín-szenzor
- ⑤ Kezelőfelület
- ⑥ Középső gomb
- ⑦ Energiafokozat-jelző fények
- ⑧ Kész/bőrszín-figyelmeztető jelzőfény
- ⑨ Bluetooth jelzőfény



## 1.2 A doboz tartalma

A Silk'n Infinity™ készülék doboza az alábbiakat tartalmazza:

- Silk'n Infinity™ szőrtelenítő eszköz
- Adapter
- Ez a használati útmutató
- Jótállási kártya
- Hordtáska

## 2. A Silk'n Infinity™ javasolt használata

A Silk'n Infinity™ készülék a nem kívánatos szőrzet eltávolítására szolgál. Emellett a Silk'n Infinity™ készülék a hosszú távú vagy végleges szőrzetcsökkenést is elősegíti. Végleges szőrzetcsökkenés alatt a kezelés után kinövő szőrszálak számának hosszú távú, stabil csökkenését értjük.

A Silk'n Infinity™ készülék a nem kívánatos szőrzet eltávolítására szolgál. Emellett a Silk'n Infinity™ készülék a hosszú távú vagy végleges szőrzetcsökkenést is elősegíti. Végleges szőrzetcsökkenés alatt a kezelés után kinövő szőrszálak számának hosszú távú, stabil csökkenését értjük.

A Silk'n Infinity™ készülékkel eltávolítható a nem kívánatos testszőrzet.

Elsősorban a következő területek kezelhetők a Silk'n Infinity™ készülékkel: hónalj, bikinivonal, kar, láb, arc, hát, váll és mellkas.

### 3. A Silk'n Infinity™ készülékkel kapcsolatos biztonsági tudnivalók

**A Silk'n Infinity™ készülék kifejlesztésekor kiemelt figyelmet fordítottunk a biztonságra.**

**A Silk'n Infinity™ készülék HPL™ technológiával készült – rendkívüli biztonság, alacsonyabb energiaszint**

A Home Pulsed Light™ technológiával hosszú távú szőrtelenítés érhető el úgy, hogy ehhez a más fény-alapú szőrtelenítő eszközökben használatos energiaszintnek mindössze a töredékét használják. A Silk'n Infinity™ készülék alacsony energiaszintje miatt csökken a sérülések vagy bonyodalmak veszélye, és nő az általános biztonság.

**A Silk'n Infinity™ óvja a bőrét**

A fény-alapú szőrtelenítés nem alkalmazható lebarapult bőrön. A Silk'n Infinity™ egy beépített BŐRSZÍN-SZENZORT tartalmaz, amely méri a kezelendő felület színét, és annak megfelelően állítja be az energiaszintet.

Ráadásul a 3 cm<sup>2</sup>-es KEZELŐFELÜLET, amelyen keresztül a készülék fény-impulzusokat ad le, a készülék belsejében felfüggesztésre kerül. Ez lehetővé teszi, hogy a Silk'n Infinity™ megóvja a bőrét, hiszen nem jön létre közvetlen kapcsolat a KEZELŐFELÜLET és a bőr között.

**A Silk'n Infinity™ óvja a szemét**


A szemek védelme érdekében a Silk'n Infinity™ készülék beépített biztonsági funkcióval rendelkezik. Úgy tervezték meg, hogy a készülék ne adjon le fény-impulzust, ha a KEZELŐFELÜLET felfele néz. Ennek a biztonsági funkciónak köszönhetően a kezelés csak akkor alkalmazható, ha a KEZELŐFELÜLET a bőrrrel érintkezik.

## 4. Ellenjavallatok

### Fontos biztonsági tudnivaló – használat előtt olvassa el!

A Silk'n Infinity™ készülék nem alkalmas mindenki számára. Kérjük, hogy használat előtt olvassa el és vegye fontolóra az alábbiakban olvasható tudnivalókat. További információért és személyre szabott tanácsért látogasson el a [www.silkn.com](http://www.silkn.com) vagy [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) oldalra.

Bizonyos személyeknél a lézeres vagy intenzív fény-impulzussal történő szőrtelenítés erőteljesebb szőrzetnövekedést okozhat. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján ez a kockázat legmagasabb azoknak a mediterrán, közel-keleti és dél-ázsiai származású nőknek a körében, akik az arcon és nyakon végeznek kezelést.

Figyelem	Lehetséges eredmények	Biztonsági tipp
<p><b>Ne használja a Silk'n Infinity™ készüléket leburnult bőrön.</b></p> <p>Ez nem biztonságos!</p>  <p><b>Nézze meg a csomagoláson található haj- és bőrszín-táblázatot</b></p>	<p>Ha a Silk'n Infinity™ készüléket leburnult bőrön használja, az olyan mellékhatásokkal járhat, mint a bőr kipirosodása és diszkomfort-érzet</p>	<p>A Silk'n Infinity™ készülékbe beépítettek egy egyedülálló BŐRSZÍN-SZENZORT, amely minden kezelés elején, illetve a kezelés során méri a kezelt bőr színét. A BŐRSZÍN-SZENZOR biztosítja, hogy a készülék csak a megfelelő tónusú bőrön adjon le impulzust.</p>

Figyelem	Lehetséges eredmények	Biztonsági tipp
<p><b>Ne használja a Silk'n Infinity™ készülék 2-5-ös energiaszintjét leburnult bőrön, illetve ha a közelmúltban napozott (ide értjük a mesterséges barnítóberendezéseket is). Ne tegye ki a napnak a kezelt bőrfelületet.</b></p>	<p>Ha a Silk'n Infinity™ készüléket napozás előtt vagy után 2-5-ös energiaszinten használja, az olyan mellékhatásokkal járhat, mint a bőr kipirosodása vagy diszkomfort-érzete. A leburnult bőr- különösen a napozást követően – nagy mennyiségű melanin-pigmentet tartalmaz. Ez minden bőrszínre és bőrtípusra igaz, még azokra is, amelyek látszólag nem barnulnak gyorsan. A nagy mennyiségű melanin nagyobb kockázatnak teszi ki a bőrt minden fény-alapú szőrtelenítési módszer használata esetén.</p>	<p>Ha a legalacsonyabb szinttől eltérő energiaszintet használ, kerülni kell a napozást a Silk'n Infinity™ készülék használatát megelőző 4 hétig, a használat után pedig 2 hétig!</p> <p>Napozás alatt a több mint 15 percig tartó, védelem nélküli, közvetlen napfénynek való kitettséget, illetve a folyamatosan több mint 1 órán át tartó, védelem nélküli, diffúz napfénynek való kitettséget értjük. Annak érdekében, hogy a nemrégiben kezelt bőrt a napsugárzástól óvja, alaposan kenje be SPF 30-as vagy magasabb faktorszámú napvédővel minden szőrtelenítő kezelés után 2 hétig. A Silk'n Infinity™ legalacsonyabb (1-es) energiafokozatát úgy tervezték, hogy még napozás után is biztonságosan használható legyen. Napozás után is folytathatja a Silk'n Infinity™ készülék használatát, de csak a legalacsonyabb energiafokozaton.</p>

Figyelem	Lehetséges eredmények	Biztonsági tipp
<p><b>Soha ne használja a Silk'n Infinity™ készüléket a szemkörnyéken.</b></p>	<p>Bár a Silk'n Infinity™ készülék használható az arcszőrzet kezelésére, az arcon rendkívüli gondossággal kell eljárni, hogy elkerüljük a szemek környékét.</p>	<p>A szemek védelme érdekében a Silk'n Infinity™ készülék beépített biztonsági funkcióval rendelkezik. Úgy tervezték meg, hogy a készülék ne adjon le fény-impulzust, ha a KEZELŐFELÜLET felfele néz. Az IMPULZUSKAPCSOLÓNAK köszönhetően a kezelés csak akkor alkalmazható, ha a KEZELŐFELÜLET a bőrrel érintkezik.</p>
<p><b>Ne kezelje a tetovált vagy sminktetovált területeket, illetve a sötétbarna vagy fekete foltokat (például a nagy szeplőket, anyajegyeket, májfoltokat vagy szemölcsöket). Ne feledje: a mellbimbók, genitáliák és ajkak kezelhetők, de mivel sötétebb színűek, CSAK AZ 1-ES ENERGIAFOKOZATOT HASZNÁLJA!</b></p>	<p>Ha a sötétebb színű vagy több pigmentet tartalmazó területeket a Silk'n Infinity™ készülékkel kezeli, az mellékhatásokat okozhat, például égési sérüléseket, felhólyagosodást vagy a bőrszín megváltozását (hiper- és hipopigmentáció).</p>	<p>Takarja le a sötétebb területet olyan anyaggal, amely nem nyeli el a fényt, például fehér anyagdarabbal vagy fehér ragtapasszal.</p>

<b>Figyelem</b>	<b>Lehetséges eredmények</b>	<b>Biztonsági tipp</b>
<p><b>Ne kezelje az aktív ekcémás, pikkelysömörös, sérült területeket, illetve a nyílt sebeket vagy fertőzéseket (pl. herpeszt), illetve a szervi vagy anyagcsere-rendellenességek (pl. cukorbetegség) okozta rendellenes bőrállapotokat</b></p>	<p>Az érzékeny területeken a fény-alapú kezelések káros mellékhatásokkal járhatnak.</p>	<p>Mielőtt a Silk'n Infinity™ készüléket használná, várja meg, hogy az érintett terület begyógyuljon.</p>
<p><b>Korábban herpesz-fertőzött kezelési terület.</b></p>	<p>Az érzékeny területeken a fény-alapú kezelések káros mellékhatásokkal járhatnak.</p>	<p>Mielőtt a Silk'n Infinity™ készüléket használná, egyeztessen háziorvosával, hogy megelőző kezelést kaphasson.</p>
<p><b>Ne használja a Silk'n Infinity™ készüléket, amennyiben gyermeket vár vagy szoptat.</b></p>	<p>A terhesség alatti hormonális változások növelhetik a bőr érzékenységet és a mellékhatások kockázatát.</p>	

<b>Figyelem</b>	<b>Lehetséges eredmények</b>	<b>Biztonsági tipp</b>
<b>Ne használja azokon a területeken, ahol a későbbiekben esetleg szeretné, hogy a szőrzet növekedjen.</b>	Az eredmény végleges.	
<b>A Silk'n Infinity™ készüléket tartsa távol a víztől! Ne helyezze olyan helyre a Silk'n Infinity™ készüléket, illetve ne tárolja olyan helyen, ahonnan a fürdőkádba, mosdókagylóba vagy más, vízzel telt tartályba eshet vagy kerülhet.</b>	Ez súlyos áramütést okozhat.	Ne használja a Silk'n Infinity™ készüléket fürdés közben, illetve ha nedves vagy vizes lesz. Ha a vízbe esik, azonnal húzza ki az áramból.
<b>Ne próbálja meg felnyitni vagy megjavítani a Silk'n Infinity™ készüléket.</b>	A Silk'n Infinity™ készülék felnyitása esetén veszélyes elektronikus alkatrészekkel, illetve impulzusüzemű fényenergiával kerülhet kapcsolatba, amelyek súlyos testi sérülést és/ vagy visszafordíthatatlan látáskárosodást okozhatnak. Maga a készülék is károsodhat, ami semmissé teszi a jótállást.	Ha készüléke javításra szorul, törött vagy sérült, forduljon a Silk'n® ügyfélszolgálatához.



## 5. Ne használja a Silk'n Infinity™ készüléket, ha:

<b>A készülék olyan dugóval, tartozékkal vagy kiegészítővel működik, amely nem az Infinity-től származik.</b>	A Home Skinovations Ltd. nem javasolja az adott tartozékokat vagy kiegészítőket.	Azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon a Silk'n® ügyfélszolgálatához.
<b>A kábel vagy a dugó sérült.</b>	A kábelt tartsa forró felületektől távol.	Azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon a Silk'n® ügyfélszolgálatához.
<b>Az eszköz használata során füstöt lát vagy érez.</b>		Azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon a Silk'n® ügyfélszolgálatához.
<b>Nem működik megfelelően, vagy úgy tűnik, hogy megsérült.</b>		Azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon a Silk'n® ügyfélszolgálatához.
<b>A BŐRSZÍN-SZENZOR repedt vagy törött.</b>		Azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon a Silk'n® ügyfélszolgálatához.
<b>A külső burkolat repedt vagy szétesik.</b>		Azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon a Silk'n® ügyfélszolgálatához.

## 6. Kerülje a Silk'n Infinity™ készülék használatát, ha az alábbiak bármelyike igaz önre:

Korábban volt keloidos hegesedése.	A Silk'n Infinity™ készülék használata előtt kérje ki kezelőorvosa tanácsát.
Epilepsziában szenved.	
Valamilyen fényérzékenységgel kapcsolatos betegsége van, mint amilyen a porfíria, polimorfikus fotódermatózis, napkiütés, lupus stb.	
Korábban bőrrákja volt, vagy potenciálisan rosszindulatú bőrelváltozásai vannak.	
Az elmúlt 3 hónapban sugárterápiát vagy kemoterápiát kapott.	
Olyan más betegsége van, amely miatt orvosa úgy véli, hogy a kezelés nem biztonságos.	
Bőrrét az elmúlt 6 hónapban orvos által felírt gyógyszerrel kezelték.	

## 7. A Silk'n Infinity™ készülék használatának lehetséges mellékhatásai

Az utasításoknak megfelelő használat esetén a Silk'n Infinity™ készülék ritkán okoz mellékhatásokat és komplikációkat. Azonban minden kozmetikai eljárás, ide értve az otthoni használatra tervezetteket is, hordoz bizonyos kockázatot. Éppen ezért fontos, hogy megértse és elfogadja azokat a kockázatokat és komplikációkat, amelyekkel az otthoni használatra tervezett impulzusüzemű fényenergiával működő szőrtelenítő rendszer használata járhat.

Mellékhatások	A kockázat mértéke
<p><b>Enyhe diszkomfort-érzet a bőrön</b> – Bár a bőr általában nagyon jól tolerálja az otthoni, impulzusüzemű fényenergiával történő szőrtelenítést, a legtöbb felhasználó érez egy kis kellemetlenséget a használat során, amit a legtöbben enyhe szúró érzésként jellemeznek. A szúró érzés általában csak a készülék használata alatt, illetve legfeljebb még néhány percig tart. Minden más, ettől a kismértékű kellemetlenségtől eltérő tünet rendellenes, és vagy azt jelenti, hogy nem tudja tolerálni a szőrtelenítési eljárást, és ezért abba kell hagynia a Silk'n Infinity™ használatát, vagy azt, hogy túl magas energiafokozaton használja a készüléket.</p>	Enyhe
<p><b>bőrpír</b> – Közvetlenül a Silk'n Infinity™ készülék használata után, illetve követően 24 órán belül bőre kipirosodhat. A bőrpír általában 24 óra alatt elmúlik. Amennyiben a bőrpír 2-3 nap alatt sem szűnik meg, forduljon orvoshoz.</p>	Enyhe
<p><b>a bőr érzékenységének megnövekedése</b> – A kezelt felületen érzékenyebb a bőr, ezért az kiszáradhat vagy hámlani kezdhet.</p>	Enyhe
<p><b>pigmentváltozások</b> – A Silk'n Infinity™ a szőrszálon fejt ki hatását, különösen a tüszőben található pigmentsejteken, illetve magán a tüszőn. Ennek ellenére fennáll az ideiglenes hiperpigmentáció (nagyobb pigmenttermelés vagy barna elszíneződés), illetve hipopigmentáció (kifehéredés) veszélye a környező bőrfelületen. Az elszíneződés veszélye magasabb a sötétebb bőrtónusú személyeknél. A bőr elszíneződése vagy a pigmentváltozások általában ideiglenesek, ritkán lép fel végleges hiperpigmentáció vagy hipopigmentáció.</p>	Ritka
<p><b>Erős kipirosodás és duzzadás</b> – Ritkán előfordulhat, hogy a kezelt bőr erősen kipirosodik és megduzzad. Ez különösen az érzékeny területeken fordulhat elő. A bőrpír és a duzzanat általában 2-7 napon belül elmúlik, a gyakori jeges borogatás segít rajta. Kíméletesen lehet tisztítani, de napozni tilos.</p>	Ritka

## 8. Hosszú távú szőrtelenítés Silk'n Infinity™ módra

A szőrszál teljes növekedési ciklusa általában 18-24 hónapot tart. Ez idő alatt több Silk'n Infinity™kezelésre is szükség lehet a végleges szőrtelenítés érdekében.

A szőrtelenítés hatékonysága egyénenként eltérő, és függ a kezelt területtől, a szőrzet színétől és a Silk'n Infinity™ készülék használatától.

Egy tipikus Silk'n Infinity™ szőrtelenítési menetrend a szőrszál teljes növekedési ciklusára:

1.-4. kezelés: 2 hetes időközönként

5.-7. kezelés: 4 hetes időközönként

8. és további kezelés: szükség szerint, a kívánt eredmény eléréséig.

### A szőrtelenítő kezelés várható eredménye

Fitzpatrick-skála	Szőrzet színe	Fényintenzitás [J/cm <sup>2</sup> ]	Testfelület <sup>2</sup>	Kezelések száma átlagosan 1	Hatékonyság (szőrtelenítés/újranövekedés %-a) 1
I-IV	Világos-barnától barnáig	3-4.5	Lábszár vagy comb	10.-12. kezelés, körülbelül 4 hetes időközönként.	60%-os szőrtetszőkkesés
			Kar		50%-os szőrtetszőkkesés
			Bikini vonal		60%-os szőrtetszőkkesés
			Hónalj		55%-os szőrtetszőkkesés
I-IV	Barnától feketéig	3-4.5	Lábszár vagy comb	8.-10. kezelés, körülbelül 4 hetes időközönként.	70%-os szőrtetszőkkesés
			Kar		60%-os szőrtetszőkkesés
			Bikini vonal		70%-os szőrtetszőkkesés
			Hónalj		65%-os szőrtetszőkkesés

1. Az egyéni reakció függ a szőrzet típusától, valamint biológiai tényezőktől is, amelyek hatással lehetnek a szőrzetnövekedésre. Egyes felhasználók gyorsabban vagy lassabban reagálnak másoknál a kezelésekre.
2. Egy vagy két kezeléstől nem várható el végleges szőrtelenítés. A szőrszálak nyugalmi időszaka az adott testrésztől is függ.

## 9. Lássunk hozzá!

1. Vegye ki a dobozból a Silk'n Infinity™ SZŐRTELENÍTŐ KÉSZÜLÉKET és a többi kiegészítőt.
2. Dugja be az ADAPTER kábelét a Silk'n Infinity™ SZŐRTELENÍTŐ KÉSZÜLÉKadapter-bemenetébe.
3. Dugja be az ADAPTERT egy elektromos aljzatba. A KIJELEZŐ minden jelzőfény felváltva, körkörös irányban haladva ki-bekapcsol.

A Silk'n Infinity™ készülék használatra kész.

**Használja biztonságosan és megfelelően Silk'n Infinity™ készülékét!**

**Válasszon a kezeléshez olyan területet, amelyet mostanában nem ért a nap.**

4. A kezelendő területen borotválja le a bőrt, az legyen tiszta, száraz, minden púdertől, izzadásgátlótól vagy dezodortól mentes. A területet ne gyantázza le, a szőrszálakat ne húzogassa ki. A borotválás fontos lépés a kívánt eredmény elérése érdekében! A legjobb eredmény akkor várható, ha a kezelés előtt 3 nappal borotválja le a területet, illetve akkor, amikor a szőrszál 1-2 mm hosszú.
5. Nyomja meg a KÖZÉPSŐ GOMBOT. Az eszköz bekapcsol, kigyullad az 1. energiafokozat JELZŐFÉNYE (zöld), és egy ventilátorhang hallható.
6. A KÖZÉPSŐ GOMB megnyomása után körülbelül 1 másodperccel kigyullad a KÉSZ/BŐRSZÍN-FIGYELMEZTETŐ JELZŐFÉNY. Az eszköz készen áll az első impulzus leadására a legalacsonyabb energiafokozaton. Mindig az 1. energiafokozaton kezdje a kezelést, ha azonnal egy magasabb fokozaton kezd, azzal növeli a mellékhatások kockázatát.

7. Ha ez az első kezelése, válassza azt az energiafokozatot, amelyet a legkényelmesebbnek érez. A Silk'n Infinity™ készülék 5 energiafokozatot kínál, az 1. fokozat a legalacsonyabb, az 5. a legmagasabb. Az első kezeléshez megfelelő energiafokozat kiválasztásához teszteljen külön-külön minden kezelési területet:

**Helyezze a bőrrre a KEZELŐFELÜLETET, és nyomja le a kapcsolót egy impulzus leadásához. Figyeljen arra, hogy a keze egyszerre érintse meg a TALPELEKTRÓDÁT és az IMPULZUSKAPCSOLÓT (lásd az ábrát).**

**Ha nem érinti meg a TALPELEKTRÓDÁT, nem jön létre a galvanikus kezelőáramkör.**

**Ha nem tapasztal rendellenes kellemetlenséget, nyomja le újra a KÖZÉPSŐ GOMBOT. Ezzel növeli az energiafokozatot. Adjon le egy impulzust egy másik pontra 2-es energiafokozaton.**

**Folytassa a tesztelést magasabb energiafokozatokon, amíg eléri azt a legmagasabb szintet, ami még nem kellemetlen. Ha egy órán belül nem tapasztal mellékhatásokat, elkezdheti a teljes kezelést az adott energiafokozaton.**

**Ismételje meg a tesztet minden testrészen, amit kezelni szeretne.**



8. Az energiafokozat beállításához nyomja meg többször a KÖZÉPSŐ GOMBOT, ezzel növeli az energiafokozatot 1-től 5-ig, majd 5-től vissza közvetlenül az 1-re, a kívánt energiafokozat eléréséig. Az ENERGIAFOKOZAT JELZŐFÉNYE jelzi a beállított energiafokozatot. Részleteket az alábbi „Energiafokozat” keretben talál.

**Energiafokozat** - Az energiafokozat határozza meg a bőrrre leadott Silk'n Infinity™ fényimpulzus intenzitását. Minél magasabb az energiafokozat, annál jobb a szőrtelenítési eredmény, illetve annál magasabb a mellékhatások és komplikációk veszélye.

A Silk'n Infinity™ készülék 5 energiafokozatot kínál, az 1. fokozat a legalacsonyabb, az 5. a legmagasabb, ezt az 5 energiafokozat-jelző fény jelöli

A Silk'n Infinity™ készülék energiafokozata minden bekapcsoláskor visszaáll a legalacsonyabb szintre. Csak egy ENERGIAFOKOZAT-JELZŐ FÉNY fog világítani.

Az energiafokozat beállításához nyomja meg többször a KÖZÉPSŐ GOMBOT, ezzel növeli az energiafokozatot 1-től 5-ig, majd 5-től vissza közvetlenül az 1-re.

9. Helyezze a bőre a KEZELŐFELÜLETET; figyeljen arra, hogy a bőr sima és egyenletes legyen. Amint a teljes KEZELŐFELÜLET érintkezik a bőrrrel, lassan pislogni kezd a KÉSZ/BŐRSZÍN-FIGYELMEZTETŐ JELZŐFÉNY. Figyeljen arra, hogy megérintse a CSÚCSELEKTÓDÁT az eszköz alsó részén, ezzel biztosítva, hogy a galvanikus áramkör létrejöjjön és aktiválódjon.
10. Nyomja meg az IMPULZUSKAPCSOLÓT. A készülék először meghatározza a bőre színét. Ha a bőr színe kellőképpen világos a biztonságos alkalmazáshoz, az eszköz aktiválja a galvanikus áramkört. Előfordulhat, hogy enyhe bizsergést érez. Ez természetes jelenség; a galvanikus kezelés most megnöveli a pórusokat, hogy a kezelés hatékonyabb legyen. Közvetlenül ezután az eszköz lead a bőrrre egy fényimpulzust, és a KÉSZ/BŐRSZÍN-FIGYELMEZTETŐ JELZŐFÉNY kialszik. Egy erős fényvillanás látható, és ezzel egyidőben egy halk pattanó hang hallható, ami az eszköz természetes hangja. A bőr enyhén átmelegszik és bizserog. A Silk'n Infinity™ azonnal újratölt a következő impulzushoz. Néhány másodperc elteltével a KÉSZ/BŐRSZÍN-FIGYELMEZTETŐ JELZŐFÉNY ismét kigyullad, és a bőrrre nyomva lassan pislogni kezd.
11. Emelje el a kezelt bőrfelületől a KEZELŐFELÜLETET.
12. Válassza ki, hogy milyen módszerrel kívánja alkalmazni a kezelést. A Silk'n Infinity™ kétféleképpen alkalmazható: „Pulzáló” és „csúszató” módszerrel (további részleteket az alkalmazási módszereket ismertető, alábbi keretben talál).
- A. A PULZÁLÓ módszer esetében ismétlje meg a 9-11. lépéseket többször egy másik ponton, amíg a teljes területet lefedi.
- B. A CSÚSZTATÓ módszer esetében tartsa folyamatosan lenyomva az IMPULZUSKAPCSOLÓT, és csúszassa egyenletesen végig a készüléket a kezelt területen.



**Ha a bőre felhólyagzik vagy ég, AZONNAL HAGYJA ABBA A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁT!**

## Alkalmazási módszerek

### PULZÁLÓ

Ha magasabb energiafokozaton dolgozik, a PULZÁLÓ módszer a legjobb, mivel jobban szabályozható a bőr lefedése.

Ha a pulzáló módszert alkalmazza, a Silk'n Infinity™ készülék impulzusait sorokban haladva kell leadni, a sor egyik végétől kiindulva, lépésenként haladva a másik vége felé, mivel így elkerülhető, hogy egy adott területet többször kezeljen, vagy átfedés legyen a területek között. Pulzálásor a Silk'n Infinity™ KEZELŐFELÜLETE rövid ideig halvány nyomot hagy a kezelt terület peremén. A KEZELŐFELÜLET áthelyezésekor ezekhez a nyomokhoz igazodva állapítsa meg a következő impulzus pozícióját, úgy, hogy sem rések, sem átfedések ne legyenek az impulzusok között.

### CSÚSZTATÓ

Alacsonyabb energiafokozatokon a CSÚSZTATÓ módszerrel végezhető a leggyorsabb és leghatékonyabb kezelés.

Csúsztatáskor tartsa folyamatosan lenyomva az IMPULZUSKAPCSOLÓT, és lassú, csúsztató mozdulattal haladjon, a készüléket végig a bőrön tartva. Egyenletesen vezesse végig a készüléket a kezelendő területen. Alacsonyabb energiafokozaton mindössze 1-1,5 másodperce van szükség, hogy a készülék az impulzusok között újratöltjön, így a villanások folyamatosak.



**Próbálja meg elkerülni az impulzus-átfedéseket!**



**Egy szőrtelenítő kezelés során ne kezelje kétszer ugyanazt a területet!  
Ha egy kezelés során többször is visszatér ugyanarra a területre, azzal megnöveli a mellékhatások esélyét.**



**Ha a bőre felhólyagzik vagy ég, AZONNAL HAGYJA ABBA  
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁT!**



## A BŐRSZÍN-SZENZOR

Lebarnult bőrön a fényalapú szőrtelenítés olyan mellékhatásokkal járhat, mint az égés, felhólyagosodás és a bőrszín változásai (hiper- vagy hipopigmentáció).

Ennek elkerülése érdekében a Silk'n Infinity™ készülékbe beépítettek egy egyedülálló BŐRSZÍN-SZENZORT, amely minden kezelés elején, illetve esetenként a kezelés során is méri a kezelt bőr színét. Ha a BŐRSZÍN-SZENZOR olyan színárnyalatot érzékel, amely túl sötét a Silk'n Infinity™ készülék használatához, az eszköz automatikusan abbahagyja az impulzusok leadását.

Ha nem lát fényimpulzust, és a KÉSZ/BŐRSZÍN-FIGYELMEZTETŐ JELZŐFÉNY gyorsan villog, ez azt jelzi, hogy a BŐRSZÍN-SZENZOR által mért bőr tónusa túl sötét a biztonságos alkalmazáshoz. Próbálja ki egy másik testrészen a készüléket, vagy forduljon a Silk'n® ügyfélszolgálatához.

### 9.1. Mire számítson a Silk'n Infinity™ készülékkel való kezelés során?

A Silk'n Infinity™ valószínűleg sokak számára az első találkozás egy fényalapú, otthoni használatra kifejlesztett szőrtelenítő eszközzel. Ez egy egyszerűen és gyorsan használható készülék. A Silk'n Infinity™ készülékkel folytatott kezelések során természetesnek számítanak az alábbiak:

- **Ventilátorhang** – A Silk'n Infinity™ hűtőventilátora a hajszárítóhoz hasonló hangot hallat.
- **Pattanó hang az egyes impulzusokkal egyidőben** – A HPL™ fényimpulzus aktiválásának természetes velejárója egy halk, pattanó hang és egy felvillanó fény.
- **A bőr átmelegedése és bizsergése** – A galvanikus és impulzus-sorozat természetes velejárója a bőr enyhe átmelegedése és a bizsergő érzés, amit a galvanikus és fényenergiák okoznak.
- **Enyhe bőrpír** – A Silk'n Infinity™ készülék használata közben és közvetlenül utána előfordul a bőr nagyon enyhe, rózsaszínes elszíneződése. Ez általában a szőrszálak körül a leghangsúlyosabb.

Ha azonban a bőrfelület kipirosodik, felhólyagzik vagy égni kezd, azonnal hagyja abba a Silk'n Infinity™ készülék használatát.

## 9.2. A Silk'n Infinity™ készülék használata után

1. Ha befejezte a kezelést, a KÖZÉPSŐ GOMBOT hosszan megnyomva kapcsolja ki a Silk'n Infinity™ készüléket. Jegyezze meg az utoljára használt energiafokozatot, mivel a Silk'n Infinity™ készülék a visszakapcsoláskor nem áll vissza erre.
2. Húzza ki az áramból az ADAPTERT.
3. Minden szőrtelenítő kezelés után tisztítsa meg a Silk'n Infinity™ készüléket, különös tekintettel a KEZELŐFELÜLETRE (Lásd: „A Silk'n Infinity™ készülék tisztítása”).
4. Javasoljuk, hogy használat után az eredeti dobozában tárolja a Silk'n Infinity™ készüléket, és vigyázzon, hogy ne érintkezzen vízzel.



### A szőrtelenítést követő bőrápolás

**Javasoljuk, hogy a kezelést követően kenje be a kezelt bőrfelületet testápolóval, hogy gyorsabban regenerálódjon. Használhatja a mellékelt testápolót, de a sajátját is.**

**A 2-5. energiafokozaton kezelt bőrfelületet ne érje nap. Figyeljen arra, hogy a kezelt bőrfelületet a szőrtelenítési időszakban, illetve az utolsó Silk'n Infinity™ kezelést követően még legalább 2 hétig kenje be SPF 30-as vagy magasabb faktorszámú fényvédővel.**

## 10. A Silk'n Infinity™ készülék karbantartása

### 10.1. A Silk'n Infinity™ készülék tisztítása

Minden szőrtelenítő kezelés után tisztítsa meg a Silk'n Infinity™ készüléket, különös tekintettel a KEZELŐFELÜLETRE.

1. Tisztítás előtt húzza ki az áramból a Silk'n Infinity™ készüléket.
2. Egy száraz, tiszta kendővel, illetve speciálisan elektronikus berendezések tisztítására alkalmas tisztítószerrel finoman törölje át a Silk'n Infinity™ készülék felszínét, különösen a KEZELŐFELÜLETET.

Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a Silk'n Infinity™ készüléket, illetve annak bármely alkatrészét!

## 11. A Silk'n Infinity™ készülék csatlakoztatása Bluetooth-hoz

### Töltse le és csatlakoztassa a Silk'n Hair Removal alkalmazást.

A „Silk'n free Hair Removal” alkalmazás segítségével van a Silk'n szőrtelenítő eszközökkel végzett kezelések minden pontján, létrehozza saját, személyre szabott kezelési tervét, segít meghozni a legbiztonságosabb és legmegalapozottabb döntéseket, és gondoskodik róla, hogy a kezelések a legjobb eredménnyel járjanak.

Egy Silk'n Infinity™ készülék tulajdonosaként ön kihasználhatja az alkalmazás haladó Bluetooth funkcióit is!

Egyszerűen csak töltse le az alkalmazást, regisztráljon, és párosítsa a Bluetooth eszközt.

A Silk'n szőrtelenítő alkalmazás ingyenes letöltéséhez olvassa be a következőt:



## 12. Hibaelhárítás

### 12.1. „A Silk'n Infinity™ készülékem nem kapcsol be.”

- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e az ADAPTERT Silk'n Infinity™ készülékéhez.
- Ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e egy fali dugaljhoz az ADAPTERT.

### 12.2 Nem aktiválódik galvanikus impulzus, amikor bekapcsolom az IMPULZUSKAPCSOLÓT

- Figyeljen arra, hogy az IMPULZUSKAPCSOLÓ lenyomásakor érintse meg a TALPELEKTÓDÁT. A galvanikus kezelőáramkör létrejöttéhez be kell zárni a galvanikus áramkört, ehhez egyidőben le kell nyomni a kapcsolót és az elektródát, csak így kezelhető hatékonyan a bőr.

### 12.3. „Nem jön létre fényimpulzus, amikor bekapcsolom az IMPULZUSKAPCSOLÓT”

- Ellenőrizze, hogy a sárga KÉSZ/BŐRSZÍN-FIGYELMEZTETŐ JELZŐFÉNY lassan pislog-e, ami azt jelzi, hogy megfelelően illeszkedik a bőrre, és gondoskodjon róla, hogy a KEZELŐFELÜLETET egyenletesen és határozottan hozzányomja a bőrhöz. Saját biztonsága érdekében az IMPULZUSKAPCSOLÓ csak akkor aktivál egy impulzust, ha a KEZELŐFELÜLETET határozottan hozzányomja a bőrhöz.  
Ellenőrizze a BŐRSZÍN-FIGYELMEZTETŐ JELZŐFÉNYT. Ha gyorsan villog, az azt jelzi, hogy a BŐRSZÍN-SZENZOR által mért szín túl sötét a biztonságos alkalmazáshoz. Próbálja ki egy másik testrészen a készüléket, vagy forduljon a Silk'n® ügyfélszolgálatához.
- Ha a sárga fény folyamatosan világít, és emellett egy vagy több más jelzőfény is világít, az rendszerhibára utal.  
Húzza ki a készüléket, majd csatlakoztassa újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a helyi Silk'n® ügyfélszolgálatához.
- Ellenőrizze, hogy minden jelzőfény körkörösén, egyszerre villog-e. Ha igen, húzza ki az áramból a készüléket. A készülék élettartama lejárt, ideje, hogy a megfelelő helyen leselejtezze. Vigye el az előregedett berendezést a legközelebbi elektronikai hulladékgyűjtő pontra, ahol biztonságosan és hatékonyan leselejtezik.



**Ne próbálja meg felnyitni vagy megjavítani a Silk'n Infinity™ készüléket. Javításokat csak az arra jogosult Silk'n® szervizközpontok végezhetnek.**

A Silk'n Infinity™ készülék felnyitása esetén veszélyes elektronikus alkatrészekkel, illetve impulzusüzemű fényenergiával kerülhet kapcsolatba, amelyek súlyos testi sérülést és/vagy visszafordíthatatlan látáskárosodást okozhatnak. Ha megpróbálja felnyitni a Silk'n Infinity™ készüléket, az magában a készülékben is kárt tehet, és érvényteleníti a jótállását.

Ha javításra szoruló, törött vagy sérült készüléke van, forduljon a Silk'n® ügyfélszolgálatához.

## 13. Ügyfélszolgálat

A Silk'n® termékekkel kapcsolatban a helyi Silk'n® weboldalon talál további információt:  
**[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) vagy [www.silkn.com](http://www.silkn.com).**

Ha a készüléke eltört, megsérült, javításra szorul, vagy ha segítségre van szüksége, forduljon a helyi Silk'n® ügyfélszolgálatához:

Egyesült Államok és Kanada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, [contact@silkn.com](mailto:contact@silkn.com)

Ország	Szervizközpont telefonszáma	E-mail
France	0891-655557	<a href="mailto:serviceconsommateurfr@silkn.eu">serviceconsommateurfr@silkn.eu</a>
Belgique	0900-25006	<a href="mailto:serviceconsommateurbe@silkn.eu">serviceconsommateurbe@silkn.eu</a>
Nederland	0900-2502217	<a href="mailto:klantenservicenl@silkn.eu">klantenservicenl@silkn.eu</a>
Espagne	807088200	<a href="mailto:servicioalcliente@silkn.eu">servicioalcliente@silkn.eu</a>
UK	0906-2130009	<a href="mailto:customercareuk@silkn.eu">customercareuk@silkn.eu</a>
Ireland	1800901512	<a href="mailto:CustomercareIE@silkn.eu">CustomercareIE@silkn.eu</a>
Portugal		<a href="mailto:CustomercarePT@silkn.eu">CustomercarePT@silkn.eu</a>
Skandinávia		<a href="mailto:CustomercareSC@silkn.eu">CustomercareSC@silkn.eu</a>
Türkiye		<a href="mailto:info@silkn.com.tr">info@silkn.com.tr</a>

## 14. Műszaki adatok

Galvanikus	70-400 mikroamper ( $\mu\text{A}$ )	
Pont- méret	0,9 cm x 3 cm [2,7 cm <sup>2</sup> ]	
Technológia	Home Pulsed Light™	
Maximális energiafokozat	Max 5 J/cm <sup>2</sup>	
Hullámhossz	475-1200 nm	
Töltési idő/Áramforrás	Folyamatos működés	
Elektromos követelmének	100-240 VAC, 2 A	
Működtetés és biztonság	A bőrszín-szenzor csak a megfelelő bőrtípusokon biztosítja a zökkenőmentes használatot	
Csomagolási méret	180 x 180 x 100 cm	
Rendszersúly	200 gr	
Hőmérséklet	Működési	10 °C és 35 °C között
	Tárolási	-40 és +70 °C között
Relatív páratartalom	Működési	30 – 75% rH
	Tárolási	10 – 90% rH
Légnyomás	Működési	700 – 1060 hPa
	Tárolási	500 – 1060 hPa
Adapter	KSAPV361200300D5	
Besorolás	100-240 V; 50-60 Hz; 0,9 A	
Kimenet	12 Vdc; 3 A	

Home Skinovations Ltd. își rezervă dreptul de a opera modificări la produsele sau specificațiile sale în scopul îmbunătățirii performanței, a fiabilității sau a posibilităților de producție. Informațiile furnizate de Home Skinovations Ltd. sunt considerate a fi corecte și sigure la momentul publicării. Cu toate acestea, Home Skinovations Ltd. nu își asumă responsabilitatea pentru utilizarea acestora. Nu se acordă nicio licență cu implicarea sa sau altfel în cadrul niciunui brevet sau drepturi de brevet ale Home Skinovations Ltd. Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusă sau transmisă în vreo formă sau prin orice mijloace, electronice sau mecanice, pentru niciun scop, fără permisiunea scrisă expresă a Home Skinovations Ltd.

Datele sunt supuse modificării fără notificare. Home Skinovations Ltd. are brevete și cereri de brevete în așteptare, mărci comerciale, drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală aplicabile subiectului prezentului document. Furnizarea acestui document nu vă oferă nicio licență asupra acestor brevete, mărci comerciale, drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală cu excepția celor care sunt furnizate explicit în orice acord scris de la Home Skinovations Ltd.

Specificațiile pot fi supuse modificării fără notificare.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAEL [www.silk'n.com](http://www.silk'n.com), [info@silk'n.com](mailto:info@silk'n.com)

## Cuprins

<b>1. Înainte de pomire</b> .....	<b>78</b>
1.1 Descrierea dispozitivului Silk'n Infinity™ .....	78
1.2 Conținutul ambalajului .....	79
<b>2. Utilizarea de destinație a Silk'n Infinity™</b> .....	<b>79</b>
<b>3. Siguranța produsului Silk'n Infinity™</b> .....	<b>80</b>
<b>4. Contraindicații</b> .....	<b>81</b>
<b>5. Nu utilizați Silk'n Infinity™ dacă:</b> .....	<b>85</b>
<b>6. Evitați utilizarea Silk'n Infinity™ dacă oricare dintre următoarele afirmații este valabilă în cazul dvs.:</b> .....	<b>86</b>
<b>7. Posibile efecte secundare la utilizarea Silk'n Infinity™</b> .....	<b>86</b>
<b>8. Îndepărtarea pe termen lung a părului nedorit cu ajutorul Silk'n Infinity™</b> .....	<b>88</b>
<b>9. Pomirea</b> .....	<b>90</b>
9.1. La ce trebuie să te aștepti atunci când utilizezi Silk'n Infinity™? .....	94
9.2. După folosirea Silk'n Infinity™ .....	95
<b>10. Întreținerea produsului Silk'n Infinity™</b> .....	<b>96</b>
10.1. Curățarea Silk'n Infinity™ .....	96
<b>11. Conectarea dispozitivului Silk'n Infinity™ la Bluetooth</b> .....	<b>96</b>
<b>12. Depanarea</b> .....	<b>97</b>
12.1. „Dispozitivul meu Silk'n Infinity™ nu pornește.” .....	97
12.2. „Nu se emite un impuls galvanic atunci când apăș DECLANȘATORUL DE IMPULSURI” .....	97
12.3. „Nu se emite un impuls luminos atunci când apăș DECLANȘATORUL DE IMPULSURI” .....	97
<b>13. Serviciul de relații cu clienții</b> .....	<b>98</b>
<b>14. Specificații</b> .....	<b>99</b>
<b>15. Etichetare</b> .....	<b>171</b>

Înainte de prima utilizare a Silk'n Infinity™, vă rugăm să citiți integral acest manual de utilizare. Acordați atenție deosebită secțiunilor privind procedurile de utilizare a dispozitivului, utilizarea dispozitivului și procedurile post-utilizare.

Vă recomandăm să consultați acest manual de utilizare înainte de fiecare utilizare a Silk'n Infinity™. Silk'n Infinity™ este un dispozitiv electric puternic. Prin urmare, trebuie utilizat acordând o atenție deosebită siguranței.

Vă rugăm să citiți toate avertizările și precauțiile de siguranță și să le respectați cu strictețe atunci când utilizați Silk'n Infinity™



## 1. Înainte de pornire

**Silk'n Infinity™ este un dispozitiv pe bază de lumină pentru reducerea permanentă a părului nedorit, destinat utilizării domestice.**

### 1.1 Descrierea dispozitivului Silk'n Infinity™

DISPOZITIVUL DE ÎNDEPĂRTARE A PĂRULUI Silk'n Infinity™ are o SUPRAFAȚĂ DE TRĂTARE și un DECLANȘATOR DE IMPULSURI. Are, de asemenea, o pereche de electrozi, BAZĂ și CONTACT, pentru crearea și utilizarea unei circulații a tratamentului galvanic

- ① Declanșator de impulsuri
- ② Electrode bază
- ③ Electrode contact
- ④ Senzor de culoare piele
- ⑤ Suprafață de tratare
- ⑥ Buton central
- ⑦ Lămpi indicatoare nivel de energie
- ⑧ Lampă indicatoare gata / avertisment privind nuanța de piele
- ⑨ Lampă indicatoare Bluetooth





## 1.2 Conținutul ambalajului

La deschiderea ambalajului Silk'n Infinity™, veți găsi următoarele componente:

- Dispozitivul de îndepărtare a părului nedorit Silk'n Infinity™
- Adaptor
- Acest manual de utilizare
- Cardul de garanție
- Trusa de frumusețe

## 2. Utilizarea prevăzută pentru Silk'n Infinity™

Dispozitivul Silk'n Infinity™ este destinat îndepărtării părului nedorit. Silk'n Infinity™ este destinat de asemenea efectului de reducere pe termen lung sau permanentă a părului nedorit. Reducerea permanentă a părului nedorit se definește ca reducerea stabilă pe termen lung a numărului de fire de păr care cresc după un regim de tratament.

Dispozitivul Silk'n Infinity™ este destinat îndepărtării părului nedorit. Silk'n Infinity™ este destinat de asemenea efectului de reducere pe termen lung sau permanentă a părului nedorit. Reducerea permanentă a părului nedorit se definește ca reducerea stabilă pe termen lung a numărului de fire de păr care cresc după un regim de tratament.

Silk'n Infinity™ se poate utiliza pentru îndepărtarea părului nedorit de pe corp.

Zonele ideale pentru utilizarea Silk'n Infinity™ includ subrațul, zona inghinală, brațe, picioare, spate și piept.

### 3. Siguranța produsului Silk'n Infinity™

**La Silk'n Infinity™ contează în primul rând siguranța.**

**Tehnologia HPL™ la Silk'n Infinity™ - Mai multă siguranță cu un nivel de energie mai scăzut**

Tehnologia Home Pulsed Light™ poate obține pe termen lung rezultate de îndepărtare a părului nedorit, folosind o fracțiune din nivelul de energie utilizat de un alt echipament pe bază de lumină destinat îndepărtării părului nedorit. Nivelul redus de energie folosit la Silk'n Infinity™ reduce potențialul nociv al acesteia sau de a provoca complicații și contribuie la siguranța dvs. generală.

**Silk'n Infinity™ vă protejează pielea**

Îndepărtarea părului nedorit cu ajutorul luminii nu este potrivită pentru pielea bronzată. Dispozitivul Silk'n Infinity™ este prevăzut cu un SENZOR DE CULOARE A PIELII încorporat, menit să determine culoarea suprafeței aplicate și să permită niveluri de energie în funcție de culoarea pielii.

Mai mult, SUPRAFAȚA DE TRATARE DE 3cm<sup>2</sup>, prin care sunt trimise impulsurile, este introdusă în dispozitiv. Acest fapt permite dispozitivului Silk'n Infinity™ să vă protejeze pielea, evitând contactul direct dintre SUPRAFAȚA DE TRATARE și piele.

**Silk'n Infinity™ vă protejează ochii**


Silk'n Infinity™ are o funcție de siguranță încorporată pentru protecția ochilor. Aceasta a fost proiectată pentru ca impulsul luminos să nu poată fi emis atunci când SUPRAFAȚA DE TRATARE întâlnește aer liber. Funcția de siguranță permite tratarea numai atunci când SUPRAFAȚA DE TRATARE este în contact cu pielea.

## 4. Contraindicații

### Informații de siguranță importante - A se citi înainte de utilizare!

Silk'n Infinity™ nu este destinat oricărei persoane. Vă rugăm să citiți și să luați aminte la informațiile din secțiunile următoare înainte de utilizare. Pentru mai multe informații și consiliere personalizată, puteți vizita și [www.silkn.com](http://www.silkn.com) sau [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

Îndepărtarea părului nedorit cu laser sau cu surse de lumină intensă pulsată poate produce la unele persoane o creșterea sporită a părului. Pe baza datelor disponibile la momentul actual, grupurile cu cel mai mare risc pentru acest tip de răspuns sunt reprezentate de femeile de origine mediteraneeană, din Orientul Mijlociu și Asia de Sud care folosesc dispozitivul pe față și pe gât.

Avertisment	Rezultate posibile	Sfat de siguranță
<p><b>Nu folosiți Silk'n Infinity™ pe pielea bronzată.</b></p> <p>Nu este sigur!</p>  <p><b>Vezi pe ambalaj tabelul cu culoarea părului și a pielii</b></p>	<p>Tratarea pielii bronzate cu Silk'n Infinity™ poate avea ca rezultat efecte adverse cum ar fi înroșirea sau disconfortul pielii</p>	<p>Un SENSOR unic de CULOARE A PIELII este încorporat în Silk'n Infinity™ pentru a determina culoarea pielii tratate la începutul fiecărei sesiuni și în timpul sesiunii. SENZORUL DE CULOARE A PIELII asigură că impulsurile vor fi emise doar pe nuanțe adecvate ale pielii.</p>

Avertisment	Rezultate posibile	Sfat de siguranță
<p><b>Nu folosiți nivelurile 2 - 5 de energie ale Silk'n Infinity™ pe pielea bronzată sau după expunere recentă la soare (inclusiv aparate de bronzare artificială). Nu expuneți la soare zonele tratate.</b></p>	<p>Tratarea cu nivelurile de energie 2 - 5 ale Silk'n Infinity™ înainte sau după expunerea la soare poate avea ca rezultat efecte adverse cum ar fi roșeața sau disconfortul pielii. Pielea bronzată, mai ales după expunerea la soare, conține cantități mari de pigment melanină.</p> <p>Acest lucru este valabil pentru toate tipurile și toate nuanțele de piele, inclusiv acelea care nu par a se bronză rapid.</p> <p>Prezența cantităților mari de melanină expune pielea la un risc mai mare atunci când se folosește orice metodă de îndepărtare a părului nedorit cu ajutorul luminii.</p>	<p>Dacă folosiți orice nivel de energie mai mare decât cel mai mic, evitați expunerea la soare timp de 4 săptămâni înainte și 2 săptămâni după tratarea cu Silk'n Infinity™!</p> <p>Expunerea la soare include expunerea neprotejată la acțiunea directă a soarelui mai mult de 15 minute continuu sau expunerea neprotejată la lumina difuză a soarelui mai mult de 1 oră continuu.</p> <p>Pentru a vă proteja pielea recent tratată atunci când este expusă la lumina soarelui, asigurați-vă că aplicați ecran solar SPF 30 sau mai mare timp de 2 săptămâni după fiecare sesiune de îndepărtare a părului nedorit.</p> <p>Cel mai mic nivel de energie (1) al Silk'n Infinity's™ este conceput special pentru utilizarea sigură după expunerea la soare.</p> <p>După expunerea la soare puteți continua să utilizați Silk'n Infinity™, dar numai la cel mai mic nivel de energie.</p>

Avertisment	Rezultate posibile	Sfat de siguranță
<p><b>Nu folosiți niciodată Silk'n Infinity™ pe conturul ochilor sau în zona din preajmă.</b></p>	<p>Deși Silk'n Infinity™ se poate folosi pentru tratarea părului de pe față, trebuie luate precauții suplimentare la utilizarea pe față pentru a se evita zona ochilor.</p>	<p>Silk'n Infinity™ are o funcție de siguranță încorporată pentru protecția ochilor. Aceasta a fost proiectată pentru ca impulsul luminos să nu poată fi emis atunci când SUPRAFAȚA DE TRATARE întâlnește aer liber. DECLANȘATORUL DE IMPULSURI permite tratarea numai atunci când SUPRAFAȚA DE TRATARE este în contact cu țesutul.</p>
<p><b>Nu aplicați pe tatuaje sau pe machiaj permanent, puncte maro sau negre (cum ar fi pistrui mari, semne din naștere, alunițe sau negi). Observație: mameloanele, organele genitale sau buzele pot fi tratate, dar, întrucât sunt în mod natural mai închise la culoare, FOLOSIȚI EXCLUSIV NIVELUL 1!</b></p>	<p>Tratarea oricărei zone cu Silk'n Infinity™ de culoare închisă sau care are mai mult pigment poate avea ca rezultat efecte adverse cum ar fi arsuri, bășici și modificări de culoare a pielii (hiperpigmentare sau hipopigmentare).</p>	<p>Acoperiți zona mai închisă la culoare cu material care nu absoarbe lumina cum ar fi o cârpă albă sau leucoplast medical alb.</p>
<p><b>O zonă de tratare care a avut erupții herpetice.</b></p>	<p>Tratamentele pe bază de lumină pot cauza reacții adverse pe zonele deja sensibile.</p>	<p>Înainte de a folosi Silk'n Infinity™, consultați medicul pentru a primi un tratament de prevenție.</p>

Avertisment	Rezultate posibile	Sfat de siguranță
<p><b>Nu aplicați pe eczemele active, psoriazis, leziuni, cicatrici deschise sau infecții (inflamații reci), în cazul unor stări anormale ale pielii cauzate de boli sistemice sau metabolice (cum ar fi, de exemplu diabetul)</b></p>	<p>Tratamentele pe bază de lumină pot cauza reacții adverse pe zonele deja sensibile.</p>	<p>Înainte de a utiliza Silk'n Infinity™, lăsați zona afectată să se vindece.</p>
<p><b>Nu tratați cu Silk'n Infinity™ dacă sunteți însărcinată sau alăptați.</b></p>	<p>Modificările hormonale din timpul sarcinii pot crește sensibilitatea pielii și riscul de efecte adverse.</p>	
<p><b>Nu tratați zone pe care este posibil să doriți ulterior să vă crească păr.</b></p>	<p>Rezultatele sunt permanente.</p>	
<p><b>Feriți Silk'n Infinity™ de apă! Nu așezați și nu depozitați Silk'n Infinity™ în locuri în care ar putea cădea, ar putea fi împins sau așezat într-o cadă, chiuvetă sau în alt recipient cu apă.</b></p>	<p>Acest lucru poate cauza electrocutarea gravă.</p>	<p>Nu folosiți Silk'n Infinity™ în timp ce faceți baie sau dacă se udă sau se umezește. Dacă dispozitivul a căzut în apă, scoateți-l imediat din priză.</p>

<b>Avertisment</b>	<b>Rezultate posibile</b>	<b>Sfat de siguranță</b>
<b>Nu încercați să deschideți sau să reparați dispozitivul Silk'n Infinity™.</b>	Deschiderea Silk'n Infinity™ vă poate expune la componente electrice periculoase sau la energie de lumină pulsată, oricare dintre acestea putând cauza rănirea gravă și/sau afectarea permanentă a ochilor. De asemenea, dispozitivul se poate deteriora și veți pierde garanția.	Dacă aveți un dispozitiv stricat sau deteriorat care trebuie reparat, consultați Serviciul de Relații cu clienții Silk'n®.

## 5. Nu utilizați Silk'n Infinity™ dacă:

<b>Dispozitivul este utilizat cu fișe, accesorii sau anexe, altele decât cele furnizate cu dispozitivul dvs. Infinity</b>	Accesoriile sau anexe nu sunt recomandate de Home Skinovations Ltd.	Opriti imediat și contactați Serviciul de Relații cu clienții Silk'n®.
<b>Dispozitivul are o fișă sau un cablu deteriorate.</b>	Feriți cordonul de alimentare de suprafețele încălzite.	Opriti imediat și contactați Serviciul de Relații cu clienții Silk'n®.
<b>Observați fum sau vă miroase a fum în timpul utilizării.</b>		Opriti imediat și contactați Serviciul de Relații cu clienții Silk'n®.
<b>Nu funcționează corect sau pare deteriorat.</b>		Opriti imediat și contactați Serviciul de Relații cu clienții Silk'n®.
<b>SENZORUL DE CULOARE A PIEII este crăpat sau rupt.</b>		Opriti imediat și contactați Serviciul de Relații cu clienții Silk'n®.
<b>carcasa exterioră este crăpată sau desprinsă.</b>		Opriti imediat și contactați Serviciul de Relații cu clienții Silk'n®.

## 6. Evitați utilizarea Silk'n Infinity™ dacă vreuna dintre următoarele afirmații este valabilă:

Existența anterioară a unei cicatrici cheloidale.	Înainte de a utiliza Silk'n Infinity™, consultați medicul.
Dacă suferiți de epilepsie.	
Dacă aveți o boală legată de fotosensibilitate, cum ar fi porfiria, erupția polimorfă la lumină, urticarie solară, lupus, etc.	
Dacă ați avut cancer de piele sau zone de piele cu potențial malign	
Dacă ați făcut radioterapie sau chimioterapie în ultimele 3 luni.	
Dacă ați avut altă stare care, după părerea medicului dvs., face nesigură tratarea dvs.	
Dacă pielea dvs. a fost tratată cu un medicament prescris de medic în ultimele 6 luni.	

## 7. Posibile efecte secundare la folosirea Silk'n Infinity™

Când dispozitivul se folosește conform instrucțiunilor, efectele secundare și complicațiile asociate utilizării Silk'n Infinity™ sunt ceva neobișnuit. Cu toate acestea, fiecare procedură cosmetică, inclusiv cele destinate utilizării domestice, implică un anumit grad de risc. Prin urmare, este important să înțelegeți și să acceptați riscurile și complicațiile care pot apărea la folosirea sistemelor de îndepărtare a părului nedorit cu lumină pulsată, destinate utilizării domestice.



Reacție adversă	Grad de risc
<p><b>Disconfort minor al pielii</b> – Deși îndepărtarea la domiciliu cu lumină pulsată a părului nedorit este în general foarte bine tolerată, cei mai mulți utilizatori simt un oarecare disconfort ușor în timpul utilizării, descris în general ca fiind o senzație redusă de usturime pe zonele de piele tratate. Senzația de usturime durează de obicei pe durata aplicării sau câteva minute după aceea. Orice depășește acest disconfort minor este anormal și înseamnă că fie nu mai trebuie să continuați folosirea Silk'n Infinity™, deoarece nu puteți tolera aplicația de îndepărtare a părului nedorit, fie setarea nivelului de energie este prea mare.</p>	Minor
<p><b>Înroșirea pielii</b> – După ce ați folosit Silk'n Infinity™ sau la 24 de ore de la utilizarea Silk'n Infinity™, pielea dvs. se poate înroși. Roșeața dispare de obicei după 24 de ore. Dacă roșeața nu dispare în 2 - 3 zile, consultați medicul.</p>	Minor
<p><b>Sensibilitate sporită a pielii</b> – Pielea din zona tratată este mai sensibilă, prin urmare puteți experimenta uscarea sau exfolierea pielii.</p>	Minor
<p><b>Modificările de pigment</b> – Silk'n Infinity™ vizează firul de păr, în particular celulele pigmentate din foliculul de păr și foliculul de păr însuși. Cu toate acestea, există riscul de hiperpigmentare temporară (pigment crescut sau decolorare maro) sau hipopigmentare (albire) la pielea din jur. Riscul de modificare a pigmentării pielii este mai mare pentru persoanele cu nuanțe mai închise ale pielii. În general, decolorarea sau modificările de pigment al pielii sunt temporare și hiperpigmentarea sau hipopigmentarea permanentă apar rareori.</p>	Rar
<p><b>Înroșirea excesivă și umflarea</b> – În rare cazuri, pielea tratată se poate înroși foarte tare și se umflă. Acest lucru se întâmplă mai des în zone sensibile ale corpului. Roșeața și umflarea ar trebui să cedeze în 2 - 7 zile și trebuie tratate cu aplicări frecvente de gheață. Curățarea delicată este OK, dar trebuie evitată expunerea la lumina soarelui.</p>	Rar

## 8. Îndepărtare pe termen lung a părului nedorit: cu ajutorul Silk'n Infinity™

Un ciclu complet de creștere a părului poate dura 18-24 luni. În acest timp, pot fi necesare mai multe sesiuni de tratare cu Silk'n Infinity™ pentru a se obține o îndepărtare permanentă a părului nedorit.

Eficiența îndepărtării părului nedorit variază de la o persoană la alta în funcție de zona corpului, culoarea părului și modul în care se utilizează Silk'n Infinity™.

Planul obișnuit Silk'n Infinity™ de îndepărtare a părului nedorit în timpul unui ciclu complet de creștere a părului:

Tratamente 1-4 – plan de două săptămâni diferite

Tratamente 5-7 – plan de patru săptămâni diferite

Tratamente 8 + – tratament după cum este necesar până la obținerea rezultatelor dorite.

## Rezultatul așteptat al tratamentului de îndepărtare a părului nedorit

Tip de piele Fitzpatrick	Culoarea părului	Fluență redusă [J/cm <sup>2</sup> ]	Zona corpului <sup>2</sup>	Numărul mediu de tratamente <sup>1</sup>	Eficiența (% îndepărtare/o nouă creștere a părului) <sup>1</sup>
I-IV	Maro deschis până la maro	3-4.5	Gambe sau pulpe	Sesiune 10-12, aprox. patru săptămâni separate.	Reducere a părului cu 60%
			Brațe		Reducere a părului cu 50%
			Zona inghinală		Reducere a părului cu 60%
			Subraț		Reducere a părului cu 55%
I-IV	Maro - negru	3-4.5	Gambe sau pulpe	Sesiune 8-10, aprox. patru săptămâni separate.	Reducere a părului cu 70%
			Brațe		Reducere a părului cu 60%
			Zona inghinală		Reducere a părului cu 70%
			Subraț		Reducere a părului cu 65%

- Răspunsul individual depinde de tipul de păr, precum și de factorii biologici care pot afecta modelele de creștere a părului. Unii utilizatori pot răspunde mai repede sau mai lent decât numărul mediu la tratamente.
- Unele persoane se pot aștepta la o îndepărtare permanentă a părului într-o singură sesiune sau chiar într-una dublă. Durata perioadei de repaus a foliculelor de păr depinde și de zona corpului.

## 9. Pornirea

1. Scoateți DISPOZITIVUL DE ÎNDEPĂRTARE A PĂRULUI Silk'n Infinity™ și alte componente din cutie.
  2. Conectați cordonul ADAPTORULUI la priza pentru adaptor a DISPOZITIVULUI DE ÎNDEPĂRTARE A PĂRULUI Silk'n Infinity™.
  3. Conectați ADAPTORUL la o priză electrică. Toate lămpile indicatoare din PLACA DE CONTROL se vor aprinde și se vor stinge repetat într-o mișcare circulară.
- Dispozitivul dvs. Silk'n Infinity™ este acum gata de pornire.

**Tratați cu Silk'n Infinity™ sigur și corect!**

**Alegeți zonele de tratat care nu au fost expuse recent la soare.**

4. Pielea din zonele de tratare trebuie să fie rasă, curată, uscată și fără urme de pudră, antiperspirante sau deodorante. Nu îndepărtați părul cu ceară, penseta și nu îl smulgeți. Raderea este un pas important pentru a obține rezultatul dorit! Cele mai bune rezultate se obțin dacă radeți părul cu 3 zile înainte de tratare, când părul are 1-2 mm - 3/32 inch.
5. Apăsăți BUTONUL CENTRAL. Dispozitivul va porni, LAMPA INDICATOARE (verde) pentru Nivelul de energie 1 se va aprinde și va porni un sunet de ventilator.
6. Aproximativ 1 secundă după apăsarea BUTONULUI CENTRAL, LAMPA INDICATOARE GATA/ AVERTIZARE PRIVIND NUANȚA DE PIELE (galbenă) se va aprinde. Dispozitivul este acum gata pentru declanșarea primului impuls la cel mai mic nivel de energie. Începeți întotdeauna de la nivelul de energie 1, deoarece începe de la un nivel mai mare va crește șansa producerii unor efecte secundare.
7. Dacă acesta este primul dvs. tratament, alegeți nivelul de energie la care vă simțiți cel mai confortabil. Silk'n Infinity™ oferă 5 niveluri de energie, de la 1 (cel mai mic) la 5 (cel mai

mare). Pentru a alege nivelul de energie corect pentru primul dvs. tratament, testați fiecare zonă de tratament separat:

**Așezați SUPRAFAȚA DE TRATARE pe piele și apăsați declanșatorul pentru a trimite un impuls. Asigurați-vă că mâna dvs. atinge ELECTRODUL DE BAZĂ împreună cu DECLANȘATORUL DE IMPULSURI (vezi imaginea).**

**Dacă nu faceți contact manual cu ELECTRODUL DE BAYĂ, nu se va emite nicio circulație galvanică de tratament.**

**Dacă nu simțiți un disconfort anormal, apăsați din nou BUTONUL CENTRAL. Astfel veți crește nivelul de energie. Trimiteți un impuls pe un punct diferit la nivelul de energie 2.**

**Continuați testarea la niveluri de energie crescute până atingeți cel mai înalt nivel la care vă simțiți confortabil. Dacă într-o oră nu apar efecte adverse, puteți începe la acel nivel de energie tratamentul complet.**

**Repețați acest test pentru fiecare parte a corpului pe care doriți să o tratați.**



8. Pentru a seta un nivel de energie, apăsați BUTONUL CENTRAL de mai multe ori pentru a crește nivelul de energie de la 1 la 5 și de la 5 direct înapoi la 1, până la setarea nivelului de energie. LĂMPILE INDICATOARE ALE NIVELULUI DE ENERGIE vor indica setarea nivelului de energie. Pentru detalii, vezi câmpul „Nivel de energie” de mai jos.

### **Nivelul de energie**

Nivelul de energie determină intensitatea impulsului luminos al Silk'n Infinity™ trimis pielii dvs. Când nivelul de energie crește, și rezultatele de îndepărtare a părului nedorit cresc, dar și riscul de posibile efecte secundare și complicații.

Silk'n Infinity™ oferă 5 niveluri de energie de la 1 (cel mai mic) la 5 (cel mai mare), reprezentat de 6 lămpi indicatoare pentru nivelul de energie

De câte ori Silk'n Infinity™ este pornit, nivelul său de energie va fi automat resetat la cel mai scăzut nivel de energie. O singură LAMPĂ INDICATOARE DE NIVEL DE ENERGIE va fi aprinsă. Pentru a seta nivelul de energie, apăsați de câteva ori BUTONUL CENTRAL pentru a crește nivelul de energie de la 1 la 5 și de la 5 direct înapoi la 1 .

9. Așezați SUPRAFAȚA DE TRATARE pe piele, asigurându-vă că pielea este întinsă uniform și ușor. Imediat ce SUPRAFAȚA DE TRATAMENT este în contact complet cu pielea, LAMPA INDICATOARE GATA / AVERTIZARE PRIVIND NUANȚA DE PIELE va începe să clipească lent. Asigurați-vă că atingeți ELECTRODUL CONTACT aflat pe partea de dedesubt a dispozitivului pentru a vă asigura că sistemul galvanic poate completa circuitul și îl poate activa.
10. Apăsăți DECLANȘATORUL DE IMPULSURI. Dispozitivul va stabili mai întâi culoarea pielii dvs. Dacă culoarea pielii este suficient de deschisă pentru aplicarea în siguranță, dispozitivul va activa circulația galvanică. Puteți simți o ușoară senzație de usturime. Este complet normal: tratamentul galvanic funcționează acum pentru a vă dilata porii pentru o aplicare mai bună a tratamentului. Direct după aceea dispozitivul va lumina un impuls de lumină pe pielea dvs., iar LAMPA INDICATOARE GATA / AVERTIZARE PRIVIND NUANȚA DE PIELE se va stinge. Acum veți vedea un flash luminos și simultan veți auzi un sunet subtil de pocnitură, care este un zgomot normal pentru dispozitiv. Veți simți o senzație ușoară de căldură și de usturime. Silk'n Infinity™ se va reîncărca imediat pentru următorul impuls. După câteva secunde, LAMPA INDICATOARE GATA / AVERTIZARE PRIVIND NUANȚA DE PIELE se va aprinde din nou și va porni să clipească încet atunci când va fi din nou apăsată pe piele.
11. Îndepărtați SUPRAFAȚA DE TRATARE de pe zona de piele tratată.
12. Alegeți o metodă de aplicare pentru sesiunea dvs. de tratament. Silk'n Infinity™ se poate aplica în două moduri: "Pulsare" și "Glisare" (pentru mai multe detalii vezi câmpul de mai jos cu metode de aplicare).
- A. Pentru metoda PULSARE, urmați pașii 9 - 11 pe un alt punct în mod repetat până când întreaga zonă este complet acoperită.
- B. Pentru metoda GLISARE, mențineți continuu apăsat în jos DECLANȘATORUL DE IMPULSURI și glisați ușor dispozitivul pe zona tratată.



**Dacă pielea prezintă bășici sau arsuri, OPRIȚI IMEDIAT UTILIZAREA!**

## Metode de aplicare

### PULSAREA

PULSAREA este cea mai bună tehnică pentru utilizarea la niveluri de energie mai mari, deoarece permite un control mai bun al acoperirii pielii.

În timpul pulsării, impulsurile Silk'n Infinity™ trebuie administrate în linii; începerea de la capătul fiecărei linii și avansarea secvențială spre celălalt capăt vă ajută să evitați tratarea aceleiași zone de mai multe ori sau suprapunerea zonelor pielii.

În timpul pulsării, SUPRAFAȚA DE TRATARE Silk'n Infinity™ este destinată creării temporare a unor umbre ușoare pe marginea zonei tratate. La fiecare re poziționare a SUPRAFEȚEI DE TRATARE, folosiți aceste marcate de presiune pentru a vă ghida pentru poziționarea adecvată a următorului impuls, evitând atât intervalele, cât și suprapunerile dintre impulsuri.

### GLISAREA

GLISAREA este cel mai bun mod de a utiliza aparatul la niveluri reduse de energie și de a obține o sesiune rapidă și mai eficientă.

În timpul Glisării, mențineți apăsat continuu în jos DECLANȘATORUL DE IMPULSURI și folosiți o mișcare de glisare lentă, menținând contactul cu pielea. Deplasați lent dispozitivul pe zona de tratare. La nivelurile de energie mai reduse, dispozitivul are nevoie de numai 1 - 1,5 secunde pentru reîncărcare între impulsuri și oferă o secvență continuă de luminare intermitentă.



**Încercați să evitați suprapunerea impulsurilor!**



**Nu tratați aceeași zonă de mai multe ori în aceeași sesiune de îndepărtare a părului nedorit! Tratarea aceleiași zone de mai multe ori în cadrul aceleiași sesiuni de tratament crește probabilitatea de efecte adverse.**



**Dacă pielea prezintă bășici sau arsuri, OPRIȚI IMEDIAT UTILIZAREA!**

## SENZORUL DE CULOARE A PIELII

Îndepărtarea părului nedorit pe bază de lumină de pe pielea bronzată poate avea ca rezultat efecte adverse cum ar fi arsuri, bășici și modificări de culoare a pielii (hiperpigmentare sau hipopigmentare).

Pentru a preveni o asemenea utilizare incorectă, SENZORUL DE CULOARE A PIELII din componența Silk'n Infinity™ determină culoarea pielii tratate la începutul fiecărei sesiuni și ocazional în timpul sesiunii de tratare. Dacă SENZORUL DE CULOARE A PIELII detectează un ton al pielii prea închis pentru aplicarea Silk'n Infinity™, dispozitivul va opri automat emiterea de impulsuri.

Dacă nu observați impulsuri luminoase și LAMPA INDICATOARE GATA / AVERTIZARE PRIVIND NUANȚA DE PIELE clipește rapid, aceasta arată că nuanța pielii dvs. determinată de SENZORUL DE CULOARE A PIELII este prea închisă la culoare pentru aplicarea sigură. Încercați folosirea dispozitivului pe o altă parte a corpului sau contactați Serviciul de relații cu clienții al Silk'n®.

### 9.1. La ce trebuie să te aștepți atunci când folosești Silk'n Infinity™?

Pentru mulți oameni, folosirea Silk'n Infinity™ poate fi prima lor experiență cu un dispozitiv pe bază de lumină destinat utilizării domestice. Silk'n Infinity™ este simplu de folosit, iar sesiunile de îndepărtare a părului nedorit trec rapid. În timpul unei sesiuni de tratare cu Silk'n Infinity™ este normal să experimentați și să simțiți următoarele:

- **Un zgomot de ventilator** – Ventilatorul de răcire din Silk'n Infinity™ face un zgomot asemănător cu cel a unui uscător de păr.
- **Un sunet de pocnitură** – La activarea unui impuls luminos HPL™, este normal să se audă un sunet subtil de pocnitură odată cu apariția flash-ului luminos.
- **O senzație de încălzire și de usturime** – În timpul fiecărei secvențe galvanice și de impuls, este normal să simțiți o senzație ușoară de căldură și de usturime de la energiile galvanică și luminoasă.
- **O anume culoare slabă roșiatică sau roz** – În timpul sau imediat după sesiunea de tratare cu Silk'n Infinity™, observarea unei culori foarte pale de roz a pielii nu este neobișnuită. Aceasta este mai vizibilă cel mai adesea în jurul părului.

Cu toate acestea, dacă observați înroșirea completă a pielii, apariția bășicilor sau a arsurilor, opriți imediat folosirea Silk'n Infinity™.



## 9.2. După folosirea Silk'n Infinity™

1. Când ați terminat complet sesiunea de tratare, opriți Silk'n Infinity™ apăsând lung BUTONUL CEBTRAL. Asigurați-vă că vă reamintiți ultima setare a nivelului de energie utilizată, deoarece nu va fi restaurată la o nouă pornire a Silk'n Infinity™.
2. Scoateți din priză electrică cablul ADAPTORULUI.
3. După fiecare sesiune de îndepărtare a părului nedorit, curățați dispozitivul Silk'n Infinity™, mai ales SUPRAFAȚA DE TRATARE (Vezi: „Curățarea Silk'n Infinity™”).
4. După curățare, se recomandă depozitarea dispozitivului Silk'n Infinity™ în cutia sa originală și păstrarea sa departe de apă.



### **Îngrijirea pielii după sesiunea de îndepărtare a părului nedorit**

**După sesiune, se recomandă aplicarea unei loțiuni de corp pe zona tratată pentru a ajuta pielea să-și revină mai rapid după tratament. Puteți folosi loțiunea de corp inclusă sau puteți folosi propria dvs. loțiune.**

**Nu expuneți la soare zone ale pielii tratate la niveluri de energie de 2 - 5.**

**Asigurați-vă că protejați cu grijă pielea tratată cu ecran solar cu factor SPF 30 sau mai mare pe întreaga perioadă de îndepărtare a pielii și pentru minim 2 săptămâni după ultima sesiune de tratare cu Silk'n Infinity™.**

## 10. Întreținerea produsului Silk'n Infinity™

### 10.1. Curățarea Silk'n Infinity™

După fiecare sesiune de îndepărtare a părului nedorit, curățați dispozitivul Silk'n Infinity™, mai ales SUPRAFAȚA DE TRATARE.

1. Înainte de curățare, scoateți din priză Silk'n Infinity™.
2. Folosiți o cârpă uscată și curată și un detergent de curățare cu formulă specială pentru echipamente electronice pentru a șterge delicat suprafața Silk'n Infinity™, mai ales SUPRAFAȚA DE TRATARE.

Nu scufundați niciodată Silk'n Infinity™ sau oricare dintre componentele sale în apă sau în alte lichide!

## 11. Conectați aparatul dvs. Silk'n Infinity™ la Bluetooth

Aplicația „Silk'n free Hair Removal” vă ajută la fiecare pas cu dispozitivele de îndepărtare a părului Silk'n, vă creează planul de tratare personalizat, vă ajută să faceți cele mai sigure și mai informate alegeri și se asigură că respectați întregul curs al tratamentului pentru a obține cele mai bune rezultate.

Ca proprietar al Silk'n Infinity™, vă puteți bucura de caracteristicile de conectivitate Bluetooth din aplicație!

Este suficient să descărcați aplicația și să urmați pașii de înregistrare și de asociere Bluetooth. Pentru descărcarea gratuită a aplicației Silk'n hair removal, scanați:



## 12. Depanarea

### 12.1. „Dispozitivul meu Silk'n Infinity™ nu pornește.”

- Asigurați-vă că ADAPTORUL este conectat corespunzător la dispozitivul Silk'n Infinity™.
- Asigurați-vă că ADAPTORUL este conectat la priza electrică de perete.

### 12.2 Nu se activează un impuls galvanic atunci când apăș DECLANȘATORUL DE IMPULSURI

- Asigurați-vă că mâna dvs. atinge ELECTRODUL DE BAZĂ atunci când apăsați DECLANȘATOR DE IMPULSURI. Circulația tratamentului galvanic necesită închiderea circuitului galvanic prin apășarea simultană a declanșatorului și a electrodului, pentru a vă trata eficient pielea.

### 12.3. „Nu se emite un impuls luminos atunci când apăș DECLANȘATORUL DE IMPULSURI”

- Asigurați-vă că LAMPA INDICATOARE GATA / AVERTIZARA PRIVIND NUANȚA DE PIELE clipește încet pentru a asigura că aveți un contact bun cu pielea și că SUPRAFAȚA DE TRATARE este uniform și ferm presată pe piele. Pentru siguranța dvs., DECLANȘATORUL DE IMPULSURI va activa doar un impuls dacă SUPRAFAȚA DE TRATARE este presată ferm pe piele. Verificați LAMPA INDICATOARE AVERTIZARE PRIVIND NUANȚA DE PIELE. Dacă clipește rapid, înseamnă că nuanța pielii, determinată de SENZORUL DE CULOARE A PIELII, este prea închisă la culoare pentru aplicarea sigură. Încercați folosirea dispozitivului pe o altă parte a corpului sau contactați Serviciul de relații cu clienții al Silk'n®.
- Dacă lampa galbenă este aprinsă continuu, alături de orice număr de lămpi indicatoare, aveți o eroare de sistem.

Scoateți din priză dispozitivul și conectați-l din nou. Dacă aceste probleme persistă, contactați centrul local de relații cu clienții Silk'n®.

- Verificați dacă toate lămpile clipește deodată în cerc. În acest caz, decuplați de la alimentare dispozitivul. Dispozitivul a atins limita duratei sale de funcționare. Dispozitivul trebuie eliminat corespunzător. Livrați echipamentul vechi la cel mai apropiat centru de colectare a deșeurilor electronice pentru eliminarea sigură și eficientă.



**Nu încercați să deschideți sau să reparați Silk'n Infinity™. Numai centrele de reparații autorizate Silk'n® pot efectua reparații.**

Deschiderea Silk'n Infinity™ vă poate expune la componente electrice periculoase sau la energie de lumină pulsată, oricare dintre acestea putând cauza rănirea corporală gravă și/sau afectarea permanentă a ochilor. Încercarea de a deschide Silk'n Infinity™ poate deteriora dispozitivul și va conduce la pierderea garanției. Dacă aveți un dispozitiv stricat sau deteriorat care trebuie reparat, contactați Serviciul de Relații cu clienții Silk'n®.

### 13. Serviciul de Relații cu clienți

Pentru mai multe informații despre produsele Silk'n®, vizitați site-ul web local Silk'n®, [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) sau [www.silkn.com](http://www.silkn.com).

Dacă dispozitivul dvs. este stricat, deteriorat, are nevoie să fie reparat sau pentru orice fel de altă asistență, contactați centrul local de Relații cu clienții Silk'n®:

Pentru clienți din SUA și Canada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, [contact@silkn.com](mailto:contact@silkn.com)

Țara	Număr de service	E-mail
Franța	0891-655557	<a href="mailto:serviceconsommateurfr@silkn.eu">serviceconsommateurfr@silkn.eu</a>
Belgia	0900-25006	<a href="mailto:serviceconsommateurbe@silkn.eu">serviceconsommateurbe@silkn.eu</a>
Olanda	0900-2502217	<a href="mailto:klantenservicentl@silkn.eu">klantenservicentl@silkn.eu</a>
Spania	807088200	<a href="mailto:servicioalcliente@silkn.eu">servicioalcliente@silkn.eu</a>
Marea Britanie	0906-2130009	<a href="mailto:customercareuk@silkn.eu">customercareuk@silkn.eu</a>
Irlanda	1800901512	<a href="mailto:CustomercareIE@silkn.eu">CustomercareIE@silkn.eu</a>
Portugalia		<a href="mailto:CustomercarePT@silkn.eu">CustomercarePT@silkn.eu</a>
Scandinavia		<a href="mailto:CustomercareSC@silkn.eu">CustomercareSC@silkn.eu</a>
Turcia		<a href="mailto:info@silkn.com.tr">info@silkn.com.tr</a>

## 14. Specificații

Galvanic		70-400 Microamper ( $\mu\text{A}$ )
Dimensiune punct		0,9 cm x 3 cm [2,7 cm <sup>2</sup> ]
Tehnologie		Home Pulsed Light™
Nivel de energie max.		Max 5J/cm <sup>2</sup>
Wavelength		475-1200 nm
Durată de încărcare/Sursă de alimentare		Operare continuă
Cerințe electrice		100-240V c.a., 2A
Operare și siguranță		Senzorul de culoare a pielii asigură unitar utilizarea pe tipurile de piele adecvate
Dimensiune ambalaj		180x180x100 cm
Greutate sistem		200 gr
Temperatură	Operare	10°C la 35°C
	Depozitare	-40 la +70°C
Umiditate relativă	Operare	30 la 75%rH
	Depozitare	10 la 90%rH
Presiune atmosferică	Operare	700 la 1060hPa
	Depozitare	500 la 1060hPa
Adaptor		KSAPV361200300D5
Nominală		100-240V; 50-60Hz; 0,9 A
Putere		12V c.c.; 3A

Home Skinovations Ltd. si vyhrazuje právo změnit své produkty či specifikace v zájmu lepšího výkonu, vyšší spolehlivosti či snazší výroby. Vychází se z toho, že informace poskytnuté společností Home Skinovations Ltd. jsou v době publikace přesné a spolehlivé. Společnost Home Skinovations Ltd. však nepřebírá odpovědnost za jejich použití. Na základě libovolného patentu či patentových práv Home Skinovations Ltd. se nepřímou ani jinak neuděluje žádná licence.

Žádnou část tohoto dokumentu nelze za libovolným účelem reprodukovat nebo přenášet v libovolné formě a libovolnými způsoby (elektronickými či mechanickými) bez výslovného písemného schválení Home Skinovations Ltd.

Data podléhají změnám bez upozornění. Home Skinovations Ltd. má patenty a nevyřízené patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva či jiná práva duševního vlastnictví, která pokrývají předmět tohoto dokumentu. Poskytnutí toho dokumentu vám nedává žádnou licenci k těmto patentům, ochranným známkám, autorským právům či jiným právům duševního vlastnictví s výjimkou toho, co je výslovně uvedeno v libovolné písemné smlouvě s Home Skinovations Ltd.

Specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, IZRAEL [www.silkn.com](http://www.silkn.com), [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## Obsah

<b>1. Než začnete</b> .....	<b>101</b>
1.1 Popis přístroje Silk'n Infinity™ .....	101
1.2. Obsah balení .....	102
<b>2. Zamýšlené užití Silk'n Infinity™</b> .....	<b>102</b>
<b>3. Bezpečnost se Silk'n Infinity™</b> .....	<b>103</b>
<b>4. Kontraindikace</b> .....	<b>104</b>
<b>5. Přístroj Silk'n Infinity™ nepoužívejte, pokud:</b> .....	<b>108</b>
<b>6. Nepoužívejte Silk'n Infinity™, pokud se na vás vztahují následující případy</b> .....	<b>109</b>
<b>7. Possible Side Effects using Silk'n Infinity™</b> .....	<b>109</b>
<b>8. Dlouhodobé odstranění chloupků se Silk'n Infinity™</b> .....	<b>111</b>
<b>9. Jak začít</b> .....	<b>112</b>
9.1. Co lze očekávat od ošetření se Silk'n Infinity™? .....	116
9.2. Po ošetření se Silk'n Infinity™ .....	117
<b>10. Údržba Silk'n Infinity™</b> .....	<b>118</b>
10.1. Čištění Silk'n Infinity™ .....	118
<b>11. Připojení Silk'n Infinity™ k bluetooth</b> .....	<b>118</b>
<b>12. Řešení problémů</b> .....	<b>119</b>
12.1. „Můj Silk'n Infinity™ se nezapíná.“ .....	119
12.2. „Když zmáčknou GENERÁTOR PULZŮ, přístroj nevydává galvanický pulz.“ .....	119
12.3. „Když zmáčknou GENERÁTOR PULZŮ, přístroj nevydává světelný pulz.“ .....	119
<b>13. Zákaznické služby</b> .....	<b>120</b>
<b>14. Specifikace</b> .....	<b>121</b>
<b>15. Značení</b> .....	<b>171</b>

Před prvním použitím Silk'n Infinity™ si přečtěte celý tento uživatelský návod. Obzvláště věnujte pozornost oddílům o používání přístroje, jeho fungování a postupu po jeho použití. Doporučujeme, abyste se s uživatelským materiálem opět seznámili před každým použitím přístroje Silk'n Infinity™. Silk'n Infinity™ je výkonný elektrický přístroj. Jako takový by měl být používán s obzvláštním důrazem na bezpečnost. Přečtěte si veškerá varování a bezpečnostní opatření, než přístroj použijete, a důsledně se jimi řiďte.


## 1. Než začnete

**Silk'n Infinity™ je přístroj k domácímu trvalému odstranění chloupků a funguje na bázi světelných pulzů.**

### 1.1 Popis přístroje Silk'n Infinity™

PŘÍSTROJ NA ODSTRANĚNÍ CHLOUPKŮ Silk'n Infinity™ má OŠETŘOVACÍ PLOŠKU a GENERÁTOR PULZŮ. Rovněž má pár elektrod, ZÁKLADNÍ a DOTYKOVÁ, které vytvářejí galvanické proudění.

- ① Generátor pulzů
- ② Základní elektroda
- ③ Dotyková elektroda
- ④ Senzor barvy pokožky
- ⑤ Ošetřovací ploška
- ⑥ Prostřední tlačítko
- ⑦ Kontrolky intenzity
- ⑧ Kontrolka připraveno / pozor na odstín pokožky
- ⑨ Indikátor bluetooth



## 1.2 Obsah balení

Po otevření balíčku Silk'n Infinity™ najdete tyto části:

- Přístroj Silk'n Infinity™ na odstraňování chloupků
- Adaptér
- Tento uživatelský materiál
- Záruční karta
- Kosmetická taštička

## 2. Zamýšlené užití Silk'n Infinity™

Přístroj Silk'n Infinity™ slouží k odstranění nežádoucích chloupků. Přístroj Silk'n Infinity™ slouží také k dlouhodobému či trvalému odstraňování chloupků. Trvalé odstranění chloupků je definováno jako dlouhodobě stabilní snížení počtu dorůstajících chloupků po ošetření.

Přístroj Silk'n Infinity™ slouží k odstranění nežádoucích chloupků. Přístroj Silk'n Infinity™ slouží také k dlouhodobému či trvalému odstraňování chloupků. Trvalé odstranění chloupků je definováno jako dlouhodobě stabilní snížení počtu dorůstajících chloupků po ošetření.

Přístroj Silk'n Infinity™ lze použít k odstranění nežádoucího tělesného ochlupení.

Přístroj Silk'n Infinity™ je nejvhodnější používat v podpaží, v tříselech, na pažích, nohou, tváři, zadní části ramen a hrudníku.



## 3. Bezpečnost se Silk'n Infinity™

S přístrojem Silk'n Infinity™ je bezpečnost na prvním místě.

**Technologie HPL™ v přístroji Silk'n Infinity™ – skvělá bezpečnost s nižší intenzitou energie**

Oproti jiným přístrojům, které fungují na bázi světelných pulzů, je technologie Home Pulsed Light™ schopná dosáhnout dlouhodobého odstranění chloupků se zlomkem intenzity. Nízká intenzita pulzů omezuje hrozbu újmy či komplikací a přispívá k vaší celkové bezpečnosti.

**Přístroj Silk'n Infinity™ chrání vaši pokožku**

Odstranění chloupků pomocí světelných pulzů se nehodí pro opálenou pokožku. Přístroj Silk'n Infinity™ zahrnuje integrovaný SENZOR BARVY POKOŽKY, který měří vzhled ošetřované pokožky a volí intenzitu podle světlosti pokožky.

OŠETŘOVACÍ PLOŠKA o 3 cm<sup>2</sup>, přes kterou jsou dávkovány pulzy, je navíc zapouštěna uvnitř přístroje. Přístroj Silk'n Infinity™ tak chrání vaši pokožku tím, že zamezuje přímému kontaktu OŠETŘOVACÍ PLOŠKY a pokožky.

**Přístroj Silk'n Infinity™ chrání vaše oči**


Přístroj Silk'n Infinity™ má integrovanou bezpečnostní funkci k ochraně očí. Je koncipován tak, aby světelný pulz nemohl být uvolněn, když je OŠETŘOVACÍ PLOŠKA namířena do vzduchu. Bezpečnostní funkce umožňuje ošetření, jen pokud je OŠETŘOVACÍ PLOŠKA v kontaktu s pokožkou.

## 4. Kontraindikace

### Důležité bezpečnostní informace – čtěte před použitím!

Přístroj Silk'n Infinity™ není určen pro každého. Před použitím si přečtěte a promyslete informace v následujícím oddíle. Další informace a osobní doporučení najdete také na stránce [www.silkn.com](http://www.silkn.com) nebo [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

Odstraňování chloupků laserem či zdrojem intenzivních světelných pulzů může u některých lidí vyvolat zvýšený růst ochlupení. Na základě dostupných údajů jsou v tomto ohledu nejohroženějšími skupinami ženy středomořského, blízkovýchodního a jihoasijského původu, které si přístrojem ošetřují tvář a krk.

Upozornění	Možné výsledky	Tip v zájmu bezpečnosti
<p><b>Nepoužívejte přístroj Silk'n Infinity™ na opálenou pokožku.</b></p> <p>Není to bezpečné!</p>  <p><b>Podívejte se balení na schéma barev ochlupení a pokožky</b></p>	<p>Ošetření opálené pokožky přístrojem Silk'n Infinity™ může vést k nežádoucím výsledkům, jako je zčervenání a podráždění pokožky</p>	<p>Do přístroje Silk'n Infinity™ je zabudován jedinečný SENZOR BARVY POKOŽKY, který měří světlost ošetřované oblasti na začátku a během každého ošetření. SENZOR BARVY POKOŽKY zajišťuje, že pulzy budou vydávány jen na pokožce vhodného odstínu.</p>

Upozornění	Možné výsledky	Tip v zájmu bezpečnosti
<p><b>Nepoužívejte intenzitu úrovně 2–5 na opálenou pokožku či brzy po vystavení slunci (včetně solárních studií). Nevystavujte ošetřené oblasti slunci.</b></p>	<p>Ošetření opálené pokožky s použitím intenzity úrovně 2–5 před vystavením slunci či po něm může vést k nežádoucím výsledkům, jako je zčervenání a podráždění pokožky. Opálená pokožka, obzvlášť po vystavení slunci, obsahuje velké množství pigmentu melaninu. To se týká všech typů a odstínů pokožky včetně těch, o nichž si myslíte, že se snadno neopálí. Velké množství melaninu vystavuje pokožku při použití libovolné metody na odstranění chloupků světelnými pulzy zvýšenému riziku.</p>	<p>Pokud používáte jinou než nejnižší intenzitu, nevystavujte se slunci 4 týdny před ošetřením přístrojem Silk'n Infinity™ a 2 týdny po něm! Vystavením slunci se rozumí nechráněné vystavení přímému slunečnímu světlu více než 15 minut nepřetržitě či nechráněné vystavení rozptýlenému slunečnímu světlu více než 1 hodinu nepřetržitě. Abyste ochránili nedávno ošetřenou pokožku při vystavení slunečnímu svitu, nezapomeňte po 2 týdny po každém ošetření aplikovat krém proti slunci s ochranným faktorem 30 či více. Nejnižší intenzita (1) přístroje Silk'n Infinity™ je speciálně určena pro bezpečné používání i po vystavení slunci. Po vystavení slunci můžete přístroj Silk'n Infinity™ nadále používat, ale jen s nejnižší intenzitou.</p>
<p><b>Nikdy nepoužívejte přístroj Silk'n Infinity™ v blízkosti očí.</b></p>	<p>Ačkoli přístroj Silk'n Infinity™ lze použít pro odstranění chloupků na tváři, dávejte pozor, abyste nezasáhli oči.</p>	<p>Přístroj Silk'n Infinity™ má integrovanou bezpečnostní funkci k ochraně očí. Je koncipován tak, aby světelný pulz nemohl být uvolněn, když je OŠETŘOVACÍ PLOŠKA namířena do vzduchu. GENERÁTOR PULZŮ umožňuje ošetření, jen pokud je OŠETŘOVACÍ PLOŠKA v kontaktu s pokožkou.</p>

Upozornění	Možné výsledky	Tip v zájmu bezpečnosti
<p><b>Neošetřujte tetování či trvalý make-up, tmavohnědé nebo černé skvrny (např. velké pihy či mateřská znamínka). Upozorňujeme, že můžete ošetřovat i bradavky, genitálie a rty, ale jelikož jsou přirozeně tmavší, POUŽIJTE JEN INTENZITU 1!</b></p>	<p>Ošetření plochy, která je tmavší či má více pigmentu, může mít nepříznivé důsledky jako popálení, puchýře a změny barvy pokožky (hyperpigmentace či hypopigmentace).</p>	<p>Pokryjte tmavší oblast materiálem, který neabsorbuje světlo, jako je bílá látka nebo bílá tejpovací páska.</p>
<p><b>Neošetřujte aktivní ekzém, lupénku, poraněnou kůži, otevřené rány či infekce (omrzliny), kůži v abnormálním stavu v důsledku systematických či metabolických nemocí (např. diabetes)</b></p>	<p>Ošetření světelnými pulzy může na citlivé kůži způsobit nežádoucí reakce.</p>	<p>Než použijete přístroj Silk'n Infinity™, nechte dotčenou oblast uzdravit.</p>
<p><b>Ošetřovaná oblast, na níž se již vyskytl opar.</b></p>	<p>Ošetření světelnými pulzy může na citlivé kůži způsobit nežádoucí reakce.</p>	<p>Než použijete přístroj Silk'n Infinity™, vyžádejte si preventivní vyšetření u svého lékaře.</p>
<p><b>Nepoužívejte přístroj Silk'n Infinity™, pokud jste těhotná či kojíte.</b></p>	<p>Hormonální změny během těhotenství by mohly zvýšit citlivost pokožky a riziko nežádoucích dopadů.</p>	

Upozornění	Možné výsledky	Tip v zájmu bezpečnosti
<p><b>Nepoužívejte přístroj v partiích, kde v budoucnu budete chtít nechat narůst ochlupení.</b></p>	<p>Výsledky jsou trvalé.</p>	
<p><b>Přístroj Silk'n Infinity™ udržujte dále od vody. Nedávejte přístroj Silk'n Infinity™ na místo, odkud by mohl spadnout či být převržen do vany, umyvadla či nádoby obsahující vodu.</b></p>	<p>To může způsobit silný elektrický šok.</p>	<p>Nepoužívejte přístroj Silk'n Infinity™, pokud se koupete nebo zvlhne. Pokud spadne do vody, okamžitě jej vypněte z elektriny.</p>
<p><b>Nepokoušejte se přístroj Silk'n Infinity™ otevírat či opravovat.</b></p>	<p>Otevření přístroje Silk'n Infinity™ vás může vystavit nebezpečným elektrickým komponentům a pulznímu světlu. Obojí může způsobit závažnou tělesnou újmu a/nebo trvalé poškození očí. Rovněž to může přístroj poškodit a zneplatní to vaši záruku.</p>	<p>Kontaktujte zákaznické služby společnosti Silk'n®, pokud se váš přístroj pokazí nebo potřebuje opravu.</p>

## 5. Přístroj Silk'n Infinity™ nepoužívejte, pokud:

<b>Funguje se zástrčkami, nástavci či příslušenstvím, které nebyly součástí balení.</b>	Společnost Home Skinovations Ltd. tyto nástavce či příslušenství nedoporučuje.	Přístroj okamžitě přestaňte používat a obraťte se na zákaznickou službu Silk'n®.
<b>Má poškozený kabel či zástrčku.</b>	Nepokládejte kabel na rozehráté plochy.	Přístroj okamžitě přestaňte používat a obraťte se na zákaznickou službu Silk'n®.
<b>Při používání uvidíte či ucítíte kouř.</b>		Přístroj okamžitě přestaňte používat a obraťte se na zákaznickou službu Silk'n®.
<b>Nefunguje správně nebo vypadá, že je poškozen.</b>		Přístroj okamžitě přestaňte používat a obraťte se na zákaznickou službu Silk'n®.
<b>SENZOR BARVY POKOŽKY je rozbitý či pokažený.</b>		Přístroj okamžitě přestaňte používat a obraťte se na zákaznickou službu Silk'n®.
<b>Vnější plášť je rozbitá nebo se rozpadá.</b>		Přístroj okamžitě přestaňte používat a obraťte se na zákaznickou službu Silk'n®.

## 6. Nepoužívejte Silk'n Infinity™, pokud se na vás vztahují následující případy:

Tvorba keloidních jizev v minulosti.	Před použitím přístroje Silk'n Infinity™ se obraťte na svého lékaře.
Trpíte epilepsií.	
Máte nemoc související s citlivostí na světlo, jako jsou porfyrie, polymorfní světlá erupce, solární kopřivka či lupus.	
Prodělali jste rakovinu kůže nebo máte riziko zhoubného bujení na kůži.	
V uplynulých 3 měsících jste prodělali ozařování či chemoterapii.	
Máte jinou nemoc, kvůli níž by ošetření bylo dle názoru vašeho lékaře nebezpečné.	
Vaše pokožka byla v uplynulých 6 měsících ošetřena lékem na předpis.	

## 7. Možné vedlejší účinky při používání Silk'n Infinity™

Pokud přístroj Silk'n Infinity™ používáte dle pokynů, vedlejší účinky a komplikace spojené s jeho používáním nejsou běžné. Každá kosmetická procedura včetně těch, které jsou určeny pro domácí použití, s sebou nese jisté riziko. Je tedy důležité, abyste chápali a akceptovali rizika a komplikace, které mohou nastat při použití systémů pulzního světla pro domácí odstraňování chloupků.

Nežádoucí reakce	Míra rizika
<p><b>Menší nepohodlí</b></p> <p>Ačkoli domácí odstraňování chloupků pomocí pulzního světla je obecně dobře tolerováno, většina uživatelů pociťuje při používání menší nepohodlí, které obvykle popisují jako jemné štípání v ošetřované oblasti. Štípání obvykle trvá po dobu samotné aplikace nebo několik minut poté.</p> <p>Cokoli nad rámec tohoto mírného nepohodlí je nenormální a znamená to, že buď nesmíte přístroj Silk'n Infinity™ dále používat, protože vaše tělo tuto proceduru netoleruje, nebo že jste nastavili příliš vysokou intenzitu.</p>	Malé
<p><b>Zarudnutí pokožky</b></p> <p>Vaše kůže může bezprostředně či do 24 hodin po použití přístroje Silk'n Infinity™ zčervenat. Tento problém obvykle zmizí do 24 hodin. Pokud zčervenání neustoupí do 2 až 3 dní, obraťte se na lékaře.</p>	Malé
<p><b>Zvýšená citlivost pokožky</b></p> <p>Pokožka v ošetřované oblasti je citlivější, takže může být suchá či se může loupat.</p>	Malé
<p><b>Změny pigmentu</b></p> <p>Přístroj Silk'n Infinity™ cílí zejména na pigmentované buňky ve folikulu a na folikul samotný. Existuje však riziko dočasné hyperpigmentace (zvýšený pigment nebo zbarvení dohněda) nebo hypopigmentace (zbělení) okolní pokožky. Riziko změn pigmentace pokožky je vyšší u lidí s tmavší pokožkou. Změny zbarvení či pigmentace jsou dočasné. K trvalé hyperpigmentaci či hypopigmentaci dochází zřídka.</p>	Vzácné
<p><b>Nadměrné zčervenání a otok</b></p> <p>Ve vzácných případech může ošetřená pokožka výrazně zčervenat a natéci. Běžnější to je na citlivých částech těla. Zčervenání a otok by měly ustoupit do 2 až 7 dní a je vhodné je ošetřovat častou aplikací ledu. Jemné čištění je v pořádku, ale nevystavujte se slunečnímu světlu.</p>	Vzácné



## 8. Dlouhodobé odstranění chloupků se Silk'n Infinity™

Typický cyklus růstu ochlupení může trvat 18 až 24 měsíců. Během této doby může být zapotřebí provést několik ošetření přístrojem Silk'n Infinity™, abyste dosáhli trvalého odstranění chloupků. Účinnost odstranění chloupků se liší osobu od osoby podle části těla, barvy ochlupení a způsobu použití přístroje Silk'n Infinity™.

Typický plán procedur během cyklu růstu ochlupení:

Ošetření 1–4 – v rozpětí dvou týdnů

Ošetření 5–7 – v rozpětí čtyř týdnů

Ošetření 8+ – ošetřujte dle potřeby, dokud nedosáhnete žádoucího výsledku.

### Očekávaný výsledek odstranění chloupků

Fitzpatrickova škála fototypů	Barva ochlupení	Energetická hustota [J/cm <sup>2</sup> ]	(Ošetřovaná plocha) <sup>2</sup>	Průměrný počet ošetření <sup>1</sup>	Účinnost (% odstranění chloupků/nového narůstání) <sup>1</sup>
I-IV	Světle hnědá až hnědá	3-4.5	Stehna či lýtka	Ošetření 10–12, zhruba 4 týdny po sobě.	60% snížení výskytu chloupků
			Paže		50% snížení výskytu chloupků
			Třísla		60% snížení výskytu chloupků
			Podpaží		55% snížení výskytu chloupků
I-IV	Hnědá až černá	3-4.5	Stehna či lýtka	Ošetření 8–10, zhruba 4 týdny po sobě.	70% snížení výskytu chloupků
			Paže		60% snížení výskytu chloupků
			Třísla		70% snížení výskytu chloupků
			Podpaží		65% snížení výskytu chloupků

1. Individuální reakce závisí na typu ochlupení i na biologických faktorech, jež mohou ovlivnit růst ochlupení. Někteří uživatelé reagují rychleji či pomaleji než průměr.
2. Po jednom či dvou ošetřeních nelze očekávat stálé odstranění chloupků. Délka neaktivní doby folikulů závisí také na velikosti ošetřované oblasti.

## 9. Jak začít

1. Vytáhněte PŘÍSTROJ Silk'n Infinity™ NA ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOUPKŮ a další součásti z krabice.
2. Zapněte zástrčku přístroje Silk'n Infinity™ do ADAPTÉRU.
3. ADAPTÉR zapněte do zásuvky. Všechny kontrolky na OVLÁDAČI se postupně rozsvítí a zase zhasnou.

Váš přístroj Silk'n Infinity™ je nyní připraven.

**Provedte ošetření s přístrojem Silk'n Infinity™ bezpečně a správně!**

**Zvolte k ošetření oblasti, které nebyly v poslední době vystaveny slunci.**

4. Ošetřovaná pokožka by měla být oholená, čistá a suchá a neměl by na ní být aplikován pudr, antiperspirant či deodorant. Chloupky neodstraňujte voskem a nevytrhávejte pinzetou ani jinak. Oholení je důležitým předpokladem pro žádoucí výsledky. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud se oholíte 3 dny před ošetřením nebo pokud chloupky budou 1 až 2 mm dlouhé.
5. Stiskněte PROSTŘEDNÍ KNOFLÍK. Přístroj se zapne, KONTROLKA zobrazí intenzitu úrovně 1 (zeleně) a uslyšíte zvuk větráku.
6. Zhruba 1 sekundu po stisknutí PROSTŘEDNÍHO KNOFLÍKU se rozsvítí KONTROLKA PŘIPRAVENO / POZOR NA ODSTÍN POKOŽKY (žlutá). Přístroj je nyní připraven vydat první pulz s nejnižší intenzitou.  
Vždy začněte intenzitou úrovně 1, protože pokud byste ihned začali na vyšší úrovni, zvýšilo by to riziko nežádoucích účinků.

7. Je-li to vaše první ošetření, zvolte intenzitu, která vám nejvíce vyhovuje. Přístroj Silk'n Infinity™ nabízí 5 úrovní od 1 (nejnižší) po 5 (nejvyšší). Při výběru správné intenzity pro první proceduru každou ošetřovanou oblast otestujte zvlášť:

**Položte OŠETŘOVACÍ PLOŠKU na pokožku a zmáčkněte generátor pulzů. Vaše ruka se musí dotýkat ZÁKLADNÍ ELEKTRODY a zároveň GENERÁTOR PULZŮ (viz obrázek).**

**Pokud se nebudete dotýkat ZÁKLADNÍ ELEKTRODY, nevznikne galvanické proudění.**

**Pokud to není příliš nepříjemné, zmáčkněte PROSTŘEDNÍ TLAČÍTKO znovu. Tím zvýšíte intenzitu. Na jiném místě aplikujte pulz s intenzitou 2.**

**Otestujte i vyšší úrovně intenzity, dokud nedosáhnete té nejvyšší, která vám ještě není nepříjemná. Pokud do hodiny nezaznamenáte nežádoucí účinky, můžete provést plné ošetření s příslušnou intenzitou.**

**Tento test opakujte na každé části těla, kterou chcete ošetřit.**



8. Chcete-li nastavit intenzitu, opakovaně mačkejte PROSTŘEDNÍ TLAČÍTKO. Budete postupně přecházet z 1 do 5 a z 5 přímo na 1, dokud nenavolíte žádoucí intenzitu. KONTROLKY INTENZITY ukážou zvolenou intenzitu. Podrobnosti najdete v rámečku Intenzita níže.

### **Intenzita**

Intenzita udává úroveň energie, kterou světelný pulz přístroje Silk'n Infinity™ vydá do vaší pokožky. S růstem intenzity se zlepšují výsledky odstranění chloupků, ale zároveň roste riziko nežádoucích efektů a komplikací.

Přístroj Silk'n Infinity™ nabízí 5 úrovní od 1 (nejnižší) po 5 (nejvyšší), z nichž každé odpovídá jedna z 5 kontrolky.

Když přístroj Silk'n Infinity™ zapnete, intenzita se automaticky nastaví na nejnižší úroveň. Svítit bude jen jedna KONTROLKA INTENZITY.

Chcete-li nastavit intenzitu, opakovaně mačkejte PROSTŘEDNÍ TLAČÍTKO. Budete postupně přecházet z 1 do 5 a z 5 přímo na 1.

9. OŠETŘOVACÍ PLOŠKU umístíte na pokožku. Ta musí být rovnoměrně napnutá. Jakmile se OŠETŘOVACÍ PLOŠKA plně dotýká pokožky, začne pomalu blikat KONTROLKA PŘIPRAVENO / POZOR NA ODSTÍN POKOŽKY. Nezapomeňte se dotýkat DOTYKOVÉ ELEKTRODY na spodní části přístroje, aby se aktivoval galvanický systém.
10. Stiskněte GENERÁTOR PULZŮ. Přístroj nejprve určí barvu vaší pokožky. Pokud je dost světlá na to, aby ošetření bylo bezpečné, aktivuje přístroj galvanické proudění. Možná ucítíte lehké brnění. Je to naprosto normální – galvanické proudění rozšiřuje vaše póry, aby bylo ošetření účinnější. Hned poté přístroj vydá do vaší pokožky světelný pulz a zhasne KONTROLKA PŘIPRAVENO / POZOR NA ODSTÍN POKOŽKY. Uvidíte jasný záblesk světla a zároveň uslyšíte tiché prasknutí, což je normální. Ucítíte mírné teplo a brnění. Přístroj Silk'n Infinity™ se okamžitě nabije, aby mohl vydat další pulz. Po několika sekundách se opět zapne KONTROLKA PŘIPRAVENO / POZOR NA ODSTÍN POKOŽKY a začne pomalu blikat, když přístroj přiložíte k pokožce.
11. Odstraňte OŠETŘOVACÍ PLOŠKU z ošetřované části těla.
12. Zvolte si způsob ošetření. Přístroj Silk'n Infinity™ lze použít dvěma způsoby: pulzy a klouzání (podrobnosti – viz rámeček se způsoby použití níže).
- A. Chcete-li zvolit metodu PULZŮ, opakovaně provádějte kroky 9 až 11 vždy na jiném místě, dokud nepokryjete celou oblast.
- B. U metody KLOUZÁNÍ držte GENERÁTOR PULZŮ stisknutý a jemně přejíždějte po celé ošetřované oblasti.



**Pokud se kůže spálí či se na ní vytvoří puchýř, PŘÍSTROJ OKAMŽITĚ PŘESTAŇTE POUŽÍVAT!**

## Způsoby ošetření

### PULZY

PULZY jsou nevhodnější technikou pro práci s vyšší intenzitou pulzů, jelikož umožňuje lepší kontrolu pokrytí pokožky.

Pulzy by měly být aplikovány v řadách – začněte na začátku jedné řady a postupně se propracujte nakonec. Zamezíte tak ošetření téže oblasti dvakrát nebo překrytí ošetřovaných oblastí.

Při vydávání pulzů ošetřovací ploška přístroje Silk'n Infinity™ vytváří lehké dočasné stínování hranic ošetřované oblasti. Při každém přemístění OŠETŘOVACÍ PLOŠKY použijte tyto značky, abyste nenechávali neošetřená místa či naopak neošetřovali některé části vícekrát.

### KLOUZÁNÍ

KLOUZÁNÍ je nejlepší způsob práce s nízkou intenzitou. Dosáhnete tak rychlého a účinnějšího ošetření.

Při klouzání držte GENERÁTOR PULZŮ zmáčkнутý a používejte pomalý, klouzavý pohyb a zároveň udržíte kontakt s pokožkou. Jemně pohybujte přístrojem podél oblasti ošetření. Při nižší intenzitě přístroje trvá dobítí mezi pulzy jen 1 až 1,5 sekundy a vydává nepřetržitý sled záblesků.



**Snažte se, aby se pulzy nepřekrývaly.**



**Neošetřujte stejnou oblast více než jednou při téže proceduře!  
Ošetření téže oblasti více než jednou při téže proceduře zvyšuje  
pravděpodobnost nežádoucích účinků.**



**Pokud se kůže spálí či se na ní vytvoří puchýř, PŘÍSTROJ  
OKAMŽITĚ PŘESTAŇTE POUŽÍVAT!**

## SENZOR BARVY POKOŽKY

Odstraňování chloupků z opálené pokožky pomocí světelných pulzů může vést k nežádoucím účinkům, jako jsou popáleniny, puchýře a změny barvy pokožky (hyper- či hypopigmentace).

Do přístroje Silk'n Infinity™ je z tohoto důvodu zabudován jedinečný SENZOR BARVY POKOŽKY, který měří světlost ošetřované oblasti na začátku každého ošetření a příležitostně i během něj. Pokud SENZOR BARVY POKOŽKY objeví odstín pokožky, který je pro aplikaci Silk'n Infinity™ příliš tmavý, přístroj automaticky přestane vydávat pulzy.

Pokud nevidíte světelné pulzy a KONTROLKA PŘÍPRAVENO / POZOR NA ODSTÍN POKOŽKY rychle bliká, znamená to, že odstín pokožky je příliš tmavý na bezpečnou aplikaci ošetření. Zkuste přístroj použít na jiné části těla, nebo se obraťte na zákaznickou podporu Silk'n®.

### 9.1. Co lze očekávat od ošetření se Silk'n Infinity™?

Pro mnoho lidí může ošetření přístrojem Silk'n Infinity™ být první zkušeností s přístrojem na bázi světla určeným pro domácí užití. Přístroj Silk'n Infinity™ je intuitivní a odstraňování chloupků jde rychle. Během ošetřování přístrojem Silk'n Infinity™ je normální slyšet a cítit:

- **Zvuk větráku** – větrák přístroje Silk'n Infinity™ vydává podobný zvuk jako fén na vlasy.
- **Praskavý zvuk při každém pulzu** – když se aktivuje pulz světla HPL™, společně se zábleskem světla se ozve tichý praskavý zvuk.
- **Pocit tepla a brnění** – během každé sekvence je normální cítit mírné teplo a jemné brnění, které pochází z galvanické a světelné energie.
- **Světle červená nebo růžová barva** – během ošetření přístrojem Silk'n Infinity™ či krátce po něm je vcelku běžné mít pokožku zbarvenou do růžova. Obvykle je to patrnější kolem samotných chloupků.

Pokud je však pokožka vyloženě červená, tvoří se na ní puchýře či popáleniny, okamžitě přístroj Silk'n Infinity™ přestaňte používat.

## 9.2. Po ošetření se Silk'n Infinity™

1. Když ošetření dokončíte, vypněte přístroj Silk'n Infinity™ delším stisknutím PROSTŘEDNÍHO TLAČÍTKA. Zapamatujte si poslední intenzitu, kterou jste použili, protože při opětovném zapnutí přístroje Silk'n Infinity™ se toto nastavení neobnoví.
2. Odpojte kabel ADAPTÉRU ze zásuvky.
3. Po každé proceduře přístroj Silk'n Infinity™ očistěte, obzvlášť pak OŠETŘOVACÍ PLOŠKU (viz „Čištění Silk'n Infinity™“).
4. Po očištění doporučujeme uchovávat přístroj Silk'n Infinity™ v původní krabici a držet jej dále od vody.



### **Péče o pokožku po odstranění chloupků**

**Doporučujeme, abyste ošetřovanou část těla natřeli tělovým mlékem.**

**Pokožka se tak rychleji zotaví. Můžete použít tělové mléko, které je součástí v balení, či jiný výrobek.**

**Pokud jste použili intenzitu 2–5, nevystavujte se slunci. Během období, kdy přístroj používáte, a alespoň 2 týdny po poslední proceduře ošetřenou pokožku důsledně chraňte krémem proti slunci s ochranným faktorem alespoň 30.**

## 10. Údržba Silk'n Infinity™

### 10.1. Čištění Silk'n Infinity™

Po každé proceduře přístroj Silk'n Infinity™ očistěte, obzvláště pak OŠETŘOVACÍ PLOŠKU.

1. Před čištěním přístroj Silk'n Infinity™ odpojte od elektrického proudu.
2. Použijte suchý, čistý hadřík a speciální čisticí prostředek pro elektronická zařízení. Jemně otřete povrch přístroje Silk'n Infinity™, obzvláště OŠETŘOVACÍ PLOŠKU.

Přístroj Silk'n Infinity™ či jeho části nikdy neponořujte do vody či jiných kapalin.

## 11. Připojení Silk'n Infinity™ k bluetooth

### 11.1 Stáhněte si aplikaci Silk'n Hair a připojte se k ní.

Aplikace Silk'n free Hair Removal pomůže se všemi kroky při používání přístrojů Silk'n, můžete si s ní vytvořit osobní plán ošetřování, pomůže vám bezpečně a kvalifikovaně se rozhodovat a zajistí ty nejlepší výsledky během celého ošetřování.

Jakožto majitel přístroje Silk'n Infinity™ můžete s aplikací využívat našich pokročilých funkcí bluetooth.

Stáhněte si aplikaci a řiďte se pokyny pro registraci a spárování s bluetooth.

Chcete-li si aplikaci Silk'n stáhnout bezplatně, naskenujte:





## 12. Řešení problémů

### 12.1. „Můj Silk'n Infinity™ se nezapíná.“

- Zkontrolujte, že ADAPTÉR je k přístroji Silk'n Infinity™ řádně připojen.
- Zkontrolujte, že ADAPTÉR je řádně zapojen do zásuvky.

### 12.2 Když zmáčknu GENERÁTOR PULZŮ, přístroj nevydá galvanický pulz

- Zkontrolujte, zda se vaše ruka při mačkání GENERÁTORU PULZŮ dotýká ZÁKLADNÍ ELEKTRODY. Galvanické proudění vyžaduje uzavření galvanického obvodu současně stisknutím generátoru a elektrody. Jen tak je možné efektivní ošetření pokožky.

### 12.3. „Když zmáčknu GENERÁTOR PULZŮ, přístroj nevydá světelný pulz“

- Zkontrolujte, že Kontrolka připraveno / pozor na odstín pokožky pomalu bliká (to znamená, že přístroj má patřičný kontakt s pokožkou) a že OŠETŘOVACÍ PLOŠKA je pevně a rovnoměrně přitisknuta k pokožce. V zájmu vaší bezpečnosti aktivuje GENERÁTOR PULZŮ pulz, jen pokud je OŠETŘOVACÍ PLOŠKA pevně přitisknuta k pokožce. Zkontrolujte KONTROLKU PŘIPRAVENO / POZOR NA ODSTÍN POKOŽKY. Pokud rychle bliká, znamená to, že odstín pokožky je příliš tmavý na bezpečnou aplikaci ošetření. Zkuste přístroj použít na jiné části těla, nebo se obraťte na zákaznickou podporu Silk'n®.
- Svítí-li žluté světlo neustále společně s libovolným počtem kontrolky, nastala systémová chyba.

Odpojte přístroj a zapojte jej znovu. Pokud tyto problémy přetrvávají, obraťte se na místní zákaznické centrum Silk'n®.

- Zkontrolujte, zda všechny kontrolky blikají v kruhu. Pokud ano, odpojte přístroj od zdroje energie. Přístroj dosáhl konce životnosti. Je nutné jej řádně zlikvidovat. Staré zařízení odnese do nejbližšího sběrného dvora, kde bude bezpečně a efektivně zlikvidováno.



**Nepokoušejte se přístroj Silk'n Infinity™ otevírat či opravovat. Jen autorizovaná centra Silk'n® mohou provádět opravy.**

Otevření přístroje Silk'n Infinity™ vás může vystavit nebezpečným elektrickým komponentům a pulznímu světlu. Obojí může způsobit závažnou tělesnou újmu a/nebo trvalé poškození očí. Pokus otevřít přístroj Silk'n Infinity™ jej může poškodit a zneplatní vaši záruku. Kontaktujte zákaznické služby společnosti Silk'n®, pokud se váš přístroj pokazí nebo potřebuje opravu.

## 13. Zákaznické služby

Další informace o produktech Silk'n® najdete na místní stránce Silk'n®,  
**[www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) nebo [www.silkn.com](http://www.silkn.com).**

Je-li váš přístroj rozbitý, pokazený, vyžaduje-li opravu nebo potřebujete-li jinou pomoc, obraťte se na místní zákaznické centrum Silk'n®.

Pro zákazníky v USA a Kanadě: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, [contact@silkn.com](mailto:contact@silkn.com)

Země	Servisní číslo	E-mail
Francie	0891-655557	<a href="mailto:serviceconsommateurfr@silkn.eu">serviceconsommateurfr@silkn.eu</a>
Belgie	0900-25006	<a href="mailto:serviceconsommateurbe@silkn.eu">serviceconsommateurbe@silkn.eu</a>
Nizozemsko	0900-2502217	<a href="mailto:klantenserviceni@silkn.eu">klantenserviceni@silkn.eu</a>
Španělsko	807088200	<a href="mailto:servicioalcliente@silkn.eu">servicioalcliente@silkn.eu</a>
Spojené království	0906-2130009	<a href="mailto:customercareuk@silkn.eu">customercareuk@silkn.eu</a>
Irsko	1800901512	<a href="mailto:CustomercareIE@silkn.eu">CustomercareIE@silkn.eu</a>
Portugalsko		<a href="mailto:CustomercarePT@silkn.eu">CustomercarePT@silkn.eu</a>
Skandinávské země		<a href="mailto:CustomercareSC@silkn.eu">CustomercareSC@silkn.eu</a>
Turecko		<a href="mailto:info@silkn.com.tr">info@silkn.com.tr</a>

## 14. Specifikace

Galvanický princip	70-400 mikroampérů ( $\mu\text{A}$ )	
Velikost ošetřované oblasti	0,9cm x 3cm [2,7cm <sup>2</sup> ]	
Technologie	Home Pulsed Light™	
Maximální intenzita	Max 5J/cm <sup>2</sup>	
Vlnová délka	475–1200nm	
Doba nabíjení / zdroj energie	Neustálý provoz	
Napětí	100-240VAC, 2A	
Provoz a bezpečnost	Senzor barvy pokožky neustále zajišťuje používání jen na vhodném typu pokožky.	
Velikost balení	180x180x100cm	
Hmotnost systému	200gr	
Teplota	Provoz	10 až 35 °C
	Uložení	-40 až 70 °C
Relativní vlhkost	Provoz	30 až 75% rH
	Uložení	10 až 90% rH
Atmosférický tlak	Provoz	700 až 1060hPa
	Uložení	500 až 1060hPa
Adaptér	KSAPV361200300D5	
model	100–240 V; 50–60 Hz; 0,9A	
Výstup	12Vdc; 3A	

Družba Skinovations Ltd. si pridržuje pravico, da uvede kakršne koli spremembe izdelkov ali tehničnih lastnosti za izboljšanje zmogljivosti, zanesljivosti ali proizvodnosti. Podatki, ki jih je posredovala družba Home Skinovations Ltd., se v času objave ocenjujejo kot točni in zanesljivi. Vendar pa družba Home Skinovations Ltd. ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo pripomočka. S tem se ne podeljuje nobeno dovoljenje, ne posledično ne na kak drug način v okviru patenta ali patentnih pravic družbe Home Skinovations Ltd. Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno reproducirati ali prenašati v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, elektronski ali mehanski, za kateri koli namen, brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe Home Skinovations Ltd. Podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Družba Home Skinovations Ltd. ima patente in patentne prijave na čakanju, blagovne znamke, avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine, ki pokrivajo vsebino tega dokumenta. Posedovanje tega dokumenta vam ne daje nobene licence za te patente, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge pravice intelektualne lastnine, razen kot je izrecno določeno v vsakem pisnem sporazumu od družbe Home Skinovations Ltd. Tehnične lastnosti se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, IZRAEL [www.silkn.com](http://www.silkn.com), [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## Vsebina

<b>1. Pred uporabo</b> .....	<b>123</b>
1.1 Opis pripomočka Silk'n Infinity™ .....	123
1.2. Vsebina embalaže .....	124
<b>2. Predvidena uporaba pripomočka Silk'n Infinity™</b> .....	<b>124</b>
<b>3. Varna uporaba pripomočka Silk'n Infinity™</b> .....	<b>124</b>
<b>4. Kontraindikacije</b> .....	<b>126</b>
<b>5. Pripomočka Silk'n Infinity™ ne uporabljajte, če:</b> .....	<b>130</b>
<b>6. Izogibajte se uporabi pripomočka Silk'n Infinity™, če kar koli od naštetega velja za vas</b> .....	<b>131</b>
<b>7. Možni neželeni učinki pri uporabi pripomočka Silk'n Infinity™</b> .....	<b>131</b>
<b>8. Dolgotrajno odstranjevanje dlak s pripomočkom Silk'n Infinity™</b> .....	<b>133</b>
<b>9. Začnite!</b> .....	<b>134</b>
9.1. Kaj lahko pričakujete pri uporabi pripomočka Silk'n Infinity™? .....	138
9.2. Po uporabi pripomočka Silk'n Infinity™ .....	139
<b>10. Vzdrževanje pripomočka Silk'n Infinity™</b> .....	<b>140</b>
10.1. Čiščenje pripomočka Silk'n Infinity .....	140
<b>11. Povežite pripomoček Silk'n Infinity™ prek povezave Bluetooth</b> .....	<b>141</b>
<b>12. Odpravljanje težav</b> .....	<b>142</b>
12.1. »Moj pripomoček Silk'n Infinity™ se ne vklopi.« .....	142
12.2. »Galvanski impulz se ne sproži, ko pritisnem gumb SPROŽILEC IMPULZOV« .....	142
12.3. »Svetlobni impulz se ne sproži, ko pritisnem gumb SPROŽILEC IMPULZOV« .....	142
<b>13. Služba za stranke</b> .....	<b>143</b>
<b>14. Tehnični podatki</b> .....	<b>144</b>
<b>15. Označevanje</b> .....	<b>171</b>

**Pred prvo uporabo pripomočka Silk'n Infinity™ preberite ta navodila za uporabo v celoti. Posebno pozornost namenite razdelkom o postopkih uporabe pripomočka, njegovemu delovanju in postopkih po uporabi.** Priporočamo vam, da pred vsako uporabo pripomočka Silk'n Infinity™ ponovno preberete ta navodila za uporabo. Pripomoček Silk'n Infinity™ je močna električna naprava. Zato morate biti pri njeni uporabi posebej pozorni na varnost. **Pred uporabo pozorno preberite vsa opozorila in varnostne napotke ter jih pri uporabi pripomočka Silk'n Infinity™ dosledno upoštevajte.**



## 1. Pred uporabo

**Pripomoček Silk'n Infinity™ je naprava, ki s pomočjo svetlobe trajno odstranjuje dlake in je namenjena za domačo uporabo.**

### 1.1 Opis pripomočka Silk'n Infinity™

Pripomoček Silk'n Infinity™ za ODSTRANJEVANJE DLAK ima POVRŠINO ZA TRETMA in SPROŽILEC IMPULZOV. Ima tudi par elektrod, OSNOVNO in za DOTIK, za ustvarjanje in tretma z galvansko cirkulacijo.

- ① Sprožilec impulzov
- ② Osnovna elektroda
- ③ Elektroda za dotik
- ④ Senzor barve kože
- ⑤ Površina uporabe
- ⑥ Osrednji gumb
- ⑦ Indikatorska lučka stopnje energije
- ⑧ Opozorilna indikatorska lučka za pripravljenost/barvo kože
- ⑨ Indikatorska luč povezave Bluetooth



## 1.2 Vsebina embalaže

Ob odprtju paketa Silk'n Infinity™, boste našli naslednje dele:

- Pripomoček za odstranjevanje dlak Silk'n Infinity™
- Napajalnik
- Ta navodila za uporabo
- Garancijsko kartico
- Kozmetični kovček

## 2. Predvidena uporaba pripomočka Silk'n Infinity™

Silk'n Infinity™ je pripomoček za odstranjevanje neželenih dlačic. Silk'n Infinity™ je namenjen tudi za dolgotrajno ali trajno zmanjšanje poraščenosti. Trajno zmanjšanje poraščenosti je opredeljeno kot dolgotrajno stabilno zmanjševanje števila dlak, ki ponovno zrastejo po režimu tretmajev.

Silk'n Infinity™ je pripomoček za odstranjevanje neželenih dlačic. Silk'n Infinity™ je namenjen tudi za dolgotrajno ali trajno zmanjšanje poraščenosti. Trajno zmanjšanje poraščenosti je opredeljeno kot dolgotrajno stabilno zmanjševanje števila dlak, ki ponovno zrastejo po režimu tretmajev.

Silk'n Infinity™ se lahko uporablja za odstranjevanje neželenih dlačic s telesa.

Silk'n Infinity™ je idealen za uporabo na različnih predelih telesa, vključno s pazduhami, predelom bikinija, rokah, nogah, na obrazu, hrbtu, ramenih in prsih.

## 3. Varna uporaba pripomočka Silk'n Infinity™

**Pri Silk'n Infinity™ je varnost na prvem mestu.**

**Tehnologija HPL™ v pripomočku Silk'n Infinity™ – vrhunska varnost z nizko stopnjo energije**

Tehnologija Home Pulsed Light™ (tehnologija pulzirajoče svetlobe) omogoča dolgotrajno odstranjevanje dlačic z zelo nizko stopnjo energije v primerjavi z drugimi pripomočki za odstranjevanje dlačic na osnovi pulzirajoče svetlobe. Nizka stopnja energije, ki se uporablja pri Silk'n Infinity™, zmanjšuje možnost povzročitve poškodb ali zapletov in zagotavlja večjo splošno varnost.

**Silk'n Infinity™ varuje vašo kožo**

Odstranjevanje dlačic s pomočjo svetlobnih impulzov ni primerno za porjavelo kožo. Silk'n Infinity™ ima vgrajen SENZOR BARVE KOŽE, ki meri odtенок kože na površini, na kateri se pripomoček uporablja, in zagotavlja, da se stopnja energije nastavi v skladu z barvo kože.

POVRŠINA ZA TRETMA v velikosti 3 cm<sup>2</sup>, skozi katero se dovajajo svetlobni impulzi, je ugreznjena v notranjost naprave. To zagotavlja, da je vaša koža pri uporabi pripomočka Silk'n Infinity™ zaščitena pred neposrednim stikom med POVRŠINO ZA TRETMA in kožo.

**Silk'n Infinity™ varuje vaše oči**


Silk'n Infinity™ ima vgrajeno varnostno funkcijo za zaščito oči. Pripomoček je zasnovan tako, da se svetlobni impulzi ne oddajajo, ko je POVRŠINA ZA TRETMA obrnjena proti odprtemu prostoru. Varnostna funkcija omogoča uporabo samo takrat, ko je POVRŠINA ZA TRETMA v stiku s kožo.

## 4. Kontraindikacije

**Pomembne varnostne informacije – pred uporabo jih pozorno preberite!**

Silk'n Infinity™ ni namenjen za vsakogar. Pred uporabo natančno preberite in preučite informacije v razdelku v nadaljevanju. Če potrebujete nadaljnje informacije ali osebno svetovanje, obiščite spletno mesto [www.silkn.com](http://www.silkn.com) ali [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

Odstranjevanje dlačic z laserjem ali z močno pulzno svetlobo lahko pri nekaterih posameznikih povzroča povečano rast dlak. Na podlagi trenutno razpoložljivih podatkov skupine z največjim tveganjem za tak odziv vključujejo ženske iz sredozemskega območja, bližnjega vzhoda in južno-azijskega porekla, in sicer pri uporabi na obrazu in vratu.

Opozorilo	Možne posledice	Varnostni nasvet
<p><b>Pripomočka Silk'n Infinity™ ne uporabljajte na porjaveli koži.</b></p> <p>To ni varno!</p>  <p><b>Oglejte si preglednico barv las in kože na embalaži</b></p>	<p>Uporaba pripomočka Silk'n Infinity™ na porjaveli koži lahko povzroči neželene učinke, kot so pordelost kože in neudobje.</p>	<p>Edinstveni SENZORBARVE KOŽE je vgrajen v pripomoček Silk'n Infinity™ za merjenje polti kože na začetku vsakega postopka uporabe in med samim tretmajem. SENZOR BARVE KOŽE zagotavlja, da se impulzi oddajajo samo na primerne odtenke barve kože.</p>



<b>Opozorilo</b>	<b>Možne posledice</b>	<b>Varnostni nasvet</b>
<p><b>Ne uporabljajte pripomočka Silk'n Infinity™ na stopnji energije 2–5 na porjaveli koži ali po nedavni izpostavljenosti soncu (vključno z napravami za umetno porjavitev). Obdelanih površin kože ne izpostavljajte soncu.</b></p>	<p>Uporaba pripomočka Silk'n Infinity™ na stopnji energije 2–5 pred ali po izpostavljenosti soncu lahko povzroči neželene učinke, kot sta pordelost kože in neudobje. Porjavela koža zlasti po izpostavljenosti soncu vsebuje velike količine pigmenta melanin. To velja za vse vrste kože in polti, vključno s tistimi, pri katerih se zdi, da ne porjavijo hitro. Prisotnost velikih količin melanina izpostavlja kožo večjemu tveganju pri uporabi katere koli metode za odstranjevanje dlak s pomočjo svetlobe.</p>	<p>Če uporabljate katero koli stopnjo energije, ki je višja od najnižje, se izogibajte izpostavljanju soncu vsaj 4 tedne pred in 2 tedna po tretmaju s Silk'n Infinity™! Izpostavljenost soncu pomeni tudi nezaščiten izpostavljenost neposredni sončni svetlobi neprekinjeno več kot 15 minut ali nezaščiten izpostavljenost razpršeni sončni svetlobi neprekinjeno več kot eno uro. Za zaščito pri izpostavljenosti soncu morate nedavno obdelano kožo temeljito mazati s kremo za sončenje s faktorjem zaščite 30 ali višjim vsaj dva tedna po vsakem tretmaju za odstranjevanje dlačic. Najnižja stopnja energije (1) pripomočka Silk'n Infinity™ je predvidena posebej za varno uporabo tudi po izpostavljenosti sončni svetlobi. Po izpostavljenosti sončni svetlobi lahko nadaljujete z uporabo pripomočka Silk'n Infinity™, vendar samo z najnižjo stopnjo energije.</p>
<p><b>Pripomočka Silk'n Infinity™ nikoli ne uporabljajte na predelu okoli oči.</b></p>	<p>Čeprav Silk'n Infinity™ lahko uporabljate za odstranjevanje dlačic na obrazu, bodite posebej previdni, da se ne približate predelu okoli oči.</p>	<p>Silk'n Infinity™ ima vgrajeno varnostno funkcijo za zaščito oči. Pripomoček je zasnovan tako, da se svetlobni impulzi ne oddajajo, ko je POVRŠINA ZA TRETMA obrnjena proti odprtemu prostoru. SPROŽILEC IMPULZOV omogoča uporabo samo takrat, ko je POVRŠINA ZA TRETMA v stiku s tkivom.</p>

Opozorilo	Možne posledice	Varnostni nasvet
<p><b>Ne uporabljajte na koži s tetovažami ali trajnimi ličili in na temno rjavih ali črnih lisah (kot so velike pege, materina znamenja ali bradavice). Pomembno: dlačice lahko odstranjujete tudi z bradavic, spolovil ali ustnic, ker pa je koža tam naravno temnejša, UPORABLJAJTE SAMO STOPNJO ENERGIJE 1!</b></p>	<p>Obdelava katerega koli predela kože, ki je temnejše barve ali vsebuje več pigmenta, s pripomočkom Silk'n Infinity™ lahko povzroči nastanek opeklin, mehurčkov na koži in spremembe barve kože (hiper- ali hipopigmentacija).</p>	<p>Prekrijte temnejše predele z materialom, ki ne absorbira svetlobe, kot je na primer bela krpa ali beli medicinski trak.</p>
<p><b>Ne uporabljajte na koži z aktivnim ekcemom, luskavico, lezijami, odprtimi ranami ali okužbami (herpes), z nenormalnimi kožnimi stanji, ki jih povzročajo sistemske ali presnovne bolezni (sladkorna bolezen, na primer).</b></p>	<p>Svetlobni tretma lahko povzroči neželene učinke na že občutljivih predelih.</p>	<p>Pred uporabo pripomočka Silk'n Infinity™ počakajte, da se prizadeti predel zaceli.</p>
<p><b>Obdelava predela, na katerem so se predhodno že pojavljali izbruhi herpesa.</b></p>	<p>Svetlobni tretma lahko povzroči neželene učinke na že občutljivih predelih.</p>	<p>Pred uporabo pripomočka Silk'n Infinity™ se z zdravnikom posvetujte glede preventivnega zdravljenja.</p>

Opozorilo	Možne posledice	Varnostni nasvet
<p><b>Ne uporabljajte pripomočka Silk'n Infinity™, če ste noseči ali dojite.</b></p>	<p>Hormonske spremembe med nosečnostjo lahko povečajo občutljivost kože in tveganje za neželene učinke.</p>	
<p><b>Ne uporabljajte na predelih, na katerih boste morda želeli, da dlaviče kasneje ponovno rastejo.</b></p>	<p>Rezultati so trajni.</p>	
<p><b>Pripomočka Silk'n Infinity™ ne približujte vodi! Ne odlagajte ali shranjujte pripomočka Silk'n Infinity™ na mestih, kjer lahko pade, se potisne ali postavi v kad, umivalnik ali drugo posodo, ki vsebuje vodo.</b></p>	<p>To lahko povzroči hud električni udar.</p>	<p>Pripomočka Silk'n Infinity™ ne uporabljajte med kopanjem ali če se orosi oziroma zmoči. Če pade v vodo, ga nemudoma izklopite iz električnega omrežja.</p>
<p><b>Pripomočka Silk'n Infinity™ ne poskušajte odpreti ali popravljati.</b></p>	<p>Odpiranje pripomočka Silk'n Infinity™ vas lahko izpostavi nevarnim električnim delom in pulzirajoči svetlobni energiji, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe in/ali trajno poškodbo oči. Pri tem lahko pripomoček poškodujete in razveljavite svojo garancijo.</p>	<p>Če je vaša naprava pokvarjena ali poškodovana in potrebuje popravilo, se obrnite na službo za stranke Silk'n®.</p>

## 5. Pripomočka Silk'n Infinity™ ne uporabljajte:

<b>Če deluje z uporabo vtiča, priključkov oziroma dodatkov, ki mu niso bili priloženi.</b>	Če priključka ali dodatka ne priporoča družba Home Skinovations Ltd.	Takoj prenehajte z uporabo pripomočka Silk'n® in se obrnite na službo za stranke.
<b>Če je kabel ali vtič poškodovan.</b>	Napajalnega kabla ne hranite v bližini ogrevanih površin.	Takoj prenehajte z uporabo pripomočka Silk'n® in se obrnite na službo za stranke.
<b>Če pri uporabi vidite ali zavohate dim.</b>		Takoj prenehajte z uporabo pripomočka Silk'n® in se obrnite na službo za stranke.
<b>Če pripomoček ne deluje pravilno ali zgeda poškodovan.</b>		Takoj prenehajte z uporabo pripomočka Silk'n® in se obrnite na službo za stranke.
<b>Če je SENZOR BARVE KOŽE zlomljen ali poškodovan.</b>		Takoj prenehajte z uporabo pripomočka Silk'n® in se obrnite na službo za stranke.
<b>Če je ohišje je zlomljeno ali razpada.</b>		Takoj prenehajte z uporabo pripomočka Silk'n® in se obrnite na službo za stranke.

## 6. Izogibajte se uporabi pripomočka Silk'n Infinity™, če velja kar koli od naštetega:

Zgodovina nastajanja keloidnih brazgotin.	Pred uporabo pripomočka Silk'n Infinity™ se posvetujte z zdravnikom.
Če imate epilepsijo.	
Če imate bolezen, povezano z občutljivostjo na svetlobo, kot so porfirija, polimorfni svetlobni izpuščaji, sončna urtikarija, lupus itd.	
Če ste imeli v preteklosti kožnega raka ali imate predele možnih malignih obolenj kože.	
Če ste bili v zadnjih treh mesecih zdravljeni z obsevanjem ali kemoterapijo.	
Če imate kakšno drugo bolezen, zaradi katere vaš zdravnik meni, da bi bil tretma kože nevaren.	
Če vam je zdravnik v preteklih šestih mesecih predpisal zdravljenje z zdravilom za vašo kožo.	

## 7. Možni neželeni učinki pri uporabi pripomočka Silk'n Infinity™

Kadar se uporablja v skladu z navodili, so stranski učinki in zapleti, povezani z uporabo pripomočka Silk'n Infinity™, redki. Vendar pa pri vsakem kozmetičnem postopku, vključno s tistimi, ki so oblikovani za domačo uporabo, obstaja določena stopnja tveganja. Zato je pomembno, da razumete in sprejmete tveganja in zaplete, ki se lahko pojavijo pri uporabi sistemov za odstranjevanje dlavic s pulzirajočo svetlobo za domačo uporabo.

Neželeni učinek	Stopnja tveganja
<p><b>Manjše nelagodje kože</b> - Čeprav se običajno domači sistemi za odstranjevanje dlak s pulzirajočo svetlobo dobro prenašajo, večina uporabnikov med uporabo čuti blago nelagodje, ki ga običajno opisujejo kot nežno zbadajoč občutek na obdelanih predelih kože. Zbadajoč občutek običajno traja med celotnim časom tretmaja in nekaj minut po njem. Kakršni koli drugi občutki, razen tega blagega nelagodja, niso normalni in nakazujejo, da je bolje, da prekinete z uporabo pripomočka Silk'n Infinity™, saj slabo prenašate odstranjevanje dlačic ali pa, da je nastavljena stopnja energije previsoka.</p>	Blaga
<p><b>Pordelost kože</b> - Takoj po uporabi ali v obdobju 24 ur po uporabi pripomočka Silk'n Infinity™ lahko vaša koža pordi. Rdečica običajno izgine v roku 24 ur. Če rdečica ne izgine v dveh do treh dneh, obiščite zdravnika.</p>	Blaga
<p><b>Povečana občutljivost kože</b> - Koža ne predelu tretmaja je bolj občutljiva, tako da se lahko pojavi suhost ali luščenje kože.</p>	Blaga
<p><b>Pigmentne spremembe</b> - Silk'n Infinity™ deluje usmerjeno na dlake, zlasti na pigmentirane celice v foliklu dlake in na sam folikel. Kljub temu pa obstaja tveganje za začasno hiperpigmentacijo (povečana pigmentacija ali rjava obarvanost) ali hipopigmentacije (beljenje) kože okoli predela tretmaja. Tveganje za pojav sprememb v pigmentaciji kože je večje pri ljudeh s temnejšo kožo. Običajno je razbarvanje ali spremembe kožnega pigmenta začasno, trajna hiperpigmentacija ali hipopigmentacija pa se le redko pojavita.</p>	Redko
<p><b>Prekomerna rdečica in otekanje</b> - V redkih primerih lahko obdelana koža postane zelo rdeča in otekla. To se pogosteje pojavlja na bolj občutljivih predelih telesa. Rdečica in oteklina morata izginiti v roku dveh do sedmih dni in jih je treba zdraviti s pogostimi ledenimi obkladki. Nežno čiščenje kože je primerno, morate pa se izogibati sončni svetlobi.</p>	Redko

## 8. Dolgotrajno odstranjevanje dlak s pripomočkom Silk'n Infinity™

Običajen cikel celotne rasti dlake lahko traja od 18 do 24 mesecev. V tem obdobju bo morda potrebnih več tretmajev s pripomočkom Silk'n Infinity™ za zagotovitev trajne odstranitve dlačic. Učinkovitost odstranjevanja dlak se med posamezniki razlikuje glede na predel telesa, na katerem ga uporabljate, barvo dlak in način uporabe pripomočka Silk'n Infinity™.

Običajni načrt Silk'n Infinity™ odstranjevanja dlak v celotnem obdobju cikla rasti dlak:

1 do 4 tretmaji – načrtujte jih v razmiku dveh tednov

5 do 7 tretmajev – načrtujte jih v razmiku štirih tednov

8 in več tretmajev – uporabljajte pripomoček po potrebi, dokler ne dosežete želenih rezultatov.

### Pričakovani rezultat pri odstranjevanju dlak

Vrsta kože Fitzpatrick	Barva dlak	Pretok svetlobe [J/cm <sup>2</sup> ]	Površina predela telesa <sup>2</sup>	Povprečno število tretmajev <sup>1</sup>	Učinkovitost (% odstranjen dlake/ponovna rast) <sup>1</sup>
I-IV	Svetlo rjava do rjava	3-4.5	Spodnji ali zgornji del noge	10–12 tretmajev v razmiku približno 4 tedne.	Za 60-odstotkov manjša poraščenost
			Roke		Za 50-odstotkov manjša poraščenost
			Bikini predel		Za 60-odstotkov manjša poraščenost
			Pazduhe		Za 55-odstotkov manjša poraščenost
I-IV	Rjava do črna	3-4.5	Spodnji ali zgornji del noge	8-10 tretmajev v razmiku približno 4 tedne.	Za 70-odstotkov manjša poraščenost
			Roke		Za 60-odstotkov manjša poraščenost
			Bikini predel		Za 70-odstotkov manjša poraščenost
			Pazduhe		Za 65-odstotkov manjša poraščenost

1. Rezultati pri posamezniku so odvisni od vrste dlak in bioloških dejavnikov, ki lahko vplivajo na vzorec rasti dlak. Pri nekaterih uporabnikih bodo rezultati morda hitrejši ali počasnejši glede na povprečno število tretmajev.
2. Trajne odstranitve dlačic ne morete pričakovati po enem ali dveh tretmajih. Trajanje obdobja mirovanja foliklov dlake je odvisno tudi od predela telesa.

## 9. Začnite!

1. RVzemite PRIPOMOČEK ZA ODSTRANJEVANJE DLAK Silk'n Infinity™ in druge dele iz škatle.
2. Kabel NAPAJALNIKA priključite v PRIPOMOČEK ZA ODSTRANJEVANJE DLAK Silk'n Infinity™, v vtičnico.
3. KABEL priključite v električno vtičnico. Vse indikatorske lučke na NADZORNI PLOŠČI bodo zaporedno zasvetile in ugasnile.

Vaš pripomoček Silk'n Infinity™ je pripravljen za uporabo.

**Silk'n Infinity™ uporabljajte varno in pravilno!**

**Izberite predele, na katerih želite izvesti tretma in niso bili nedavno izpostavljeni soncu.**

4. Koža na področjih uporabe mora biti obrita čista, suha in brez nanesenih praškov, sredstev proti potenju ali dezodorantov. Dlak ne smete voskati, puliti ali vleči ven. Britje je pomemben korak na poti do zelenih rezultatov! Najboljše rezultate boste dosegli, če se boste pobrili tri dni pred tretmajem ali ko bodo dlake dolge 1–2 mm.
5. Pritisnite OSREDNJI GUMB. Pripomoček se bo vklopil, zasvetila bo INDIKATORSKA LUČKA stopnje energije 1 (zelena) in zaslišali boste zvok ventilatorja.
6. Približno sekundo po tem, ko boste pritisnili OSREDNJI GUMB, bo zasvetila INDIKATORSKA LUČKA PRIPRAVLJEN/OPOZORILO O BARVI KOŽE (rumena). Pripomoček je zdaj pripravljen za sprožitev prvega pulza na najnižji stopnji energije. Vedno začnite s stopnjo energije 1, saj se lahko v primeru, če začnete z višjo stopnjo energije, poveča možnost pojava neželenih učinkov.



7. Če je to vaš prvi tretma, izberite stopnjo energije, pri kateri se boste najboljše počutili. Pri uporabi pripomočka Silk'n Infinity™ je na voljo pet stopenj energije, od 1 (najnižja) do 5 (najvišja). Za pravilno izbiro stopnje energije pri prvem tretmaju na vsakem predelu najprej preskusite delovanje na posamezni stopnji:

**Položite POVRŠINO ZA TRETMA na kožo in pritisnite sprožilec za dovod enega impulza. Pri tem bodite pozorni, da se z dlanjo dotikate OSNOVNE ELEKTRODE skupaj s SPROŽILCEM IMPULZOV (glejte sliko).**

**Če se z dlanjo ne dotikate OSNOVNE ELEKTRODE, ne bo potekalo kroženje galvanske energije, potrebne pri tretmaju.**

**Če ne občutite nenormalnega neudobja, ponovno pritisnite OSREDNJI GUMB. Tako boste povečali stopnjo energije. Ponovno sprožite impulz na drugem predelu s stopnjo energije 2.**

**Nadaljujte s testiranjem s povečano stopnjo energije, dokler ne boste dosegli najvišje stopnje, pri kateri se boste še počutili udobno. Če po eni uri ne opazite nobenih neželenih učinkov, lahko pričnete s celotnim tretmajem na tej stopnji energije.**

**Ta test ponovite na vsakem predelu telesa, ki ga želite obdelati.**



8. Če želite nastaviti stopnjo energije, večkrat zapored pritisnite OSREDNJI GUMB za povečanje stopnje energije od 1 do 5 in od 5 nazaj na 1, dokler ne nastavite zelene stopnje energije. INDIKATORSKE LUČKE STOPNJE ENERGIJE kažejo nastavitve stopnje energije. Podrobni opis je naveden v okvirčku »Stopnja energije« spodaj.

**Stopnja energije** - Stopnja energije določa intenzivnost svetlobnega pulza, ki ga pripomoček Silk'n Infinity™ dovaja v vašo kožo. S povečevanjem stopnje energije se izboljšujejo rezultati odstranjevanja dlak, hkrati pa tudi tveganje možnih neželenih učinkov in zapletov. Pripomoček Silk'n Infinity™ deluje s petimi stopnjami energije, od 1 (najnižja) do 5 (najvišja), ki jih predstavlja pet indikatorskih lučk za stopnjo energije.

Pri vsakem ponovnem vklopu pripomočka Silk'n Infinity™, se stopnja energije samodejno ponastavi na najnižjo stopnjo. Svetila bo samo ena INDIKATORSKA LUČKA STOPNJE ENERGIJE. Če želite nastaviti stopnjo energije, večkrat zapored pritisnite OSREDNJI GUMB za povečanje stopnje energije od 1 do 5 in od 5 nazaj na 1.

9. POVRŠINO ZA TRETMA položite na kožo in poskrbite, da bo koža napeta in gladka. Takoj, ko je POVRŠINA ZA TRETMA v stiku s kožo, bo začela počasi utripati INDIKATORSKA LUČKA PRIPRAVLJEN/OPOZORILO O BARVI KOŽE.  
Pazite, da se boste dotikali ELEKTRODE ZA DOTIK na spodnji strani naprave, saj bo le tako sklenjen galvanski tokokrog in se bo pripomoček aktiviral.
10. Pritisnite SPROŽILEC IMPULZOV. Naprava bo najprej zaznala barvo vaše kože. Če je barva kože dovolj svetla za varno uporabo, bo pripomoček sprožil galvansko kroženje. Morda boste občutili nežno ščemenje. To je povsem normalno, saj galvanska obdelava deluje in razširja vaše pore za boljšo uporabo pripomočka. Takoj po tem bo naprava sprožila svetlobni impulz v vašo kožo in INDIKATORSKA LUČKA PRIPRAVLJEN/OPOZORILO O BARVI KOŽE bo ugasnila. Videli boste svetel blisk svetlobe in hkrati slišali tih pok, kar je normalni zvok pri delovanju te naprave. Občutili boste blag občutek toplote in ščemenja. Silk'n Infinity™ se bo takoj ponovno napolnil za naslednji impulz.  
Po nekaj sekundah bo INDIKATORSKA LUČKA PRIPRAVLJEN/OPOZORILO O BARVI KOŽE ponovno zasvetila in začela počasi utripati, ko boste pripomoček ponovno pritisnili ob kožo.
11. POVRŠINO ZA TRETMA umaknite s predela kože, ki ste ga že obdelali.
12. Izberite način uporabe za vaš tretma. Silk'n Infinity™ lahko uporabljate na dva načina:  
»Utripanje« in »Dršenje« (več podatkov o načini uporabe je navedenih v spodnjem okvirčku).
- A. Pri načinu UTRIPANJE sledite korakom od 9 do 11 na drugem mestu, dokler ne zajamete celotnega predela.
- B. Pri načinu DRSENJE pritisnite in pridržite SPROŽILEC IMPULZOV in pripomoček nežno premikajte po predelu tretmaja.



**Če se na koži pojavijo mehurji ali opekline,  
TAKOJ PRENEHAJTE Z UPORABO!**

## Načini uporabe

### UTRIPANJE

UTRIPANJE je najboljša tehnika za uporabo pri višjih stopnjah energije, saj omogoča boljši nadzor nad predelom kože.

Pri utripanju se morajo svetlobni impulzi s pripomočkom Silk'n Infinity™ nanašati v vrstah, tako da začnete na eni strani vsake vrste in nadaljujete proti njenemu koncu, saj tako preprečite večkratno uporabo na istem predelu oziroma prekrivanje predelov, ki jih obdelujete.

Pri utripanju pripomoček Silk'n Infinity™ zdeluje tako, da POVRŠINA ZA TRETMA ustvarja začasno blago senčenje na meji predela, ki ga obdelujete. Pri vsakem premiku položaja POVRŠINE ZA TRETMA upoštevajte te oznake pritiska kot vodilo za pravilno namestitev naslednjega impulza ter preprečevanje nastanka tako neobdelanih predelov kot tudi prekrivanja posameznih impulzov.

### DRSENJE

DRSENJE je najboljši način uporabe pri nizkih stopnjah energije in za hitrejšo in učinkovitejšo izvajanje tretmaja.

Pri drsenju neprekinjeno pritiskajte SPROŽILEC IMPULZA in s počasnimi drsečimi gibi nežno premikajte pripomoček tako, da bo v stalnem stiku s kožo. Napravo nežno premikajte po obdelovanem predelu. Pri nižjih stopnjah energije potrebuje pripomoček samo 1 do 1,5 sekunde, da se med impulzi ponovno napolni, kar vam zagotavlja nenehno zaporedje utripov.



**Poskušajte se izogibati nanosu prekrivajočih se impulzov!**



**V posameznem tretmaju odstranjevanja dlavic lahko isti predel kože obdelate samo enkrat!**

**Če boste posamezni predel kože v istem tretmaju obdelali več kot enkrat, se poveča možnost pojavljanja neželenih učinkov.**



**Če se na koži pojavijo mehurji ali opekline,  
TAKOJ PRENEHAJTE Z UPORABO!**

## SENZOR BARVE KOŽE

Odstranjevanje dlak na porjaveli koži s pomočjo svetlobe lahko povzroči neželene učinke, kot so opekline, mehurji in spremembe barve kože (hiper- ali hipopigmentacija).

Za preprečevanje napačne uporabe edinstven SENZOR BARVE KOŽE v pripomočku Silk'n Infinity™ meri odtenek polti obdelane kože na začetku vsakega tretmaja in občasno med samim tretmajem. Če SENZOR BARVE KOŽE zazna ton kože, ki je pretemen za uporabo pripomočka Silk'n Infinity™, bo samodejno ustavil oddajanje impulzov.

Če ne vidite nobenega svetlobnega impulza in če INDIKATORSKA LUČKA PRIPRAVLJEN/OPOZORILO O BARVI KOŽE hitro utripa, je to pokazatelj, da je vaš odtenek kože, kot ga je izmeril SENZOR BARVE KOŽE, pretemen za varno uporabo. Poskusite uporabiti pripomoček na drugem predelu telesa ali pa se obrnite na službo za stranke Silk'n®.

### 9.1. Kaj lahko pričakujete pri uporabi pripomočka Silk'n Infinity™?

Za mnoge je lahko uporaba pripomočka Silk'n Infinity™ prva izkušnja z napravo s pulzirajočo svetlobo, ki je namenjena za domačo uporabo. Silk'n Infinity™ je preprost za uporabo, tretmaji odstranjevanja dlačic pa so hitri. Med uporabo pripomočka Silk'n Infinity™ je normalno, da se pojavljajo in da občutite:

- **Hrup ventilatorja** – hladilni ventilator v pripomočku Silk'n Infinity™ oddaja zvoke podobne zvokom sušilca za lase.
- **Pri vsakem impulzu se sliši tih pok** – ko se aktivira svetloba HPL™, je normalno, da slišite tih pok sočasno z bliskom svetlobe.
- **Občutek toplote in mravljinčenja** – med vsakim galvanskim in pulznim zaporedjem je normalno, da občutite blag občutek toplote in mravljinčenja zaradi galvanske in svetlobne energije.
- **Blagardeča ali rožnata obarvanost** – med in takoj po vašem tretmaju s pripomočkom Silk'n Infinity™ ni nenavadno, če opazite nekaj zelo blage rožnate obarvanosti kože. To je običajno najbolj opazno okoli samih dlačic.

Če pa opazite močno rdečico, nastanek mehurjev ali opeklin, takoj prenehajte z uporabo pripomočka Silk'n Infinity™.

## 9.2. Po uporabi pripomočka Silk'n Infinity™

1. Ko končate s tretmajem, pripomoček Silk'n Infinity™ izklopite z daljšim pritiskom OSREDNJEGA GUMBA. Ne pozabite zadnje nastavitve stopnje energije, ki ste jo uporabljali, saj pri ponovnem vklopu pripomočka Silk'n Infinity™ ta stopnja ne bo ohranjena.
2. NAPAVALNIK izklopite iz električne vtičnice.
3. Po vsakem tretmaju odstranjevanja dlačic, temeljito očistite Silk'n Infinity™, zlasti POVRŠINO ZA TRETMA (glejte: »Čiščenje pripomočka Silk'n Infinity™«).
4. Priporočamo, da po čiščenju pripomoček Silk'n Infinity™ shranite v originalni embalaži in pazite, da ne pride v stik z vodo.



### **Nega kože po tretmaju odstranjevanja dlak**

**Priporočamo vam, da po tretmaju na obdelane predele kože nanese te losjon za telo in saj si bo tako vaša koža hitreje opomogla. Uporabite lahko priložen losjon za telo ali svojega.**

**Predelov telesa, na katerih ste med tretmajem uporabili stopnjo energije od 2 do 5, ne izpostavljajte soncu. Pazite, da obdelano kožo temeljito zavarujete s kremo za sončenje z zaščitnim faktorjem 30 ali višjim, vsaj dva tedna po vašem zadnjem tretmaju za odstranjevanje dlačic.**

## 10. Vzdrževanje pripomočka Silk'n Infinity™

### 10.1. Čiščenje pripomočka Silk'n Infinity

Po vsakem tretmaju odstranjevanja dlačic pozorno očistite Silk'n Infinity™, še posebej POVRŠINO ZA TRETMA.

1. Pred čiščenjem pripomoček Silk'n Infinity™ izključite iz električnega omrežja.
2. Za čiščenje uporabite čisto suho krpo in čistilno sredstvo, ki je namenjeno posebej za čiščenje elektronskih naprav, ter nežno obrišite površino pripomočka Silk'n Infinity™, zlasti POVRŠINO ZA TRETMA.

Pripomočka Silk'n Infinity™ in njegovih delov nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine!

## 11. Povežite pripomoček Silk'n Infinity™ prek povezave Bluetooth

### 11.1 Prenesite aplikacijo »Silk'n odstranjevanje dlak« in pripomoček povežite z njo.

Brezplačna aplikacija »Silk'n odstranjevanje dlak« vam nudi podporo na vsakem koraku uporabe pripomočkov Silk'n za odstranjevanje dlak, ustvari osebni načrt tretmajev, pomaga pri sprejemanju najvarnejših in najbolj premišljenih odločitev ter vam skozi celoten postopek tretmajev zagotavlja najboljše rezultate.

Kot lastnik pripomočka Silk'n Infinity™ lahko uživate tudi v naših naprednih funkcijah aplikacije prek povezave Bluetooth!

Preprosto prenesite aplikacijo in sledite postopkom registracije in seznanjanja prek povezave Bluetooth.

Za brezplačen prenos aplikacije Silk'n odstranjevanje dlak, skenirajte:



## 12. Odpravljanje težav

### 12.1. »Moj pripomoček Silk'n Infinity™ se ne vklopi.«

- Preverite, ali je NAPAJALNIK pravilno priključen v pripomoček Silk'n Infinity™.
- Preverite, ali je NAPAJALNIK pravilno priključen v električno vtičnico.

### 12.2 A Galvanski impulz se ne sproži, ko pritisnem gumb SPROŽILEC IMPULZOV

- Pazite, da se bo vaša dlan dotikala OSNOVNE ELEKTRODE, ko pritisnete SPROŽILEC IMPULZOV. Za tretma z galvanskim kroženjem je treba galvanski krog skleniti, tako da hkrati pritisnete sprožilec in elektrodo, saj lahko le tako učinkovito obdelate vašo kožo.

### 12.3. »Svetlobni impulz se ne sproži, ko pritisnem gumb SPROŽILEC IMPULZOV«

- Preverite, ali rumena INDIKATORSKA LUČKA PRIPRAVLJEN/OPOZORILO O BARVI KOŽE počasi utripa, zagotovite dober stik s kožo in poskrbite, da bo POVRŠINA ZA TRETMA enakomerno in čvrsto pritisnjena ob kožo. Zaradi vaše varnosti bo SPROŽILEC IMPULZOV sprožil impulz, samo če je POVRŠINA ZA TRETMA čvrsto pritisnjena ob kožo. Preverite INDIKATORSKO LUČKO OPOZORILA ZA BARVE KOŽE. Če hitro utripa, je to znak, da je barva odtenka vaše kože, kot ga je izmeril SENZOR BARVE KOŽE, pretemna za varno uporabo. Poskusite uporabiti pripomoček na drugem predelu telesa ali pa se obrnite na službo za stranke Silk'n®.
- Če rumena lučka stalno sveti skupaj s katero koli drugo indikatorsko lučko je prišlo do sistemske napake. Napravo izključite in ponovno vključite. Če težave ne izginejo, se obrnite na lokalno službo za stranke Silk'n.
- Preverite, ali vse lučke utripajo skupaj v krogu. Če je tako, izklopite napravo iz vira napajanja. Naprava je dosegla konec svoje življenjske dobe. Napravo je treba odstraniti na ustrezen način. Staro opremo odnesite na najbližje zbirno mesto za elektronske odpadke, za varno in učinkovito odstranjevanje.





**Naprave Silk'n Infinity™ ne poskušajte odpreti ali popravljati. Popravila lahko izvajajo samo v pooblaščenih servisnih centrih Silk'n.**

Odpiranje pripomočka Silk'n Infinity™ vas lahko izpostavi nevarnim električnim delom in pulzirajoči svetlobni energiji, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe in/ali trajno poškodbo oči. Če poskusite pripomoček Silk'n Infinity™ odpreti, ga lahko pri tem poškodujete in s tem razveljavite svojo garancijo. Če je vaša naprava pokvarjena ali poškodovana in potrebuje popravilo, se obrnite na službo za stranke Silk'n®.

## 13. Služba za stranke

Za več informacij o izdelkih Silk'n® obiščite lokalno spletno mesto Silk'n® na naslovu **www.silkn.eu ali www.silkn.com**.

Če vaša naprava ne deluje, je poškodovana in potrebujete popravilo ali za kakršno koli drugo pomoč se obrnite na lokalno službo za stranke Silk'n®:

za stranke v ZDA in Kanadi: 1-877-DO-SILKN/1-877-367-4556, [contact@silkn.com](mailto:contact@silkn.com)

Država	Servisna številka	E-pošta
Francija	0891-655557	<a href="mailto:serviceconsommateurfr@silkn.eu">serviceconsommateurfr@silkn.eu</a>
Belgija	0900-25006	<a href="mailto:serviceconsommateurbe@silkn.eu">serviceconsommateurbe@silkn.eu</a>
Nizozemska	0900-2502217	<a href="mailto:klantenservicentl@silkn.eu">klantenservicentl@silkn.eu</a>
Španija	807088200	<a href="mailto:servicioalcliente@silkn.eu">servicioalcliente@silkn.eu</a>
ZK	0906-2130009	<a href="mailto:customercareuk@silkn.eu">customercareuk@silkn.eu</a>
Irska	1800901512	<a href="mailto:CustomercareIE@silkn.eu">CustomercareIE@silkn.eu</a>
Portugalska		<a href="mailto:CustomercarePT@silkn.eu">CustomercarePT@silkn.eu</a>
Skandinavske države		<a href="mailto:CustomercareSC@silkn.eu">CustomercareSC@silkn.eu</a>
Turčija		<a href="mailto:info@silkn.com.tr">info@silkn.com.tr</a>

## 14. Tehnični podatki

Galvansko	70–400 mikroamperov ( $\mu\text{A}$ )	
Velikost predela	0,9 cm x 3 cm [2,7 cm <sup>2</sup> ]	
Tehnologija	Home Pulsed Light™	
Najvišja stopnja energije	Največ 5 J/cm <sup>2</sup>	
Valovna dolžina	475–1.200 nm	
Čas polnjenja/napajanje	Neprekinjeno delovanje	
Električne zahteve	100-240 VAC, 2 A	
Delovanje in varnost	Senzor barve kože brezhibno zagotavlja uporabo samo na primernih vrstah kože	
Velikost embalaže	180 x 180 x 100 cm	
Teža sistema	200 gr	
Temperatura	Delovanje	10°C do 35°C
	Shranjevanje	-40 do +70°C
Relativna vlažnost	Delovanje	30 do 75 % rV
	Shranjevanje	10 do 95 % rV
Zračni tlak	Delovanje	700 do 1060 hPa
	Shranjevanje	500 do 1060 hPa
Napajalnik	KSAPV361200300D5	
Nazivna	100–240 V, 50–60 Hz, 0,9 A	
moč	12 V izmenični tok; 3 A	

Home Skinovations Ltd. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym produkcie lub specyfikacji w celu poprawienia wydajności, niezawodności i produktywności. Informacje przekazane przez Home Skinovations Ltd. uważa się za prawidłowe i wiarygodne w czasie publikacji. Jednakże Home Skinovations Ltd. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z produktu. Nie udziela się żadnej gwarancji, dorozumianej ani innej w ramach żadnych patentów ani praw patentowych Home Skinovations Ltd. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być kopiowana ani przekazywana w jakiegokolwiek formie ani za pomocą jakiegokolwiek środka do żadnych celów bez wyraźnej, pisemnej zgody Home Skinovations Ltd. Dane podlegają zmianie bez powiadomienia.

Home Skinovations Ltd. posiada patenty i wnioski patentowe w toku przyznawania, znaki towarowe, prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej odnoszące się do przedmiotu w niniejszej dokumentacji. Urządzenie, o którym mowa w niniejszym dokumencie nie stanowi żadnych licencji do powyższych patentów, znaków towarowych, praw autorskich ani innych praw własności intelektualnej z wyłączeniem tych wyraźnie określonych pisemnie w umowie zawartej pomiędzy Home Skinovations Ltd. a użytkownikiem. Specyfikacja podlega zmianie bez powiadomienia.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, IZRAEL [www.silkn.com](http://www.silkn.com), [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## Spis treści

<b>1. Przed pierwszym użyciem</b> .....	<b>146</b>
1.1 Opis urządzenia Silk'n Infinity™ .....	146
1.2. Zawartość opakowania .....	147
<b>2. Przeznaczenie urządzenia Silk'n Infinity™</b> .....	<b>148</b>
<b>3. Bezpieczeństwo podczas stosowania urządzenia Silk'n Infinity™</b> .....	<b>149</b>
<b>4. Przeciwwskazania</b> .....	<b>150</b>
<b>5. Nie stosować urządzenia Silk'n Infinity™, jeśli:</b> .....	<b>155</b>
<b>6. Unikać stosowania urządzenia Silk'n Infinity™, jeśli którekolwiek z poniższych dotyczy użytkownika</b> .....	<b>156</b>
<b>7. Możliwe działania uboczne podczas korzystania z Silk'n Infinity™</b> .....	<b>156</b>
<b>8. Długotrwały sposób usuwania włosów Silk'n Infinity™</b> .....	<b>158</b>
<b>9. Przystąpienie do korzystania z urządzenia</b> .....	<b>160</b>
9.1. Jakich efektów oczekiwać po zabiegach wykonywanych przy użyciu urządzenia Silk'n Infinity™? .....	165
9.2. Po zabiegu przy użyciu urządzenia Silk'n Infinity™ .....	166
<b>10. Konserwacja urządzenia Silk'n Infinity™</b> .....	<b>166</b>
10.1. Czyszczenie Silk'n Infinity™ .....	166
<b>11. Podłączanie urządzenia Silk'n Infinity™ do Bluetooth</b> .....	<b>167</b>
<b>12. Usuwanie usterek</b> .....	<b>168</b>
12.1. „Moje urządzenie Silk'n Infinity™ nie uruchamia się”. .....	168
12.2. „Po naciśnięciu przycisku PULSE TRIGGER (WŁĄCZNIK IMPULSÓW) nie są emitowane impulsy prądu galwanicznego” .....	168
12.3. „Po naciśnięciu przycisku PULSE TRIGGER (WŁĄCZNIK IMPULSÓW) nie są emitowane impulsy lekkie” .....	168
<b>13. Obsługa klientów</b> .....	<b>169</b>
<b>14. Specyfikacje</b> .....	<b>170</b>
<b>15. Etykieta</b> .....	<b>171</b>

Przed pierwszym przystąpieniem do korzystania z urządzenia Silk'n Infinity™ zaleca się przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi w całości. W szczególności przeczytać punkty dotyczące procedur korzystania z urządzenia, obsługi urządzenia i procedur dotyczących czynności po zakończeniu korzystania z urządzenia.

Zalecamy ponowne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed każdym użyciem urządzenia Silk'n Infinity™.



Silk'n Infinity™ jest urządzeniem zasilanym elektrycznie. W związku z tym należy korzystać z urządzenia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa. Zaleca się przeczytanie wszystkich ostrzeżeń i środków ostrożności przed użyciem urządzenia oraz ich przestrzeganie podczas korzystania z urządzenia Silk'n Infinity™.

## 1. Przed pierwszym użyciem

**Silk'n Infinity™ jest urządzeniem, którego zasada działania opiera się na oddziaływaniu światłem w celu trwałego usunięcia włosów, przeznaczonym do użytku domowego.**

### 1.1 Opis urządzenia Silk'n Infinity™

URZĄDZENIE DO USUWANIA WŁOSÓW Silk'n Infinity™ ma na wyposażeniu POWIERZCHNIĘ ZABIEGOWĄ oraz WŁĄCZNIK IMPULSÓW. Na wyposażeniu urządzenia znajduje się również para elektrod, ZASADOWA i KONTAKTOWA w celu utworzenia i wykorzystania cyrkulacji prądu galwanicznego podczas zabiegu.



- ① Włącznik impulsów
- ② Elektroda zasadowa
- ③ Elektroda kontaktowa
- ④ Czujnik koloru skóry
- ⑤ Powierzchnia zabiegowa

- ⑥ Przycisk centralny
- ⑦ Kontrolki wskaźnika poziomu energii
- ⑧ Kontrolka gotowości / ostrzegawcza wskaźnika koloru skóry
- ⑨ Kontrolka wskaźnika Bluetooth

## 1.2 Zawartość opakowania

W opakowaniu urządzenia Silk'n Infinity™ znajdują się następujące elementy:

- Urządzenie do usuwania włosów Silk'n Infinity™
- Zasilacz
- Niniejsza instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna
- Eleganckie etui

## 2. Przeznaczenie urządzenia Silk'n Infinity™

Urządzenie Silk'n Infinity™ jest przeznaczone do usuwania niechcianych włosów. Urządzenie Silk'n Infinity™ jest również przeznaczone do długotrwałego lub trwałego usuwania włosów. Pod pojęciem trwałego usuwania włosów rozumie się długoterminowe stałe zmniejszanie się liczby odrastających włosów po serii zabiegów.

Urządzenie Silk'n Infinity™ jest przeznaczone do usuwania niechcianych włosów. Urządzenie Silk'n Infinity™ jest również przeznaczone do długotrwałego lub trwałego usuwania włosów. Pod pojęciem trwałego usuwania włosów rozumie się długoterminowe stałe zmniejszanie się liczby odrastających włosów po serii zabiegów.

Urządzenie Silk'n Infinity™ może być stosowane w celu usunięcia niechcianych włosów na ciele.

Idealnymi obszarami ciała, które można poddawać zabiegowi przy użyciu urządzenia Silk'n Infinity™ są pachy, okolice bikini, ramiona, twarz, plecy i klatka piersiowa.

### 3. Bezpieczeństwo podczas stosowania urządzenia Silk'n Infinity™

**W urządzeniu Silk'n Infinity™ najważniejsze jest bezpieczeństwo.**

#### **Technologia HPL™ zastosowana w urządzeniu Silk'n Infinity™ – najwyższy poziom bezpieczeństwa przy najniższym poziomie energii**

Technologia Home Pulsed Light™ umożliwia trwałe usuwanie włosów przy zastosowaniu zaledwie ułamkowej części poziomu energii w porównaniu z innymi urządzeniami do usuwania włosów wykorzystujących technologię oddziaływania światłem. Niski poziom energii wykorzystywany w urządzeniu Silk'n Infinity™ zmniejsza potencjalne ryzyko szkodliwego działania dla zdrowia, występowania komplikacji, a także przyczynia się do zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa użytkownika.

#### **Silk'n Infinity™ chroni Twoją skórę**

Usuwanie włosów metodą oddziaływania światła nie jest przeznaczone dla skóry opalonej. Urządzenie Silk'n Infinity™ ma wbudowany czujnik koloru skóry, który dokonuje pomiaru karnacji na powierzchni skóry i włącza poziom energii odpowiedni do danej karnacji.

Ponadto POWIERZCHNIA ZABIEGOWA URZĄDZENIA wynosząca 3 cm<sup>2</sup>, przez którą doprowadzane są impulsy świetlne, znajduje się w zagłębieniu urządzenia. Dzięki temu urządzenie Silk'n Infinity™ chroni skórę przed bezpośrednim kontaktem skóry z POWIERZCHNIĄ ZABIEGOWĄ urządzenia.

#### **Silk'n Infinity™ chroni Twoje oczy**


Urządzenie Silk'n Infinity™ ma wbudowane rozwiązania chroniące oczy. Zostało ono zaprojektowane w taki sposób, aby impulsy światła nie mogły być emitowane, gdy POWIERZCHNIA ZABIEGOWA urządzenia jest skierowana w stronę otoczenia. Funkcja bezpieczeństwa umożliwi przeprowadzenie zabiegu wyłącznie wtedy, gdy POWIERZCHNIA ZABIEGOWA znajduje się w kontakcie ze skórą.

## 4. Przeciwwskazania

**Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa – przeczytać przed użyciem!**

Urządzenie Silk'n Infinity™ nie jest przeznaczone dla każdego. Zaleca się przeczytanie i rozważenie informacji podanych w następnym punkcie przed użyciem urządzenia. W celu uzyskania dodatkowych informacji i spersonalizowania urządzenia zapraszamy do odwiedzenia strony [www.silkn.com](http://www.silkn.com) lub [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu).

Usuwanie włosów laserem lub przy użyciu źródeł technologii intensywnej światła impulsowego może u niektórych osób zwiększyć intensywność odrostu włosów. W oparciu o dostępne obecnie dane najbardziej narażone na wystąpienia takiego działania ubocznego są kobiety pochodzące z krajów śródziemnomorskich, Bliskiego Wschodu i Azji Południowej w zakresie zabiegów wykonywanych na twarzy i szyi.

Ostrzeżenie	Możliwe wyniki	Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa
<p><b>Nie stosować urządzenia Silk'n Infinity™ na opalanej skórze.</b></p> <p>To jest niebezpieczne!</p>  <p><b>Patrz wykres koloru skóry i włosów na opakowaniu.</b></p>	<p>Poddawanie zabiegowi opalanej skóry przy użyciu urządzenia Silk'n Infinity™ może powodować niepożądane objawy, takie jak zaczerwienienia i uczucie dyskomfortu.</p>	<p>W urządzeniu Silk'n Infinity™ wbudowany został unikalny CZUJNIK KOLORU SKÓRY umożliwiający dokonywanie pomiaru karnacji skóry na początku każdego zabiegu podczas sesji. CZUJNIK KOLORU SKÓRY gwarantuje, że impulsy będą emitowane wyłącznie na skórę o właściwym kolorze.</p>



<b>Ostrzeżenie</b>	<b>Możliwe wyniki</b>	<b>Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa</b>
<p><b>Nie stosować poziomów energii 2-5 urządzenia Silk'n Infinity™ na opalonej skórze ani po opalaniu się (włączając solarium). Nie wystawiać na działanie słońca obszarów ciała poddanych zabiegowi.</b></p>	<p>Poddawanie zabiegowi obszarów ciała wystawionych na działanie promieni słonecznych za pomocą urządzenia Silk'n Infinity™ przy ustawionym poziomie energii 2-5 może powodować niepożądane objawy, takie jak zaczerwienienia i uczucie dyskomfortu na skórze. Opalona skóra, w szczególności tuż po opalaniu, zawiera duże ilości pigmentu zwanego melaniną. Odnosi się to do wszystkich rodzajów skóry i karnacji, włączając również te, które nie opalają się zbyt szybko. Obecność dużej ilości melaniny naraża skórę na większe ryzyko niż jakiegokolwiek usuwanie włosów metodą impulsów świetlnych.</p>	<p>W przypadku stosowania każdego poziomu energii wyższego niż najniższy należy unikać wystawiania na działanie promieni słonecznych na 4 tygodnie przed i 2 tygodnie po zabiegu przy użyciu urządzenia Silk'n Infinity™.</p> <p>Poprzez wystawianie na działanie promieni słonecznych rozumie się wystawianie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych bez ochrony ciągiem przez ponad 15 minut lub wystawianie na działanie rozproszonych promieni słonecznych ciągiem przez ponad godzinę. W celu ochrony skóry poddanej ostatnio zabiegowi przed wystawieniem na działanie promieni słonecznych należy stosować i dokładnie nakładać krem z filtrem przeciwsłonecznym SPF30 lub wyższym przez 2 tygodnie po każdej sesji usuwania włosów.</p> <p>Najniższy poziom energii (1) urządzenia Silk'n Infinity™ jest przeznaczony w szczególności w celu bezpiecznego użycia urządzenia, nawet po wystawieniu na działanie promieni słonecznych.</p> <p>Po wystawieniu na działanie promieni słonecznych można kontynuować stosowanie zabiegów przy użyciu Silk'n Infinity™, jednak wyłącznie przy ustawieniu najniższego poziomu energii.</p>

<b>Ostrzeżenie</b>	<b>Możliwe wyniki</b>	<b>Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa</b>
<p><b>Nigdy nie stosować urządzenia Silk'n Infinity™ wokół i blisko oczu.</b></p>	<p>Urządzenie Silk'n Infinity™ może być stosowane do wykonywania zabiegów na twarzy, jednak należy zachować szczególną ostrożność, aby unikać kontaktu z oczami.</p>	<p>Urządzenie Silk'n Infinity™ ma wbudowane rozwiązania chroniące oczy. Zostało ono zaprojektowane w taki sposób, aby impulsy światła nie mogły być emitowane, gdy POWIERZCHNIA ZABIEGOWA urządzenia jest skierowana w stronę otoczenia. WŁĄCZNIK IMPULSÓW umożliwi przeprowadzenie zabiegu wyłącznie wtedy, gdy POWIERZCHNIA ZABIEGOWA znajduje się w kontakcie z tkanką.</p>
<p><b>Nie poddawać zabiegowi takich miejsc, jak tatuaże, make-up permanentny, ciemne brwi lub ciemne przebarwienia (tzn. duże piegi, znaki wrodzone, znamiona i narośla). Uwaga! Brodawki, genitalia lub wargi mogą być poddawane zabiegowi – jeśli jednak są one naturalnie ciemne, należy STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE POZIOM ENERGII 1!</b></p>	<p>Poddawanie zabiegowi przy użyciu Silk'n Infinity™ jakichkolwiek obszarów o ciemniejszej karnacji lub większym stężeniu pigmentu może powodować niepożądane objawy, takie jak oparzenia, pęcherze i zmiany koloru skóry (przebarwienia lub odbarwienia).</p>	<p>Pokryć ciemniejsze obszary skóry materiałem, który nie będzie absorbował promieni świetlnych, takim jak biała odzież lub biała taśma medyczna.</p>

<b>Ostrzeżenie</b>	<b>Możliwe wyniki</b>	<b>Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa</b>
<p><b>Nie poddawać zabiegowi obszarów skóry z aktywną egzemą, łuszczycą, zranionej, z otwartymi ranami lub zainfekowanej (z opryszczką) ani o nietypowym wyglądzie spowodowanym przez choroby układowe lub metaboliczne (na przykład cukrzyca).</b></p>	<p>Stosowanie zabiegów opartych na metodach oddziaływania impulsami świetlnymi na obszarach o większej wrażliwości może powodować niepożądane działania.</p>	<p>Przed użyciem urządzenia Silk'n Infinity™ odczekać do ustąpienia jakichkolwiek objawów na skórze.</p>
<p><b>Obszary zabiegu, na których wystąpiła wcześniej opryszczka.</b></p>	<p>Stosowanie zabiegów opartych na metodach oddziaływania impulsami świetlnymi na obszarach o większej wrażliwości może powodować niepożądane działania.</p>	<p>Przed użyciem Silk'n Infinity™ skonsultować się z lekarzem w celu otrzymania leczenia prewencyjnego.</p>
<p><b>Nie stosować zabiegów za pomocą Silk'n Infinity™ w przypadku ciąży lub karmienia.</b></p>	<p>Zmiany hormonalne zachodzące podczas ciąży mogą powodować zwiększenie wrażliwości skóry i ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych.</p>	

Ostrzeżenie	Możliwe wyniki	Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa
<p><b>Nie wykonywać zabiegów na obszarach, na których w przyszłości mają rosnąć włosy.</b></p>	<p>Wyniki zabiegu są trwałe.</p>	
<p><b>Trzymać urządzenie Silk'n Infinity™ z dala od wody. Nie umieszczać ani nie przechowywać urządzenia Silk'n Infinity™ w miejscu, z którego może spaść lub być potrącone. Nie umieszczać urządzenia na wannie, umywalce ani w żadnym innym miejscu, w którym może znajdować się woda.</b></p>	<p>Może to doprowadzić do niebezpiecznego porażenia prądem elektrycznym.</p>	<p>Nie stosować urządzenia Silk'n Infinity™ podczas kąpieli ani po jego zwilżeniu lub zmoczeniu. Niezwłocznie odłączyć od zasilania, jeśli urządzenie wpadnie do wody.</p>
<p><b>Nie otwierać ani nie naprawiać urządzenia Silk'n Infinity™.</b></p>	<p>Otwarcie urządzenia Silk'n Infinity™ może narazić użytkownika na kontakt z niebezpiecznymi komponentami elektrycznymi i energią światła impulsowego, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń ciała niebezpiecznych dla zdrowia i/lub trwałego uszkodzenia wzroku. Może to również prowadzić do uszkodzenia urządzenia i utraty gwarancji.</p>	<p>Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta Silk'n® w przypadku konieczności jego naprawy w wyniku pęknięcia lub uszkodzenia.</p>

## 5. Nie stosować urządzenia Silk'n Infinity™, jeśli:

<p><b>Urządzenie jest obsługiwane przy użyciu wtyczek, nasadek lub akcesoriów innych, niż te dostarczone przez Infinity.</b></p>	<p>Nasadki i akcesoria nie są zalecane przez firmę Home Skinovations Ltd.</p>	<p>Niezwłocznie zaprzestać użytkowania i skontaktować się z działem obsługi klienta Silk'n®.</p>
<p><b>Urządzenie ma uszkodzony przewód lub wtyczkę.</b></p>	<p>Nie dopuszczać do kontaktu przewodu zasilającego z gorącymi powierzchniami.</p>	<p>Niezwłocznie zaprzestać użytkowania i skontaktować się z działem obsługi klienta Silk'n®.</p>
<p><b>Można wyczuć lub zobaczyć dym podczas korzystania z urządzenia.</b></p>		<p>Niezwłocznie zaprzestać użytkowania i skontaktować się z działem obsługi klienta Silk'n®.</p>
<p><b>Urządzenie nie działa prawidłowo lub jest uszkodzone.</b></p>		<p>Niezwłocznie zaprzestać użytkowania i skontaktować się z działem obsługi klienta Silk'n®.</p>
<p><b>CZUJNIK KOLORU SKÓRY jest pęknięty lub uszkodzony.</b></p>		<p>Niezwłocznie zaprzestać użytkowania i skontaktować się z działem obsługi klienta Silk'n®.</p>
<p><b>Obudowa zewnętrzna jest pęknięta lub rozchodzi się.</b></p>		<p>Niezwłocznie zaprzestać użytkowania i skontaktować się z działem obsługi klienta Silk'n®.</p>

## 6. Unikać stosowania urządzenia Silk'n Infinity™ w przypadku:

Tendencji do bliznowacenia.	Przed zastosowaniem urządzenia Silk'n Infinity™ skontaktować się z lekarzem.
Epilepsji.	
Chorowania na choroby związanej z wrażliwością na światło, takie jak porfiria, wielopostaciowe zapalenie skóry, pokrzywka słoneczna, toczeń itp.	
Chorowania na nowotwór skóry lub posiadanie na skórze obszarów o potencjalnym ryzyku zachorowania na nowotwór skóry.	
Otrzymywania w ciągu ostatnich trzech miesięcy radioterapii lub chemioterapii.	
Stanów, które w opinii lekarza, mogą być niebezpieczne po poddaniu ich zabiegowi.	
Gdy przyjmowano w ciągu ostatnich 6 miesięcy leki aplikowane na skórę przepisane przez lekarza na receptę.	

## 7. Możliwe działania uboczne podczas korzystania z Silk'n Infinity™

W przypadku stosowania urządzenia zgodnie z zaleceniami działania uboczne i komplikacje powiązane z zastosowaniem Silk'n Infinity™ występują bardzo rzadko. Jednakże każdy zabieg kosmetyczny, włączając te przeznaczone do użytku domowego, pociąga za sobą pewne ryzyko. W związku z powyższym ważne jest, aby zapoznać się i zaakceptować ryzyko i komplikacje, jakie mogą wystąpić podczas korzystania z urządzeń do usuwania włosów metodą światła impulsowego przeznaczonych do użytku domowego.

Działania niepożądane	Stopień ryzyka
<p><b>Niewielki Uczucie dyskomfortu na skórze –</b>            generalnie usuwanie włosów metodą światła impulsowego jest dobrze tolerowane, a większość użytkowników stwierdza jedynie nieznaczne uczucie dyskomfortu określane jako łagodne uczucie pieczenia na obszarach skóry poddanych zabiegowi. Uczucie pieczenia występuje zazwyczaj podczas wykonywania lub przez kilka minut po zabiegu. Wszystkie inne objawy poza uczuciem nieznacznego dyskomfortu są uważane za nietypowe i oznaczają konieczność zaprzestania stosowania urządzenia Silk'n Infinity™ ze względu na nietolerancję zabiegów usuwania włosów lub poziom energii podczas zabiegu był ustawiony na zbyt wysoki.</p>	Niewielki
<p><b>Zaczerwienienia na skórze –</b>            skóra może się zaczerwienić tuż po zastosowaniu Silk'n Infinity™ lub w ciągu 24 godzin od jego użycia. Zaczerwienienia zazwyczaj ustępują w ciągu 24 godzin. Skonsultować się z lekarzem w przypadku utrzymywania się zaczerwienienia na skórze przez 2-3 dni.</p>	Niewielki
<p><b>Zwiększona wrażliwość skóry –</b>            obszary skóry poddane zabiegowi są bardziej wrażliwe, co może powodować uczucie suchości lub łuszczenia się skóry.</p>	Niewielki

Działania niepożądane	Stopień ryzyka
<p><b>Zmiany pigmentowe –</b> Silk'n Infinity™ oddziałuje na trzon włosa, w szczególności na komórki pigmentu w mieszku włosowym i na sam mieszek włosowy. Niemniej jednak istnieje ryzyko wystąpienia tymczasowego przebarwienia (zwiększonej ilości pigmentów lub brązowych przebarwień) lub odbarwienia (wybielenia) otaczającej skóry. Ryzyko zmiany pigmentacji skóry wzrasta u osób o ciemniejszej karnacji. Zazwyczaj przebarwienia i zmiany w pigmentacji skóry są tymczasowe, a trwałe przebarwienia lub odbarwienia występują niezwykle rzadko.</p>	Rzadko
<p><b>Nadmierne zaczerwienienia i opuchlizna –</b> w rzadkich przypadkach skóra poddana zabiegowi może stać się bardzo zaczerwieniona i opuchnięta. Najczęściej w miejscach wrażliwych na ciele. Zaczerwienienie i opuchlizna powinny ustąpić w ciągu 2-7 dni i powinny być często okładane lodem. Dozwolone jest delikatne oczyszczanie skóry, ale należy unikać wystawiania na działanie promieni słonecznych.</p>	Rzadko

## 8. Długotrwałe usuwanie włosów: metoda Silk'n Infinity™

Typowy pełny cykl wzrostu włosów wynosi około 18-24 miesięcy. W tym czasie konieczne będzie wielokrotne przeprowadzenie serii zabiegów przy użyciu Silk'n Infinity™ w celu osiągnięcia efektu trwałego usunięcia włosów.

Skuteczność usuwania włosów może różnić się u poszczególnych osób w zależności od obszarów ciała, koloru włosów i sposobu użycia Silk'n Infinity™.

Typowy plan usuwania włosów Silk'n Infinity™ podczas pełnego cyklu wzrostu włosów:



Zabiegi 1-4 – co dwa tygodnie

Zabiegi 5-7 – co cztery tygodnie

Zabiegi 8 + – wykonywać zgodnie z potrzebą, do osiągnięcia wymaganych rezultatów.

### Oczekiwany rezultat po zabiegu usuwania włosów

Typy skóry według klasyfikacji Fitzpatricka	Kolor włosów	Fluencja światła [J/cm <sup>2</sup> ]	Obszar ciała <sup>2</sup>	Średnia liczba zabiegów <sup>1</sup>	Skuteczność (% usunięcia / ponownego wzrostu włosów) <sup>1</sup>
I-IV	Jasnobrązowa do brązowa	3-4.5	Dolna i górna część nóg	Sesje 10-12, co około cztery tygodnie.	Zmniejszenie owłosienia o 60%
			Ramiona		Zmniejszenie owłosienia o 50%
			Okolice bikini		Zmniejszenie owłosienia o 60%
			Pachy		Zmniejszenie owłosienia o 55%
I-IV	Brązowa do czarna	3-4.5	Dolna i górna część nóg	Sesje 8-10, co około cztery tygodnie.	Zmniejszenie owłosienia o 70%
			Ramiona		Zmniejszenie owłosienia o 60%
			Okolice bikini		Zmniejszenie owłosienia o 70%
			Pachy		Zmniejszenie owłosienia o 65%

1. Poszczególne wyniki zależą od rodzaju włosów, jak również czynników biologicznych wpływających na wzory wzrostu włosów. U niektórych osób reakcja na działanie zabiegów może być szybsza lub wolniejsza niż w porównaniu do średniej liczby zabiegów.
2. Nie można jednak oczekiwać trwałego usunięcia włosów po jednorazowym lub dwukrotnym zabiegu. Czas trwania fazy spoczynkowej mieszków włosowych również zależy od obszarów ciała.

## 9. Przystąpienie do korzystania z urządzenia

1. Wyjąć URZĄDZENIE DO USUWANIA WŁOSÓW Silk'n Infinity™ oraz inne komponenty z opakowania.
2. Podłączyć przewód ZASILACZA do gniazda zasilacza URZĄDZENIA DO USUWANIA WŁOSÓW Silk'n Infinity™.
3. Podłączyć ZASILACZ do gniazdka elektrycznego. Wszystkie kontrolki na POWIERZCHNI KONTROLNEJ zapalą się i zgasną kilkakrotnie po okręgu.

Silk'n Infinity™ jest gotowe do uruchomienia.

**Należy obchodzić się z urządzeniem Silk'n Infinity™ w bezpieczny i prawidłowy sposób!**

**Wybrać obszary do przeprowadzenia zabiegu, które nie były poddane działaniu promieni słonecznych w niedawnym czasie.**

4. Skóra obszarów poddawanych zabiegowi powinna być ogolona, czysta, sucha, bez obecności proszków, antyperspirantów lub dezodorantów. Nie usuwać włosów woskiem, pęsetą ani nie wrywać. Golenie jest ważnym etapem w celu zapewnienia pożądanych rezultatów! Najlepsze rezultaty można osiągnąć w przypadku ogolenia na 3 dni przed zabiegiem lub w przypadku włosów o długości 1-2 mm.

5. Nacisnąć PRZYCISK CENTRALNY. Urządzenie włączy się, zapali się (zielona) KONTROLKA poziomu energii 1 i rozlegnie się dźwięk pracy wentylatora.
6. Po około 1 sekundzie od naciśnięcia PRZYCISKU CENTRALNEGO włączy się (żółta) KONTROLKA GOTOWOŚCI / OSTRZEGAWCZA WSKAŹNIKA KOLORU SKÓRY. Urządzenie jest gotowe do uruchomienia pierwszego impulsu na najniższym poziomie energii. Należy zawsze rozpoczynać przy poziomie energii 1, rozpoczęcie przy wyższym poziomie energii zwiększy natychmiast możliwość wystąpienia działań ubocznych.
7. W przypadku pierwszego zabiegu należy wybrać najbardziej dogodny poziom energii. Urządzenie Silk'n Infinity™ oferuje 5 poziomów energii, od 1 (najniższego) do 5 (najwyższego). Aby wybrać odpowiedni poziom energii do pierwszego zabiegu, należy sprawdzić oddzielnie każdy obszar poddawany zabiegowi:

**Umieścić POWIERZCHNIĘ ZABIEGOWĄ na skórze i nacisnąć włącznik, aby uruchomić jeden impuls. Upewnić się, że ręka dotyka ELEKTRODY ZASADOWEJ razem z WŁĄCZNIKIEM IMPULSÓW (zob. zdjęcie).**

**W przypadku braku kontaktu ręki z ELEKTRODĄ ZASADOWĄ nie zostanie wyemitowana cyrkulacja prądu galwanicznego.**

**W przypadku braku odbiegającego od normy dyskomfortu**

**nacisnąć ponownie PRZYCISK CENTRALNY. Spowoduje to zwiększenie poziomu energii. Przekazać jeden impuls na inne miejsce przy poziomie energii 2.**

**Kontynuować sprawdzanie większych poziomów energii do czasu osiągnięcia najwyższego poziomu niewywołującego dyskomfortu. Jeśli w przypadku godziny nie wystąpią działania uboczne, można rozpocząć pełen zabieg przy danym poziomie energii.**

**Powtórzyć test w odniesieniu do każdej części ciała, która ma zostać poddana zabiegowi.**



8. W celu ustawienia poziomu energii nacisnąć kilkakrotnie PRZYCISK CENTRALNY, aby zwiększyć poziom energii od 1 do 5 i od 5 bezpośrednio do 1 do czasu ustawienia wybranego poziomu energii. KONTROLKI POZIOMU ENERGII wskażą ustawienie poziomu energii. W celu uzyskania szczegółowych informacji patrz ramka „Poziom energii” poniżej.

### Poziom energii

Poziom energii określa intensywność impulsu światła Silk'n Infinity™ emitowanego na skórę. W miarę wzrastania poziomu energii wzrastają wyniki usuwania włosów, a także ryzyko możliwych działań ubocznych i komplikacji.

Urządzenie Silk'n Infinity™ oferuje 5 poziomów energii, od 1 (najniższego) do 5 (najwyższego) odzwierciedlone przez 5 kontrolki poziomu energii.

Po każdorazowym włączeniu urządzenia Silk'n Infinity™ poziom energii zostanie automatycznie przywrócony do najniższego poziomu energii. Włączona będzie tylko jedna KONTROLKA POZIOMU ENERGII.

W celu ustawienia poziomu energii nacisnąć kilkakrotnie PRZYCISK CENTRALNY, aby zwiększyć poziom energii od 1 do 5 i od 5 bezpośrednio do 1.

9. Umieścić POWIERZCHNIĘ ZABIEGOWĄ na skórze, upewniając się, że skóra jest równomiernie i gładko naciągnięta. Niezwłocznie po pełnym zetknięciu POWIERZCHNI ZABIEGOWEJ ze skórą KONTROLKA GOTOWOŚCI / OSTRZEGAWCZA WSKAŹNIKA KOLORU SKÓRY zacznie powoli migać. Dotknąć ELEKTRODY KONTAKTOWEJ w dolnej części urządzenia, aby zapewnić, że system galwaniczny może wykonać cyrkulację i włączyć się.
10. Nacisnąć WŁĄCZNIK IMPULSÓW. Urządzenie w pierwszej kolejności określi kolor skóry. Jeśli kolor skóry jest wystarczająco jasny w celu bezpiecznej aplikacji, urządzenie uruchomi cyrkulację prądu galwanicznego. Może pojawić się odczucie mrowienia. Jest to całkowicie normalne: zabieg galwaniczny działa w celu powiększenia porów i lepszego zastosowania zabiegu. Następnie urządzenie wyemituje impuls światła na skórę, a KONTROLKA GOTOWOŚCI / OSTRZEGAWCZA WSKAŹNIKA KOLORU SKÓRY wyłączy się. Pojawi się jasny błysk światła i równocześnie rozlegnie się delikatny trzaskający

dźwięk, będący normalnym odgłosem urządzenia. Odczuwalne będzie wrażenie ciepła i mrowienia. Urządzenie Silk'n Infinity™ natychmiast naładuje się ponownie do kolejnego impulsu.

Po kilku sekundach KONTROLKA GOTOWOŚCI / OSTRZEGAWCZA WSKAŹNIKA KOLORU SKÓRY włączy się ponownie i zacznie powoli migać po ponownym przyknięciu do skóry.

11. Zdjąć POWIERZCHNIĘ ZABIEGOWĄ z obszaru skóry poddawanego zabiegowi.
12. Wybrać metodę aplikacji dla danej sesji zabiegowej. Urządzenie Silk'n Infinity™ można zastosować na dwa sposoby: „Pulsing” i „Gliding” (w celu uzyskania szczegółowych informacji patrz ramka metody aplikacji poniżej).
  - A. W przypadku metody PULSING należy wykonać kroki 9 do 11 kilkakrotnie w innym miejscu, aż do pokrycia całego obszaru.
  - B. W przypadku metody GLIDING należy nacisnąć i przytrzymać WŁĄCZNIK IMPULSÓW i przesuwając urządzenie płynnym ruchem nad obszarem poddawany zabiegowi.



**Jeśli na skórze pojawią się pęcherze lub oparzenia,  
NATYCHMIAST PRZERWAĆ STOSOWANIE!**

## Metody wykonania zabiegu

### PULSING

PULSING to najlepsza technika w przypadku stosowania wyższych poziomów energii, ponieważ zapewnia lepszą kontrolę obszaru pokrycia skóry.

Podczas tej metody impulsy Silk'n Infinity™ powinny być podawane w rzędach, zaczynając na jednym końcu każdego rzędu i przesuując się kolejno w kierunku drugiego końca, co pozwoli na uniknięcie wykonywania zabiegu na tym samym obszarze więcej niż jeden raz lub nakładania się obszarów skóry.

Podczas metody „pulsing” POWIERZCHNIA ZABIEGOWA urządzenia Silk'n Infinity™ ma na celu stworzyć tymczasowy, delikatny cień w granicach obszaru poddawanego zabiegowi. Podczas każdej zmiany położenia POWIERZCHNI ZABIEGOWEJ należy korzystać z tych oznaczeń nacisku kierujących prawidłowym ustawieniem kolejnego impulsu, co pozwala uniknąć szczelin i nakładania się impulsów.

**GLIDING**

GLIDING to najlepszy sposób pracy przy niskich poziomach energii i uzyskania szybszej i bardziej skutecznej sesji.

Podczas metody Gliding trzymać WŁĄCZNIK IMPULSÓW stale naciśnięty i wykonywać wolne, posuwiste ruchy, zachowując kontakt ze skórą. Płynnie przesuwając urządzenie wzdłuż obszaru poddawanego zabiegowi. W przypadku niskich poziomów energii urządzenie potrzebuje zaledwie 1-1,5 sekundy do ponownego naładowania pomiędzy impulsami i zapewnia nieprzerwaną sekwencję błysków.



**Należy unikać nakładających się impulsów!**



**Nie należy poddawać zabiegowi tego samego obszaru więcej niż raz podczas sesji usuwania włosów!**

**Kilkukrotne poddanie tego samego obszaru skóry podczas sesji zabiegu zwiększa prawdopodobieństwo objawów niepożądanych.**



**Jeśli na skórze pojawią się pęcherze lub oparzenia,  
NATYCHMIAST PRZERWAĆ STOSOWANIE!**

**CZUJNIK KOLORU SKÓRY**

Usuwanie włosów światłem na opalanej skórze może skutkować niepożądanymi objawami, takimi jak oparzenia, pęcherze i zmiany koloru skóry (przebarwienia lub odbarwienia).

Aby zapobiec niewłaściwemu użyciu, wbudowany w urządzeniu Silk'n Infinity™ unikalny CZUJNIK KOLORU SKÓRY dokonuje pomiaru karnacji skóry na początku każdego zabiegu oraz sporadycznie podczas sesji zabiegu. Jeśli CZUJNIK KOLORU SKÓRY wykryje odcień skóry, który jest zbyt ciemny dla zabiegu Silk'n Infinity™, urządzenie automatycznie przerwie emitowanie impulsów.

W przypadku braku impulsów światła i gwałtownego migania KONTROLKI GOTOWOŚCI /

OSTRZEGAWCZEJ WSKAŹNIKA KOLORU SKÓRY oznacza to, że odcień skóry zmierzony przez CZUJNIK KOLORU SKÓRY jest zbyt ciemny w celu zapewnienia bezpiecznego zabiegu. Należy użyć urządzenia na innej części ciała lub skontaktować się ze wsparciem klienta Silk'n®.

## 9.1. Jakich efektów oczekiwać po zabiegach wykonywanych przy użyciu urządzenia Silk'n Infinity™?

Dla wielu osób korzystanie z Silk'n Infinity™ może być pierwszym doświadczeniem z urządzeniem, którego zasada działania opiera się na oddziaływaniu światłem, przeznaczonego do użytku domowego. Urządzenie Silk'n Infinity™ jest łatwe w użyciu, a sesje usuwania włosów przebiegają szybko. Podczas sesji zabiegu Silk'n Infinity™ normalne jest doświadczenie i odczuwanie:

- **Dźwięku wentylatora** – wentylator chłodzący urządzenia Silk'n Infinity™ wytwarza dźwięk podobny do dźwięku suszarki.
- **Trzaskającego dźwięku podczas każdego impulsu** – po wyemitowaniu impulsu światła HPL™ normalny jest trzaskający dźwięk rozlegający się jednocześnie z błyskiem światła.
- **Wrażenia ciepła i mrowienia** – podczas każdej sekwencji prądu galwanicznego i impulsu można odczuwać delikatne wrażenie ciepła i mrowienia pochodzące z energii galwanicznej i świetlnej.
- **Niewielkiego zaczerwienienia lub zaróżowienia** – podczas i bezpośrednio po zabiegu Silk'n Infinity™ często może wystąpić delikatne zaróżowienie skóry. Jest ono zazwyczaj najbardziej zauważalne wokół samych włosów.

Jednakże w przypadku poważnego zaczerwienienia skóry, pęcherzy lub poparzeń należy natychmiast przestać korzystać z urządzenia Silk'n Infinity™.

## 9.2. Po zabiegu przy użyciu urządzenia Silk'n Infinity™

1. Po zakończeniu zabiegu należy wyłączyć urządzenie Silk'n Infinity™, naciskając nieco dłużej PRZYCISK CENTRALNY. Należy zapamiętać ostatnie ustawienie poziomu energii, ponieważ nie zostanie ono przywrócone po ponownym włączeniu urządzenia Silk'n Infinity™.
2. Odłączyć przewód ZASILACZA od gniazdka elektrycznego.
3. Po każdej sesji usuwania włosów oczyścić urządzenie Silk'n Infinity™, w szczególności POWIERZCHNIĘ ZABIEGOWĄ (patrz: „Czyszczenie Silk'n Infinity™”).
4. Po czyszczeniu zaleca się przechowywanie urządzenia Silk'n Infinity™ w oryginalnym opakowaniu z dala od wody.



### Pielęgnacja skóry po sesji usuwania włosów

Po sesji zalecane jest zastosowanie emulsji do ciała na obszar poddany zabiegowi w celu szybszego powrotu skóry do normalnego stanu po zabiegu. Można skorzystać z dołączonej emulsji do ciała lub użyć własnej. Nie należy wystawiać obszarów skóry poddanych zabiegowi przy poziomie energii 2-5 na działanie słońca. Ostrożnie zabezpieczyć skórę poddaną zabiegowi kremem z filtrem przeciwsłonecznym SPF 30 lub wyższym podczas okresu usuwania włosów oraz co najmniej przez 2 tygodnie po ostatniej sesji zabiegu Silk'n Infinity™.

## 10. Konserwacja urządzenia Silk'n Infinity™

### 10.1. Czyszczenie Silk'n Infinity™

Po każdej sesji usuwania włosów oczyścić urządzenie Silk'n Infinity™, w szczególności POWIERZCHNIĘ ZABIEGOWĄ.

1. Odłączyć Silk'n Infinity™ od zasilania przed czyszczeniem.



2. Użyć suchej, czystej szmatki oraz specjalnie opracowanego detergentu do sprzętu elektronicznego w celu delikatnego przetarcia powierzchni Silk'n Infinity™, w szczególności POWIERZCHNI ZABIEGOWEJ.

Nigdy nie zanurzać urządzenia Silk'n Infinity™ ani żadnej jego części w wodzie lub innych cieczach!

## 11. Podłączanie urządzenia Silk'n Infinity™ do Bluetooth

### 11.1 Należy pobrać i połączyć się z aplikacją do usuwania włosów Silk'n Hair removal app.

Aplikacja „Silk'n free Hair Removal” zapewnia wsparcie podczas każdego etapu pracy z urządzeniem do usuwania włosów Silk'n, tworzy spersonalizowany plan zabiegów, pomaga w podjęciu najbezpieczniejszych i najlepiej poinformowanych wyborów oraz zapewnia przestrzeganie całego procesu zabiegu w celu zapewnienia najlepszych rezultatów.

Będąc właścicielem Silk'n Infinity™, możesz również skorzystać z naszej zaawansowanej funkcji łączności Bluetooth w aplikacji!

Pobierz aplikację i wykonaj kroki dotyczące rejestracji i parowania Bluetooth.

W celu bezpłatnego pobrania aplikacji Silk'n hair removal zeskanuj:



## 12. Usuwanie usterek

### 12.1. „Moje urządzenie Silk'n Infinity™ nie uruchamia się”.

- Upewnić się, że ZASILACZ jest prawidłowo podłączony do urządzenia Silk'n Infinity™.
- Upewnić się, że ZASILACZ jest podłączony do gniazdka elektrycznego w ścianie.

### 12.2 Po naciśnięciu przycisku PULSE TRIGGER (WŁĄCZNIK IMPULSÓW) nie są emitowane impulsy prądu galwanicznego

- Upewnić się, że dłoń dotyka ELEKTRODY ZASADOWEJ podczas naciskania WŁĄCZNIKA IMPULSÓW. Cyrkulacja prądu galwanicznego wymaga zamknięcia obwodu galwanicznego poprzez jednoczesne naciśnięcie włącznika i elektrody w celu skutecznego przeprowadzenia zabiegu na skórze.

### 12.3. „Po naciśnięciu przycisku PULSE TRIGGER (WŁĄCZNIK IMPULSÓW) nie są emitowane impulsy lekkie”

- Upewnić się, że żółta KONTROLKA GOTOWOŚCI / OSTRZEGAWCZA WSKAŹNIKA KOLORU SKÓRY powoli miga w celu zapewnienia dobrego kontaktu ze skórą oraz że POWIERZCHNIA ZABIEGOWA jest równo i pewnie dociśnięta do skóry. W celu zapewnienia bezpieczeństwa WŁĄCZNIK IMPULSÓW wyemituje impuls, wyłącznie jeśli POWIERZCHNIA ZABIEGOWA zostanie pewnie dociśnięta do skóry. Sprawdzić KONTROLKĘ OSTRZEGAWCZĄ WSKAŹNIKA KOLORU SKÓRY. Jeśli miga gwałtownie, oznacza to, że odcień skóry zmierzony przez CZUJNIK KOLORU SKÓRY jest zbyt ciemny w celu zapewnienia bezpiecznego zabiegu. Należy użyć urządzenie na innej części ciała lub skontaktować się ze wsparciem klienta Silk'n®.
- Jeśli żółte światło jest nadal włączone wraz z innymi kontrolkami, doszło do błędu systemu. Odłączyć urządzenie i podłączyć je ponownie. Jeśli problem się utrzymuje, skontaktować się z lokalnym centrum obsługi klienta Silk'n®.
- Sprawdzić, czy wszystkie kontrolki migają jednocześnie w okręgu. Jeśli tak, odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Urządzenie osiągnęło koniec żywotności. Urządzenie należy prawidłowo zutylizować. Dostarczyć stare urządzenie do najbliższego punktu odbioru odpadów elektronicznych w celu bezpiecznego i skutecznego usunięcia.



**Nie otwierać ani nie naprawiać urządzenia Silk'n Infinity™. Wyłącznie autoryzowane centra serwisowe Silk'n® mogą przeprowadzać naprawy.**

Otwarcie urządzenia Silk'n Infinity™ może narazić użytkownika na kontakt z niebezpiecznymi komponentami elektrycznymi i energią światła impulsowego, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń ciała niebezpiecznych dla zdrowia i/lub trwałego uszkodzenia wzroku. Usiłowanie otwarcia urządzenia Silk'n Infinity™ może również spowodować jego uszkodzenie i unieważnienie gwarancji. Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta Silk'n® w przypadku konieczności jego naprawy w wyniku pęknięcia lub uszkodzenia.

## 13. Obsługa klientów

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat produktów Silk'n® należy odwiedzić lokalną stronę internetową Silk'n® – **www.silkn.eu lub www.silkn.com**.


W przypadku niedziałania lub uszkodzenia produktu, konieczności jego naprawienia bądź chęci uzyskania wsparcia prosimy o kontakt z lokalnym centrum obsługi klienta Silk'n®:

Dla klientów z USA i Kanady: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Kraj	Nr telefonu do serwisu	E-mail
Francja	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Belgia	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Holandia	0900-2502217	klantenservicentl@silkn.eu
Hiszpania	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
Wielka Brytania	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Irlandia	1800901512	CustomercareIE@silkn.eu
Portugalia		CustomercarePT@silkn.eu
Skandynawia		CustomercareSC@silkn.eu
Turcja		info@silkn.com.tr

## 14. Specyfikacje

Prąd galwaniczny	70-400 mikroamperów ( $\mu\text{A}$ )	
Rozmiar miejsca zabiegu	0,9 cm x 3 cm [2,7 cm <sup>2</sup> ]	
Technologia	Home Pulsed Light™	
Maks. poziom energii	Maks. 5 J/cm <sup>2</sup>	
Długość fali	475-1 200 nm	
Czas ładowania / źródło zasilania	Stała praca	
Wymagania elektryczne	100-240 VAC, 2 A	
Obsługa i bezpieczeństwo	Czujnik koloru skóry gwarantuje stosowanie wyłącznie na odpowiednim rodzaju skóry	
Wielkość opakowania	180 x 180 x 100 cm	
Masa systemu	200 g	
Temperatura	Obsługa	10°C do 35°C
	Przechowywanie	-40°C do +70°C
Wilgotność względna	Obsługa	30 do 75% wilgotności względnej
	Przechowywanie	10 do 90% wilgotności względnej
Ciśnienie atmosferyczne	Obsługa	700 do 1 060 hPa
	Przechowywanie	500 do 1 060 hPa
Zasilacz	KSAPV361200300D5	
Moc znamionowa	100-240 V; 50-60 Hz; 0,9 A	
	12 V DC; 3 A	

 Class II equipment

 WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment

 CE Mark







 Do not use this appliance in a wet surrounding

Degree of protection against ingress water: ordinary

This device is not suitable for use in the presence of flammable anesthetic mixture with air or with Oxygen or Nitrous Oxide.



## Skin color

	energy 4-5	energy 4-5	energy 3-4-5	energy 3-4	✘	✘	✘
	energy 4-5	energy 4-5	energy 3-4-5	energy 3-4	energy 1-2-3	energy 1-2	✘
	energy 4-5	energy 4-5	energy 3-4-5	energy 3-4	energy 1-2-3	energy 1-2	✘
	energy 4-5	energy 4-5	energy 3-4-5	energy 3-4	energy 1-2-3	energy 1-2	✘
	energy 4-5	energy 4-5	energy 3-4-5	energy 3-4	energy 1-2-3	energy 1-2	energy 1-2
	energy 4-5	energy 4-5	energy 3-4-5	energy 3-4	energy 1-2-3	energy 1-2	energy 1-2

Hair color

PB110038B



  
HomeSkinovations™  
info@silkn.com  
www.silkn.com