

SV245B



MODIFICATION/ MODIFICATION/ ÄNDERUNG/ WIJZIGING

Please kindly note that the control function of the frequency and ionization was integrated to the intensity control in this latest version BIOPIEZO VERSION 2. The flows diffusion of electrons and negative ions is activated automatically when the device is switched on. The intensity modulation and the electrostimulation is done by pushing the unique wheel on the device./ Merci de bien vouloir noter que la fonction contrôle de la fréquence et de l'ionisation a été intégrée au contrôle de l'intensité dans cette dernière version BIOPIEZO VERSION 2. La diffusion des flux d'électrons et des ions négatifs s'active automatiquement lorsque l'appareil est mis en marche. La modulation de l'intensité et de l'électrostimulation se fait en poussant l'unique molette sur l'appareil./ Bitte bemerken Sie, dass die Steuerung in Abhängigkeit der Frequenz und Ionisierung zur Intensitätsregelung in dieser neuesten Version BIOPIEZO VERSION 2 integriert wurde. Die Diffusionsströme von Elektronen und negativen Ionen wird automatisch beim Einschalten des Geräts aktiviert. Die Intensitätsmodulation und die Elektrostimulation wird durch Drücken des einzigartigen Rades auf die Vorrichtung durchgeführt./ Gelieve rekening mee te houden dat de controle functie van de frequentie en van de ionisatie geïntegreerd werd in de controle van de intensiteit in deze laatste versie van BIOPIEZO VERSION 2. De verspreiding van de stromen van elektronen en negatieve ionen wordt automatisch geactiveerd bij het inschakelen van de toestel. Het aanpassen van de intensiteit en van de elektrostimulatie wordt gedaan door op het enige getaande wiel van het apparaat te duwen.

